

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025

SOLUCIONES DE MONTAJE PARA EL SECTOR SANITARIO

FABRICADO SEGÚN SUS NECESIDADES Y DISEÑADO PARA PERDURAR.

JB MEDICO

Destacados

- + Soluciones de montaje, higiene, porta sueros y soportes para infusión
- + Diferentes tipos de dispensadores en acero inoxidable
- + Diseño, desarrollo y fabricación de nuevos productos
- + Instalación

CONTACTOS

Producción y diseño
Jan Haurum Kristensen
Teléfono: +45 7020 5826
Correo electrónico: info@jbmedico.com

Ventas para España:
Ana Belén Martín
Móvil: +45 9386 3558
Área: España
Correo electrónico: abm@jbmedico.com

Compras y ventas:
Jesper A. Berg
Teléfono: +45 7020 5826
Móvil: +45 2868 5826
Área: Dinamarca y Exportaciones
Correo electrónico: jb@jbmedico.com

OBJETIVOS: EL MEDIO AMBIENTE EN EL PUNTO DE MIRA

JB Medico desarrolla y produce productos de alta calidad con materiales resistentes para aumentar la vida útil de los productos. Con ello, ayudamos también a la conservación del medio ambiente a largo plazo.

Este hecho, el de nuestra preocupación por el entorno y la sostenibilidad, está en el ADN de nuestra empresa. Trabajamos diariamente para mejorarlo y tratamos de buscar siempre la solución más sostenible.

EMBALAJE

Cada día salen de nuestra fábrica decenas de paquetes. Utilizamos muchas cajas y relleno. Por ello, intentamos que todo este embalaje sea lo más sostenible posible. Reciclamos cajas de cartón y rellenos que, todavía, tienen cierta calidad. Así que cuando alguno de nuestros clientes recibe una caja que parece usada o que tiene un logotipo distinto al nuestro, lo hacemos con la intención de ayudar, en la medida de lo posible, a la conservación del medio ambiente.

Utilizamos siempre cartón y papel con certificación ecológica FSC de fuentes responsables. (www.fsc.org). También minimizamos el uso de plástico para el relleno de las cajas

SOMOS RESPONSABLES

Y por ello reciclamos:

- . Papel y cartón
- . Embalajes
- . Plásticos blandos
- . Plástico duro
- . Metales
- . Cableado

LO QUE ESPERAMOS DE NUESTROS CLIENTES

Tal y como hemos contado, para nosotros es muy importante la salud de nuestro planeta. Por eso, nos gustaría que nos ayudaras a hacer lo mismo: recicla nuestros envases ¡Gracias por cuidarnos!

JB MEDICO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTACTOS	2	SOPORTES DE PARED PARA USOS DIVERSOSA	71
OBJETIVOS	2	SOPORTE DE PARED PARA FRASCOS DE ASPIRACIÓN O FRASCOS RECOLECTORES Y	
ABRAZADERAS DE RIEL - ABRAZADERAS DESLIZANTES	4	CONTENEDORES DE CATÉTERES	72
ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RIEL DE LÁMPARA	10	DIVERSOS ACCESORIOS	73
ABRAZADERAS DE RIEL PARA LÁMPARAS DE EXAMEN LARGAS, PESADAS Y ESTÁNDAR	14	CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA	80
PINZA UNIVERSAL AJUSTABLE 16-41 MM	18	TUS FAVORITOS	81
CARCASAS DE SUSPENSIÓN ABRAZADERA PARA ABRAZADERAS DE RIEL Y		NOTAS	81
PINZAS UNIVERSALES	20		
ACCESORIOS PARA RIELES GCX	21		
RIELES PARA EQUIPOS MÉDICOS ESTANDAR DIN EUROPEO Y ESCANDINAVO	25		
ACCESORIOS PARA RIEL PARA EQUIPOS MÉDICOS JBM	26		
SOPORTES DE PARED PARA RIELES UE Y ESCANDINAVOS	27		
SOPORTE DE PARED PARA LA PROTECCIÓN DE RIELES DE EQUIPOS MÉDICOS	28		
ILUMINACIÓN MÉDICA DE GLAMOX LUXO	29		
TRITURADOR ELÉCTRICO DE PASTILLAS V3-SEVERO	32		
ACCESORIOS PARA TRITURADOR ELÉCTRICO	33		
DE PASTILLAS V3-SEVERO	33		
BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS	34		
SOPORTES DE PARED	35		
BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS	36		
MÁSTILES PARA SISTEMA DE SUJECIÓN	39		
DISPENSADORES DE JABÓN Y GEL HIDROALCÓHOLICO DESINFECTANTE	40		
BANDEJAS ANTIGOTEO PARA DISPENSADORES DE JABÓN			
Y GEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE	42		
DISPENSADOR DE JABÓN Y GEL HIDROALCOHÓLICO CON BANDEJAS ANTIGOTEO	43		
SOPORTE DE MESA Y PARED PARA DISPENSADOR DE			
BOTELLAS CUADRADAS Y REDONDAS	45		
SOPORTE PARA GANTES, TOALLITAS DESINFECTANTES Y			
MASCARILLAS SANITARIAS	46		
SOPORTE DE PARED PARA TOALLITAS DESINFECTANTES "WET WIPE"	47		
ACCESORIOS PARA SOPORTE PARA GANTES,			
TOALLITAS DESINFECTANTES Y MASCARILLAS SANITARIAS	48		
SOPORTE DESLIZANTE DE ALUMINIO PARA RIELES CON RANURA EN T	49		
SOPORTE DE PARED PARA GANTES	50		
PORTA SUEROS Y SOPORTES PARA INFUSIÓN	51		
SOPORTES PARA INFUSIÓN XXL	53		
SOPORTES PARA INFUSIÓN	54		
ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN	55		
SOPORTE DE PARED PARA CILINDROS	61		
SOPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINALES	62		
SOPORTES PARA CONTENEDORES REDONDOS Y OVALADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	64		
SOPORTE PARA CONTENEDORES CUADRADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	65		
CESTAS Y PRODUCTOS DE ALAMBRE	69		

ABRAZADERAS DE RIEL-ABRAZADERAS DESLIZANTES

Estándar EU DIN (10x25 mm) y
escandinavo (10x30 mm) compatible con sistema de rieles



Abrazaderas de riel de 10x25 mm y 10x30 mm

JB-Medico cuenta con distintas variantes de rieles. Hemos diseñado y desarrollado dos sistemas de rieles de 10x25 mm y de 10x30 mm que sirven para la mayoría de las abrazaderas que hay en el mercado.

Este tipo de riel, que se fija en la pared o en el panel de la cama, está diseñado para sujetar de forma segura dispositivos médicos.

A la hora de realizar su pedido es importante asegurarse qué tipo de nuestros sistemas desea utilizar.

JB-Medico personaliza soluciones para todas las especialidades médicas.

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL PARA EQUIPOS MÉDICOS

Estándar DIN europeo 10x25 mm



JB 146-00-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola y ranura en T



JB 147-00-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola



JB 147-03-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm



JB 143-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen

Artículo n°: **JB 146-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 64 mm x 28,6 mm**
Peso: **132 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 147-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 64 mm x 28,6 mm**
Peso: **168 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 147-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 64 mm x 28,6 mm**
Peso: **161 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 143-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 90 mm x 28,6 mm**
Peso: **308 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL

Estándar DIN europeo 10x25 mm



JB 143-03-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm



JB 144-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bola



JB 144-03-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bola y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm



JB 145-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola

Artículo nº: **JB 143-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 28,6 mm**
Peso: **303 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo nº: **JB 144-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 28,6 mm**
Peso: **328 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo nº: **JB 144-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 28,6 mm**
Peso: **318 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo nº: **JB 145-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 110 mm x 28,6 mm**
Peso: **325 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL

Estándar DIN europeo 10x25 mm



JB 145-03-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm

Artículo n°: **JB 145-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 28,6 mm**
Peso: **317 gramos**
MOQ: **5 piezas.**



JB 045-03-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm

Artículo n°: **JB 045-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 45 mm x 28,6 mm**
Peso: **151 gramos**
MOQ: **5 piezas.**



JB 143-03-18

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 143-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 64,2 mm**
Peso: **468 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 145-03-18

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 145-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 64,2 mm**
Peso: **501 gramos**
MOQ: **2 piezas.**

JBMEDICO

ABRAZADERAS EXTRA SÓLIDAS PARA LÁMPARAS LARGAS Y PESADAS

Estándar DIN europeo 10x25 mm



JB 144-03-18

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bola y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 144-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 64,2 mm**

Peso: **502 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 147-03-18

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 147-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 64 mm x 64,2 mm**

Peso: **343 gramos**
MOQ: **4 piezas.**

ABRAZADERAS DE RIEL PARA COLGAR PORTA SUEROS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MÉDICOS

Estándar DIN europeo 10x25 mm



JB 143-03-20

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y soporte adaptador de Ø20 mm

Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 143-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 60,6 mm**

Peso: **536 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 145-03-20

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola y soporte adaptador con casquillo de latón de Ø20 mm

Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 145-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 64,2 mm**

Peso: **550 gramos**
MOQ: **2 piezas.**

JBMEDICO

ABRAZADERAS DE RIEL DE SUSPENSIÓN PARA COLGAR PORTASUEROS, EQUIPOS MÉDICOS E INFORMÁTICOS

Estándar DIN europeo 10x25 mm



JB 144-03-20

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de dos bolas, soporte adaptador y casquillo de latón de Ø20 mm

Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 144-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 64,2 mm**

Peso: **551 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 147-03-20

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de una bola, soporte adaptador y casquillo de latón de Ø20 mm

Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 147-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 64 mm x 64,2 mm**

Peso: **550 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 045-03-20

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen, soporte adaptador y casquillo de latón de Ø20 mm

Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 045-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 45 mm x 64,2 mm**

Peso: **384 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JBMEDICO

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RIEL DE LÁMPARA

JB 128-00-09

Casquillo de plástico POM
con orificio de Ø9,6 mm

Artículo n°: **JB 128-00-09**
Material: **Plástico (blanco)**
Peso: **12 gramos**
MOQ: **10 piezas.**



JB 22-00-05

Casquillo de latón con orificio de Ø20 mm

Artículo n°: **JB 22-00-05**
Material: **Latón**
Peso: **88 gramos**
MOQ: **10 piezas.**



JB 128-00-01

Casquillo de plástico POM con orificio de Ø13

Artículo n°: **JB 128-00-01**
Material: **Plástico POM (blanco)**
Peso: **8 gramos**
MOQ: **10 piezas.**



JB 94-00-00

Manivela de bloqueo M6x20 mm

Artículo n°: **JB 94-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Peso: **42 gramos**
MOQ: **5 piezas.**



JB 127-00-01

Casquillo de plástico POM con orificio de Ø16

Artículo n°: **JB 127-00-01**
Material: **Plástico POM (blanco)**
Peso: **170 gramos**
MOQ: **10 piezas.**



JB 10-32-00

Manivela de bloqueo M10x32 mm

Artículo n°: **JB 10-32-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Peso: **170 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JBMEDICO

ABRAZADERAS DE RIEL-ABRAZADERAS DESLINZANTES

Estándar escandinavo 10x30 mm



JB 88-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen



JB 103-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola



JB 104-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bola



JB 207-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bola y tres agujeros avellanados

Artículo n°: **JB 88-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 25 mm**
Peso: **280 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 103-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 25 mm**
Peso: **295 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 104-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 25 mm**
Peso: **304 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 207-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 110 mm x 25 mm**
Peso: **299 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL-ABRAZADERAS DESLINZANTES

Estándar escandinavo 10x30 mm



JB 206-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen. Tiene tres agujeros avellanados de Ø6, 6mm



JB 217-00-00

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola. Tiene tres agujeros avellanados de Ø6, 6mm



JB 120-00-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola y ranura en T



JB 121-00-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola

Artículo n°: **JB 206-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 25 mm**
Peso: **275 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 217-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 25 mm**
Peso: **293 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 120-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 64 mm x 25 mm**
Peso: **118 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 121-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 64 mm x 25 mm**
Peso: **155 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL-ABRAZADERAS DESLINZANTES

Estándar escandinavo 10x30 mm



JB 121-03-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm



JB 216-03-00

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm



JB 176-00-180

Abrazadera de riel, modelo extra ancho, tipo de bloqueo con cuatro tornillos prisioneros Allen



JB 176-00-180 sirve para transformadores

Artículo nº: **JB 121-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 64 mm x 25 mm**
Peso: **150 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo nº: **JB 216-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 45 mm x 25 mm**
Peso: **132 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo nº: **JB 176-00-180**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 180 mm x 25 mm**
Peso: **560 gramos**
MOQ: **4 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361



ABRAZADERAS DE RIEL PARA LÁMPARAS DE EXAMEN LARGAS, PESADAS Y ESTÁNDAR

Estándar escandinavo 10x30 mm

Abrazaderas de riel para lámparas de examen largas, pesadas y estándar.

Todas nuestras abrazaderas de riel para lámparas se ajustan al estándar escandinavo de 10x30 mm.

Pueden montarse y desmontarse sin necesidad de utilizar herramientas y pueden lavarse y desinfectarse en una lavadora termodesinfectadora cuando sea necesario.

Este tipo de riel, que se fija en la pared o en el panel de la cama, está diseñado para sujetar de forma segura dispositivos médicos.

JBMEDICO

ABRAZADERAS DE RIEL EXTRA SÓLIDAS PARA LÁMPARAS DE EXAMEN LARGAS Y PESADAS

Estándar escandinavo 10x30 mm



JB 206-03-18

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos Allen y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 206-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 60,6 mm**

Peso: **468 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 217-03-18

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 217-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 60,6 mm**

Peso: **475 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 207-03-18

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bola y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 207-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 60,6 mm**

Peso: **482 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 216-03-18

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y soporte adaptador de Ø18 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo nº: **JB 216-03-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 45 mm x 60,6 mm**

Peso: **316 gramos**
MOQ: **4 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL PARA PORTASUEROS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MÉDICOS

Estándar escandinavo 10x30 mm



Usos:

- Instalación de porta sueros en el cabecero
- Iluminación
- Brazos para pantallas

JB-Medico ofrece distintas opciones para fijar el equipamiento hospitalario a cabeceros, paneles o paredes. Personalizamos soluciones para todas las especialidades.



JB 206-03-20

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen y soporte adaptador de Ø20 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 206-03-20**
Material: **Aluminio (Anodizado natural)
H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 90 mm x 60,5 mm**

Peso: **507 gramos**
MOQ: **2 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ABRAZADERAS DE RIEL PARA PORTASUEROS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MÉDICOS

Estándar escandinavo 10x30 mm



JB 217-03-20

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con cierre de bola y soporte adaptador con casquillo de latón de Ø20 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 217-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 60,5 mm**

Peso: **530 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 207-03-20

Abrazadera de riel, modelo ancho, tipo de bloqueo con dos cierres de bolas, soporte adaptador con casquillo de latón de Ø20 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 207-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5 mm x 110 mm x 60,5 mm**

Peso: **537 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 216-03-20

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con dos tornillos prisioneros Allen, soporte adaptador con casquillo de latón de Ø20 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 216-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 45 mm x 60,5 mm**

Peso: **368 gramos**
MOQ: **4 piezas.**



JB 121-03-20

Abrazadera de riel, modelo estrecho, tipo de bloqueo con cierre de bola, soporte adaptador con casquillo de latón de Ø20 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas se venden por separado

Artículo n°: **JB 121-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural) H-151 "Satin Aluminium"**
Color: **Altura x Anchura x Profundidad**
Dimensiones: **61,5mm x 64 mm x 60,5 mm**

Peso: **383 gramos**
MOQ: **4 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

PINZA UNIVERSAL AJUSTABLE 16-41 MM



JB 158-00-00

Pinza universal.
Puede ajustarse a Ø16-41 mm

Permite ensamblar varios equipos

Artículo n°: **JB 158-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural), acero inoxidable 304, POM o nailon (PGA)**
Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad 36 mm x 51 mm x 134/96 mm**
Peso: **209 gramos**
MOQ: **4 piezas.**



JB 158-00-05

Pinza universal múltiple con orificios de 2x Ø6 mm. Puede ajustarse a Ø16-41 mm

Permite ensamblar varios equipos

Artículo n°: **JB 158-00-05**
Material: **Aluminio (anodizado natural), acero inoxidable 304, POM o nailon (PGA)**
Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad 36 mm x 51 mm x 134/96 mm**
Peso: **204 gramos**
MOQ: **4 piezas.**



JB 158-06-05

Pinza universal doble. Permite p. ej. el montaje de la cama y el porta sueros

Incluye 2 tornillos Allen y una llave

Artículo n°: **JB 158-06-05**
Material: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, POM y Nylon (PGA)**
Peso: **421 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 158-00-163

Pinza universal con ranura en T.
Puede ajustarse a Ø16-41 mm

Incluye 2 tornillos Allen y una llave

Artículo n°: **JB 158-00-163**
Material: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, POM y Nylon (PGA)**
Dimensiones: **61,5mm x 64 mm x 60,5 mm**
Peso: **245 gramos**
MOQ: **4 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

PINZA UNIVERSAL AJUSTABLE 16-41 MM



JB 158-03-18

Pinza universal con carcasa de suspensión con orificio de Ø18 mm. Se ajusta a Ø16-41 mm

Disponibles tres tamaños de casquillos
Las manivelas y la ranura en T se venden por separado

Nº DE ARTÍCULO: **JB 158-03-18**
MATERIAL: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, POM, Nylon (PA6)**
DIMENSIONES: **Altura x Anchura x Profundidad 36 mm x 51 mm x 134/96 mm**

PESO: **288 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 158-03-20

Pinza universal con carcasa de suspensión y casquillo de latón. Se ajusta a Ø16-41 mm

La manivela y la ranura en T se venden por separado

Nº DE ARTÍCULO: **JB 158-03-20**
MATERIAL: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, latón, POM, nylon (PA6)**
DIMENSIONES: **Altura x Anchura x Profundidad 36 mm x 51 mm x 134/96 mm**

PESO: **440 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 163-00-01

Ranura en T para pinza universal

Incluye 2 tornillos Allen y una llave

Artículo nº: **JB 163-00-01**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**

Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad 60 mm x 36,2 mm x 12,5 mm**

Peso: **36 gramos**
MOQ: **1 Bolsa med 20 uds.**

JBMEDICO

CARCASAS DE SUSPENSIÓN ABRAZADERA PARA ABRAZADERAS DE RIEL Y PINZAS UNIVERSALES



JB 205-00-00

Carcasa de suspensión para abrazaderas de riel y pinzas con orificio de Ø25 mm

Artículo nº: **JB 205-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **36 mm x 35,6 mm x 61 mm**

Peso: **133 gramos**
MOQ: **2 piezas.**

ACCESORIOS: **La manivela y el casquillo se venden por separado**



JB 205-00-18

Carcasa de suspensión para abrazaderas de riel y pinzas con orificio de Ø18 mm

Artículo nº: **JB 205-00-18**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **36 mm x 35,6 mm x 61 mm**

Peso: **171 gramos**
MOQ: **2 piezas.**

ACCESORIOS: **La manivela y el casquillo se venden por separado**



JB MEDICO

ACCESORIOS PARA RIELES GCX



JB 820-625-06

Herraje de riel GCX con agujeros de montaje

Artículo n°: **JB 820-625-06**
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
82 mm x 63 mm x 6 mm
 Peso: **83 gramos**
 MOQ: **4 piezas**

ACCESORIOS:
 JB 163-00-01 **Ranura en T**
 JB 205-00-00 **Carcasa de suspensión Ø20**
 JB 205-00-18 **Carcasa de suspensión Ø18**



JB 820-625-163

Herraje de riel GCX con ranura en T

Artículo n°: **JB 820-625-163**
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
82 mm x 36 mm x 18,5 mm
 Peso: **123 gramos**
 MOQ: **4 piezas.**



JB 820-625-20

Herraje de riel GCX con carcasa de suspensión con orificio Ø20 mm

Artículo n°: **JB 820-625-20**
 Material: **Aluminio (anodizado natural) y latón**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
82 mm x 63 mm x 42 mm
 Peso: **313 gramos**
 MOQ: **2 piezas.**

ACCESORIOS: **La manivela se vende por separado**



JB 820-625-18

Herraje de riel GCX con carcasa de suspensión con orificio Ø18 mm

Disponibles casquillos de Ø9,6-13 o 16 mm

Artículo n°: **JB 820-625-18**
 Material: **Aluminio (anodizado natural) y Plástico**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
82 mm x 63 mm x 42 mm
 Peso: **270 gramos**
 MOQ: **2 piezas.**

ACCESORIOS: **La manivela se vende por separado**

JBMEDICO

ACCESORIOS PARA RIELES GCX



JB 820-625-20
Para soporte de pantalla plana / monitor



JB 820-625-163
Para soporte para almacenaje de sondas vesicales



JB 820-625-18
Para lámparas o aparatos de iluminación




JB 820-625-163
Para contenedores de residuos sanitarios

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ACCESORIOS PARA RIELES GCX



JB 820-625-20
Para soporte de monitor



JB 820-625-163
Para cesta de alambre



JB 820-625-20
Montaje con carcasa de suspensión



JB 820-625-163
Para porta catéteres

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

RIELES PARA EQUIPOS MEDICOS Y ACCESORIOS

Estándar escandinavo 10x30 mm



JBM 100-01-06

Riel para equipos médicos JBM

Diseño higiénico. Posee mayor profundidad para evitar colisiones con las bandejas de cables. Permite la suspensión de equipos médicos.

Artículo nº: **JBM 100-01-06**
Material: **Aluminio (anodizado natural),**
Dimensiones: **Longitud - Estándar 6 metros sin junta**
Profundidad: 81 mm
Altura: 93 mm
Peso: **3,8 kg por metro**
Longitud estándar: **6 metros**

Embellecedores de plástico en los extremos y para los orificios

Ventajas:

- 1.- Muy fácil de limpiar**
- 2.- Óptima higiene debido a su superficie lisa**
- 3.- La inclinación evita que pueda usarse como estante**
- 4.- Orificios de montaje embellecidos que quedan enrasados con el riel**

Corte de sierra: **Disponible**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

RIELES PARA EQUIPOS MÉDICOS

Estándar DIN europeo 10x25 mm y escandinavo 10x30 mm



JB 252-00-00

Riel para equipos médicos de 10x25 mm

Estándar DIN europeo



JB 249-00-00

Tapa embellecedora de extremo

Para riel estándar DIN europeo



JB 234-00-01

Riel para equipos médicos de 10x30 mm

Estándar escandinavo



JB 248-00-00

Tapa embellecedora de extremo

Para riel estándar escandinavo

Artículo nº: **JB 252-00-00**
Material: **Aluminio**
Superficie: **Anodizado natural**
Color: **Natural**
Dimensiones: **Altura x Profundidad**
25 mm x 10 mm
Peso: **700 gramos pr. m.**
Longitud estándar: **6 metros**

Corte: **Disponible**
Perforación de agujeros: **Disponible**

Artículo nº: **JB 249-00-00**
Material: **Plástico (PE)**
Color: **Gris**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
30 mm x 10 mm
MOQ: **50 unidades**

Artículo nº: **JB 234-00-01**
Material: **Aluminio**
Superficie: **Anodizado natural**
Color: **Natural**
Dimensiones: **Altura x Profundidad**
30 mm x 10 mm
Peso: **800 gramos pr. m.**
Longitud estándar: **6 metros**

Corte: **Disponible**
Perforación de agujeros: **Disponible**

Artículo nº: **JB 248-00-00**
Material: **Plástico (PE)**
Color: **Gris**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
30 mm x 10 mm
MOQ: **50 unidades**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ACCESORIOS PARA RIEL PARA EQUIPOS MÉDICOS JBM

Estándar DIN europeo 10x25 mm y escandinavo 10x30 mm



JBM 100-01-07

Tapa embellecedora de extremo, lado derecho

Artículo n°: **JB 100-01-07**
Material: **Plástico ABS**
Color: **Gris**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
93 mm x 81 mm
Peso: **6 gramos**
MOQ: **10 unidades.**

JBM 100-01-08

Tapa embellecedora de extremo, lado izquierdo

Artículo n°: **JB 100-01-08**
Material: **Plástico ABS**
Color: **Gris**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
93 mm x 81 mm
Peso: **6 gramos**
MOQ: **10 unidades.**



JBM 100-01-10

Tapones embellecedores para riel JBM

Artículo n°: **JB 100-01-10**
Material: **Plástico ABS**
Color: **Gris**
Dimensiones: **Diámetro**
Ø12 mm
MOQ: **50 unidades.**



JBMEDICO

SOPORTES DE PARED PARA RIELES EUROPEO Y ESCANDINAVOS



JB 286-00-00

Soporte de pared o de equipo en acero inoxidable

Artículo n°: **JB 286-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Diámetro x Profundidad
 Ø50 mm x 10 mm**
 Peso: **137 gramos**
 MOQ: **10 unidades.**



JB 400-00-00

Soporte de pared o de equipo en aluminio

Artículo n°: **JB 400-00-00**
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Diámetro x Profundidad
 Ø50 mm x 10 mm**
 MOQ: **10 unidades.**



JB 286-00-18 (corto)

JB 286-00-36 (largo)

Separador en acero inoxidable para rieles de pared

Artículo n°: **JB 286-00-18 (pequeño)**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura / Diámetro exterior /
 Diámetro del agujero
 18 mm / Ø15 mm / Ø6,5 mm**
 Peso: **20 gramos**
 MOQ: **40 unidades.**

Artículo n°: **JB 286-00-36 (grande)**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura / Diámetro exterior /
 Diámetro del agujero
 36 mm / Ø15 mm / Ø6,5 mm**
 Peso: **40 gramos**
 MOQ: **20 piezas.**



JB 400-00-18 (corto)

JB 400-00-36 (largo)

Separador en aluminio para rieles de pared

Artículo n°: **JB 400-00-18 (pequeño)**
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura / Diámetro exterior /
 Diámetro del agujero
 18 mm / Ø15 mm / Ø6,5 mm**
 Peso: **7 gramos**
 MOQ: **40 unidades.**

Artículo n°: **JB 400-00-36 (grande)**
 Material: **Aluminio**
 Color: **Natural**
 Dimensiones: **Altura / Diámetro exterior /
 Diámetro del agujero
 36 mm / Ø15 mm / Ø6,5 mm**
 Peso: **14 gramos**
 MOQ: **20 piezas.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTE DE PARED PARA LA PROTECCIÓN DE RIELES DE EQUIPOS MÉDICOS



JB 180-02-02

Soporte de protección de rieles médicos

Absorbe los golpes del mobiliario que choca accidentalmente contra los rieles.

Artículo n°: **JB 180-02-02**
Material: **Acero inoxidable de 5 mm (AISI 304)**
Color: **Natural**
Dimensiones: **Anchura x Altura x Profundidad
400 mm x 3.380 mm x 1.450 mm**
Peso: **1.000 gramos**
MOQ: **4 piezas.**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ILUMINACIÓN MÉDICA DE GLAMOX LUXO

Lámparas de examen



Carelite LED

Los LED de Carelite son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético. Tienen una vida útil de, al menos, 50.000 horas

El potente módulo LED tiene una excelente salida de luz que proporciona aproximadamente 2.000 lux a 0,6 metros de distancia.

Artículo nº.

CAG026487
CAG026488



LHH LED

Moderna lámpara de reconocimiento médico LED: la fuente de luz del futuro

Los LED de LHH son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético. Tienen una vida útil de, al menos, 50.000 horas. El potente módulo LED tiene una excelente salida luz, proporcionando más de 24.000 lux a un metro.

Artículo nº.

LHG026534
LHG026533
LHG026535
LHG026547
LHG026545
LHG026546

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ILUMINACIÓN MÉDICA DE GLAMOX LUXO

Lupas



Circus LED

Diseñada para aplicaciones profesionales en entornos como clínicas, laboratorios o para personas con visión reducida.

Circus LED tiene una gran lente, cabezal de aluminio y un brazo autoequilibrado muy flexible. Viene equipada con una lente de 3,5 o 5 dioptrías.

Artículo nº.

**CIL026695
CIL026694
CIL026692
CIL026693**



KFM LED

Su construcción robusta, completamente metálica, combina un diseño elegante con un brazo flexible autoequilibrado que permite un posicionamiento preciso y estable.

KFM LED cuenta con dos módulos LED semicirculares que proporcionan una iluminación potente y uniforme, prácticamente sin sombras, y con excelente reproducción cromática. Viene equipada con una lente de 3,5 o 5 dioptrías.

Artículo nº.

**KFL026034
KFL026035
KFL026036
KFL026037**



JBMEDICO

ILUMINACIÓN MÉDICA DE GLAMOX LUXO

Lupas y lámparas de trabajo



KFM LED ESD

Diseñada específicamente para entornos sensibles a descargas electrostáticas

Esta herramienta está construida con materiales que permiten disipar cargas estáticas de manera controlada, evitando acumulaciones peligrosas.

Artículo n°.

KFL026050
KFL026099



LFM LED G2

Es una lupa iluminada de construcción ligera y robusta, totalmente metálica.

Dispone de un brazo flexible con resorte equilibrado que permite un posicionamiento preciso y estable.

Artículo n°.

LFG028194
LFG028195



Wave LED

Su diseño incorpora características avanzadas que la hacen ideal para trabajos detallados en entornos profesionales.

Gracias a sus dos módulos LED de 6W proporciona una iluminación uniforme desde ambos lados o crea un efecto tridimensional al iluminar desde la izquierda o la derecha.

Artículo n°.

WAL025948
WAL025949
WAL025950
WAL025951

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

TRITURADOR ELÉCTRICO DE PASTILLAS V3-SEVERO



JB 0830-2017

Tritura varias pastillas estándar a la vez.

Artículo nº:	JB 0830-2017	Accesorios:	Tipo:
Marca:	Severo	JB MED-020	Vasos
Garantía:	2 años en el dispositivo (1 año en la batería - no cubre el mal uso del producto)	JB MED-002	Tapas
Volumen del vaso:	30 ml.	JB MED-003	Discos protectores de celofán
Tiempo de molienda:	8 segundos para pastillas estándar	JB 3000001	Sello de metal
Volumen:	52 dB (volumen bajo)		
Duración de la batería:	2 horas		
Precio por trituración:	Aproximadamente 0,058 € (calculado con vasos y redondeles)		
Contactos:	Encendido/apagado		
Indicador:	Nivel de batería		
Dimensiones:	Altura x Anchura x Profundidad		
	240 mm x 70 mm x 110 mm		
Peso:	1.5 kg.		



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ACCESORIOS PARA TRITURADOR ELÉCTRICO DE PASTILLAS V3-SEVERO



JB MED-020

Vaso Severo 2.100 uds.

Vaso desechable de plástico duro. El fondo tiene un borde dentado para que el vaso encaje perfectamente en la trituradora.

Artículo n°: **JB MED-020**
 Material: **Plástico duro**
 Dimensiones: **Altura x Diámetro Superior 29 mm x 47mm**
 Volume: **30 ml**
 MOQ: **2.100 uds.**



JB MED-002

Tapa Severo 2.000 uds para vasos Severo

Artículo n°: **JB MED-002**
 Material: **Plástico PE (polietileno)**
 Color: **Blanco**
 MOQ: **2.000 uds.**



JB MED-003

Discos protectores de celofán 2.100 uds por caja

Mantiene el triturador limpio y, sobre todo, evitan la contaminación cruzada

Artículo n°: **JB MED-003**
 Material: **PP**
 Diameter: **8 mm**
 Thickness: **50 Mi**
 Certificates: **CE**
 MOQ: **2 cajas de uds. con 2.100 piezas en cada una.**



JB 3000001

Sello de metal extra para trituración.

Artículo n°: **JB 3000001**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Color: **Natural**
 Diameter: **Ø55 mm**
 MOQ: **2 uds.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS

Brazos de elevación/descenso con resorte de gas-Junior Armstrong



JB 21-00-00

**Brazo para pantallas con resorte de gas.
Dispone de manivela de bloqueo de altura.
Puede soportar entre 2 y 8 kg de peso.**

Permite distintos tipos de montaje (pared, mesa, techo, rieles de equipos, etc.) Movimiento fluido y controlado lo que reduce el esfuerzo del usuario. Se suministra con todos los accesorios.

Artículo nº: **JB 21-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Altura de elevación: **382 mm**
Alcance: **334 mm**
Peso: **2.300 gramos**



JB 21-00-15

**Brazo para pantallas con resorte de gas.
Dispone de manivela de bloqueo de altura.
Puede soportar entre 8 y 18 kg de peso.**

Permite distintos tipos de montaje (pared, mesa, techo, rieles de equipos, etc.) Movimiento fluido y controlado lo que reduce el esfuerzo del usuario. Se suministra con todos los accesorios necesarios.

Artículo nº: **JB 21-00-15**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Altura de elevación: **382 mm**
Alcance: **334 mm**
Peso: **2.300 gramos**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS

Accesorios para Brazos Junior Armstrong

SOPORTES DE PARED



JB 22-00-00

Brazo de extensión manual con eje de Ø20 mm y sistema de gestión de cables oculta.

Permite distintos tipos de montaje (pared, mesa, techo, rieles de equipos, etc.) Su diseño compacto y ergonómico favorece una extensión precisa con un sistema de gestión de cables completamente integrado para una instalación limpia y ordenada.

Artículo nº: **JB 22-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Longitud total: **255 mm**
 Altura: **150 mm**
 Alcance: **220 mm**
 Peso: **1.200 gramos**

Accesorios:
 Artículo nº: **JB 94-00-00**



JB 27-00-00

Soporte de monitor con eje de Ø20 mm

Se puede conectar a un sistema de puesta a tierra para evitar descargas o diferencias de voltaje.

Artículo nº: **JB 27-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 VESA: **75 mm x 75 mm**
 VESA: **100 mm x 100 mm**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
95 mm x 159 mm x 114 mm
 Peso: **1.000 gramos**

Accesorios:
 Artículo nº: **JB 10-32-00**



JB 31-00-00

Soporte de pared circular para eje de Ø20 mm

El tornillo Allen es estándar.

Artículo nº: **JB 31-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
58 mm x 123 mm x 132 mm
 Peso: **1.100 gramos**

Accesorios:
 Artículo nº: **JB 94-00-00**



JB 241-00-00

Soporte de pared extendido para eje de Ø20 mm

El tornillo Allen es estándar.

Artículo nº: **JB 241-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
120 mm x 123 mm x 130 mm
 Peso: **1.100 gramos**

Accesorios:
 Artículo nº: **JB 94-00-00**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS



JB 43-01-00

Atril para teclado con reposamuñecas

El soporte puede inclinarse -25°/+115°

Artículo n°: **JB 43-01-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Profundidad (sin asa)
x Altura x Anchura
277 mm x 119 mm x 579 mm**
Peso: **3.000 gramos**

Accesorios:
Artículo n°: **JB 10-32-00**



JB 209-00-00

Atril para portátil con reposamuñecas

Artículo n°: **JB 209-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Profundidad (sin asa)
x Altura x Anchura
292 mm. x 349 mm. x 560 mm.**
Peso: **3.800 gramos**

Accesorios:
Artículo n°: **JB 10-32-00**



JB 253-00-00

Atril para equipos médicos

El soporte puede inclinarse -25°/+115°

Artículo n°: **JB 253-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Profundidad (sin asa)
x Altura x Anchura
274 mm x 142 mm. x 370 mm**
Peso: **2.400 gramos**

Accesorios:
Artículo n°: **JB 10-32-00**



JBMEDICO

BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS



JB 90-00-00

Soporte de escritorio múltiple para eje de Ø20 mm

Montaje en el borde del tablero. Grosor de la mesa 19-51 mm. El tornillo Allen es estándar.

Nº de artículo **JB 90-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
80 mm x 186,5 mm x 60 mm
 Peso: **2.500 gramos**
 Superficie: **Pulido con chorro de arena**
 Casquillo: **Ø20 mm x 94 mm**
 Altura del cono:

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado.**

Nº de artículo **JB 94-00-00**



JB 91-00-00

Soporte de escritorio redondo para eje de Ø20 mm

Montaje en el tablero del escritorio. Grosor de la mesa 0-41 mm. El tornillo Allen es estándar.

Nº de artículo **JB 91-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
80 mm x 135,5 mm x 60 mm
 Peso: **2.000 gramos**
 Superficie: **Pulido con chorro de arena**
 Casquillo: **Ø20 mm x 95 mm**
 Altura del cono:

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado.**

Nº de artículo **JB 94-00-00**



JB 10-32-00

Manivela de bloqueo M10x32 mm

Se utiliza para asegurar y fijar p. ej. los atriles cuando se encuentran inclinados o rotados.

Artículo nº: **JB 10-32-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 MOQ: **2 uds.**



JB 49-00-00

Soporte para montaje de equipos informáticos en equipos de anestesia o como soporte de pared para mástil de Ø20 mm

Válido para diferentes modelos de fabricantes como Dräger y Dameca.

Artículo nº: **JB 49-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
122 mm x 162 mm x 73 mm
 Peso: **1.000 gramos**
 Superficie: **Chorro de arena**
 Materiale Buje: **Latón**

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado**

Artículo nº: **JB 94-00-00**



JB 94-00-00

Manivela de bloqueo M6x20 mm

Se utiliza para asegurar y fijar los soportes para monitores, etc.

Artículo nº: **JB 94-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 MOQ: **5 uds.**

JB MEDICO

BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS



JB 62-00-00

Soporte de fijación doble Ø20x30x20 mm

Diseñado para montar equipos informáticos y dispositivos electrónicos

Artículo n°: **JB 62-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x Altura x Anchura**
44 mm x 62 mm x 235 mm
 Peso: **1.400 gramos**

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado**

Artículo n°: **JB 94-00-00**



JB 63-00-00

Soporte de fijación Ø20x20 mm

Diseñado para montar equipos informáticos y dispositivos electrónicos

Artículo n°: **JB 63-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x Altura x Anchura**
44 mm x 62 mm x 135 mm
 Peso: **800 gramos**

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado**

Artículo n°: **JB 94-00-00**



JB 64-00-00

Soporte de fijación Ø30x20 mm

Diseñado para montar equipos informáticos y dispositivos electrónicos

Artículo n°: **JB 63-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x Altura x Anchura**
44 mm x 62 mm x 135 mm
 Peso: **800 gramos**

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado**

Artículo n°: **JB 94-00-00**



JB 65-00-00

Soporte de fijación doble Ø20x20x20 mm

Diseñado para montar equipos informáticos y dispositivos electrónicos

Artículo n°: **JB 65-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x Altura x Anchura**
44 mm x 62 mm x 235 mm
 Peso: **1.300 gramos**

Accesorios: **La manivela de bloqueo se vende por separado**

Artículo n°: **JB 94-00-00**

JBMEDICO

MÁSTILES PARA SISTEMA DE SUJECIÓN



JB 29-00-00

Mástil de acero inoxidable Ø20x600 mm
Incluye dos tapas de cierre para un acabado seguro y estético

Artículo n°: **JB 29-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud 20 mm x 600 mm**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **700 gramos**



JB 29-05-00

Mástil de acero inoxidable Ø20x500 mm
Incluye dos tapas de cierre para un acabado seguro y estético

Artículo n°: **JB 29-05-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud 20 mm x 500 mm**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **600 gramos**



JBMEDICO

DISPENSADORES DE JABÓN Y GEL HIDROALCÓHOLICO DESINFECTANTE

Para botellas



JB 06-21-30

Dispensador de alambre con brazo de 14 cm.
para botellas de 1.000 ml.

Artículo n°: **JB 21-06-30**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
149 mm x 175 mm x 90 mm
Peso: **165 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 06-21-40

Dispensador de alambre con brazo de 10 cm.
para botellas de 1.000 ml.

Artículo n°: **JB 06-21-40**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
145 mm x 175 mm x 90 mm
Peso: **160 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 06-21-50

Dispensador de alambre con brazo de 6 cm.
para botellas de 1.000 ml.

Artículo n°: **JB 06-21-50**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
141 mm x 175 mm x 90 mm
Peso: **150 gramos**
MOQ: **12 uds.**

JBMEDICO

DISPENSADORES DE JABÓN Y GEL HIDROALCÓHOLICO DESINFECTANTE

Para bolsas



JB 42-79-00

Dispensador de alambre con brazo de 14 cm.
para bolsas de 1.000 ml.

Artículo n°: **JB 42-79-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
165 mm x 240 mm x 100 mm
Peso: **165 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 42-90-03

Dispensador de alambre con brazo de 10 cm.
para bolsas de 1.000 ml.

Artículo n°: **JB 42-90-03**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
161 mm x 240 mm x 100 mm
Peso: **145 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 42-98-03

Dispensador de alambre con brazo de 6 cm.
para bolsas de 1.000 ml.

Artículo n°: **JB 42-98-03**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
157 mm x 240 mm x 100 mm
Peso: **144 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 728-87-67

Soporte en U espaciador 85mm. Válido para
todos los dispensadores

Se utiliza para montar el dispensador a una distancia de la pared, por ejemplo, sobre una mesa o un fregadero.

Artículo n°: **JB 728-87-67**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
86 mm x 58 mm x 86 mm
Peso: **145 gramos**
MOQ: **12 uds.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

BANDEJAS ANTIGOTEO PARA DISPENSADORES DE JABÓN Y GEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE



JB 102-00-01

Válido para el 90% de los dispensadores que hay en el mercado

Para montaje en equipos o directamente en la pared. Protege el suelo y la pared.

Artículo n°: **JB 102-00-01**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
84,5mm x 189,5 mm x 91,5 mm
Peso: **209 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 71-72-51

Colector de goteo Ø60 mm

Para montaje en dispensadores de jabón y gel hidroalcohólico. Protege el suelo.

Artículo n°: **JB 71-72-51**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
80 mm x 180 mm x 70 mm
Peso: **67 gramos**
MOQ: **12 uds.**



JB 213-00-00

Adaptador de ranura en T. Válido para dispensadores de jabón y gel hidroalcohólico, toallitas desinfectantes y colectores de goteo

Permite retirar y limpiar los dispensadores sin necesidad de utilizar herramientas.

Artículo n°: **JB 213-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
14 mm x 50 mm x 92 mm
Peso: **174 gramos**
MOQ: **10 uds.**

JBMEDICO

DISPENSADOR DE JABÓN Y GEL HIDROALCOHÓLICO CON BANDEJAS ANTIGOTEO

Para botellas



JB 50-213-102

Dispensador de acero con brazo de 6 cm de longitud para botellas de 1.000 ml. Dispone de bandeja antigoteo y accesorio adaptador

Artículo nº: **JB 50-213-102**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Color: **Metal**
Superficie: **Pulido**
Peso: **537 gramos**
MOQ: **2 uds.**

Accesorios:
Artículo nº: **JB 47-00-00**
Artículo nº: **JB 120-00-00**



JB 40-213-102

Dispensador de acero con brazo de 10 cm de longitud para botellas de 1.000 ml. Dispone de bandeja antigoteo y accesorio adaptador

Artículo nº: **JB 40-213-102**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Color: **Metal**
Superficie: **Pulido**
Peso: **547 gramos**
MOQ: **2 uds.**

Accesorios:
Artículo nº: **JB 47-00-00**
Artículo nº: **JB 120-00-00**



JB 30-213-102

Dispensador de acero con brazo de 14 cm de longitud para botellas de 1.000 ml. Dispone de bandeja antigoteo y accesorio adaptador

Artículo nº: **JB 30-213-102**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Color: **Metal**
Superficie: **Pulido**
Peso: **551 gramos**
MOQ: **2 uds.**

Accesorios:
Artículo nº: **JB 47-00-00**
Artículo nº: **JB 120-00-00**



JBMEDICO

DISPENSADOR DE JABÓN Y GEL HIDROALCOHÓLICO CON BANDEJAS ANTIGOTEO

Para bolsas



JB 98-213-102

Dispensador de acero con brazo de 6 cm de longitud para bolsas de 1.000 ml. Dispone de bandeja antigoteo y accesorio adaptador

Artículo n°: **JB 98-213-102**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Color: **Metal**
Superficie: **Pulido**
Peso: **537 gramos**
MOQ: **2 uds.**

Accesorios:
Artículo n°: **JB 47-00-00**
Artículo n°: **JB 120-00-00**



JB 90-213-102

Dispensador de acero con brazo de 10 cm de longitud para bolsas de 1.000 ml. Dispone de bandeja antigoteo y accesorio adaptador

Artículo n°: **JB 90-213-102**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Color: **Metal**
Superficie: **Pulido**
Peso: **532 gramos**
MOQ: **2 uds.**

Accesorios:
Artículo n°: **JB 47-00-00**
Artículo n°: **JB 120-00-00**



JB 79-213-102

Dispensador de acero con brazo de 14 cm de longitud para bolsas de 1.000 ml. Dispone de bandeja antigoteo y accesorio adaptador

Artículo n°: **JB 79-213-102**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Color: **Metal**
Superficie: **Pulido**
Peso: **553 gramos**
MOQ: **2 uds.**

Accesorios:
Artículo n°: **JB 47-00-00**
Artículo n°: **JB 120-00-00**



JBMEDICO

SOPORTE DE MESA Y PARED PARA DISPENSADOR DE BOTELLAS CUADRADAS Y REDONDAS



JB 162-67-87

Soporte de mesa y pared para botellas desinfectantes de 500-600 ml.

Con encaje para ranura en T de acero inoxidable

Válido para la mayoría de las botellas cuadradas de alcohol desinfectante y las redondas de jabón.

Botellas cuadradas 67x67 mm

Botellas redondas Ø70 mm

Artículo nº:

Material:

Color:

Superficie:

Dimensiones:

Peso:

MOQ:

Accesorios:

Soporte de pared con ranura en T

Abrazadera de riel con ranura en T (DK)

Abrazadera de riel con ranura en T (UE)

Pinza universal con ranura en T

Herraje de riel GCX con ranura en T

JB 162-67-87

Acero inoxidable (AISI 304)

Natural

Electropulido

Profundidad x Altura x Anchura

87 mm x 162,5 mm x 77 mm

100 gramos

5 uds. por uds.

JB 47-00-00

JB 120-00-00

JB 146-00-00

JB 158-00-163

JB 820-625-163



JB MEDICO

SOPORTE PARA GANTES, TOALLITAS DESINFECTANTES Y MASCARILLAS SANITARIAS

New HandsUp



JB 800-00-00

Ventajas:

1.- Fácil visibilidad de las tallas de los guantes

2.- Válido para el 99% de las cajas de guantes. También para el tamaño maxi de las toallitas desinfectantes "Wet Wipes"

3.- Se adapta a las cajas de mascarillas quirúrgicas, respiratorias y máscaras FFP. "New HandsUp" puede montarse tanto en posición horizontal como vertical.

Posibilidades de montaje:

- Con un soporte de pared
- Con abrazadera con ranura en T
- En un riel de pared

Puede desinfectarse en autoclave

Artículo nº:

Material:

Superficie:

Dimensiones:

Peso:

MOQ:

Accesorios:

Soporte de pared con ranura en T

Abrazadera de riel con ranura en T (DK)

Abrazadera de riel con ranura en T (UE)

Pinza universal con ranura en T

Herraje de riel GCX con ranura en T

JB 800-00-00

Acero inoxidable (AISI 304) -

Acero para muelles de 4 mm

Electropulido

Profundidad x Altura x Anchura

105 mm x 148 mm x 260 mm

362 gramos

4 uds.

JB 47-00-00

JB 120-00-00

JB 146-00-00

JB 158-00-163

JB 820-625-163



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTE DE PARED PARA TOALLITAS DESINFECTANTES "WET WIPE"



JB 16-05-41-02


Dispensador de acero, "Wet Wipe MAXI"

Soporte de pared en acero inoxidable. Válido para el tamaño MAXI de "Wet Wipe"

Nº de artículo
Material:
Marca:
Color:
Superficie:
Peso:
MOQ:

JB 16-05-41-02
Acero inoxidable (AISI 316)
Wet Wipes
Natural
Electropulido
230 gramos
10 uds.

Accesorios:
JB 213-00-00



JB 16-05-40-02

Dispensador de acero, "Wet Wipe MINI"

Soporte de pared en acero inoxidable. Válido para el tamaño MINI de "Wet Wipe"

Artículo nº:
Material:
Marca:
Color:
Superficie:
Peso:
MOQ:

JB 16-05-40-02
Acero inoxidable (AISI 316)
Wet Wipes
Natural
Electropulido
180 gramos
10 uds.

Accesorios:
JB 213-00-00

JBMEDICO

ACCESORIOS PARA SOPORTE PARA GANTES, TOALLITAS DESINFECTANTES Y MASCARILLAS SANITARIAS



JB 47-00-00

Soporte de pared con ranura en T

Perfil en C con 2 agujeros de montaje avellanados y tornillo de tope.

Artículo n°: **JB 47-00-00**
 Material: **Aluminio**
 Superficie: **Anodizado**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
12,5 mm x 60 mm x 36 mm
 Tamaño del agujero: **Ø 6,4 mm**
 Peso: **36 gramos**
 MOQ: **10 uds.**



JB 47-00-02

Soporte de pared con ranura en T para dos portacajas

Perfil en C con 4 agujeros de montaje avellanados y tornillo de tope.

Artículo n°: **JB 47-00-02**
 Material: **Aluminio**
 Superficie: **Anodizado**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
12,5 mm x 210 mm x 36 mm
 Tamaño del agujero: **Ø 6,4 mm**
 Peso: **129 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



JB 47-00-03

Soporte de pared con ranura en T para tres portacajas

Perfil en C con 6 agujeros de montaje avellanados y tornillo de tope.

Artículo n°: **JB 47-00-03**
 Material: **Aluminio**
 Superficie: **Anodizado**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
12,5 mm x 360 mm x 36 mm
 Tamaño del agujero: **Ø 6,4 mm**
 Peso: **222 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



JB 47-00-04

Soporte de pared con ranura en T para cuatro portacajas

Perfil en C con 6 agujeros de montaje avellanados y tornillo de tope.

Artículo n°: **JB 47-00-04**
 Material: **Aluminio**
 Superficie: **Anodizado**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
12,5 mm x 520 mm x 36 mm
 Tamaño del agujero: **Ø 6,4 mm**
 Peso: **320 gramos**
 MOQ: **5 uds.**

JB MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTE DESLIZANTE DE ALUMINIO PARA RIELES CON RANURA EN T



SopORTE deslizante de aluminio, bloqueable

Los orificios de la placa se adaptan a varios accesorios y dispensadores

JB 90-92-05-30

Artículo n°:
Material:
Color:
Dimensiones:

Peso:
MOQ:

Accesorios:

Dispensador de acero, "Wet Wipe MAXI"

Dispensador de acero, "Wet Wipe MINI"

SopORTE de pared con ranura en T para dos portacajas

SopORTE de pared con ranura en T para tres portacajas

SopORTE de pared con ranura en T para cuatro portacajas

Dispensador de alambre CombiPlum 14 cm

Dispensador de alambre CombiPlum 10 cm

Dispensador de alambre CombiPlum 6 cm

Dispensador para botellas 1.000 ml 14 cm

Dispensador para botellas 1.000 ml 10 cm

Dispensador para botellas 1.000 ml 6 cm

Bandeja antigoteo para dispensadores

Carcasa de suspensión con orificio Ø25 mm

Carcasa de suspensión con orificio Ø18 mm

JB 90-92-05-30

Aluminio

Natural

Profundidad x Altura x Anchura

87 mm x 162,5 mm x 77 mm

150 gramos

4 uds.

JB 16-05-41-02

JB 16-05-40-02

JB 47-00-02

JB 47-00-03

JB 47-00-04

JB 42-79-00

JB 42-90-03

JB 42-98-03

JB 06-21-50

JB 06-21-40

JB 06-21-30


JB 102-00-01

JB 205-00-00

JB 205-00-18



En dispensador de jabón



En monitor



En dispensador de guantes



En carcasa de suspensión

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTE DE PARED PARA GUANTES



JB 110-00-00

Soporte de pared para tres cajas de guantes

Válido también para cajas de mascarillas, delantales y toallitas desinfectantes.

Nº de artículo: **JB 110-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura (exterior)**
93 mm x 406 mm x 285 mm

Apertura: **183 mm**
Peso: **1.854 gramos**
MOQ: **4 uds.**



JB 110-00-04

Soporte de pared para cuatro cajas de guantes

Válido también para cajas de mascarillas, delantales y toallitas desinfectantes.

Nº de artículo: **JB 110-00-04**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura (exterior)**
93 mm x 520 mm x 285 mm

Apertura: **183 mm**
Peso: **2.346 gramos**
MOQ: **4 uds.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

PORTA SUEROS Y SOPORTES PARA INFUSIÓN "One Hand" dos ganchos



JB 306-2-317-211

Soporte regulable en acero inoxidable, patas rectas,
5 ruedas Ø100 mm, 2 ganchos angulares

El porta sueros Small "One Hand" con dos ganchos dispone de un sistema de altura ajustable (1590-2320 mm). Tiene función telescópica, lo que permite ajustar la altura con una sola mano. Está diseñado para soportar peso. Su sólida base permite la utilización de un soporte completo para bombas de infusión sin riesgo de que se vuelque. El porta sueros tiene 5 ruedas, dos de ellas con un sistema de frenado y otra antiestática.

Artículo nº:
Material / Superficie
Color de las piezas de plástico
Ganchos
Capacidad de carga por gancho
Peso sin equipamiento
Capacidad de carga máxima
Altura con/sin ruedas (telescópica máx.)
Altura con/sin ruedas (telescópica mín.)
Diámetro y longitud del tubo exterior
Diámetro y longitud del tubo interior
Ajuste
Ajuste de la altura
Diámetro de la base, pata recta
Diámetro de la rueda según DIN EN 60601

Cuenta con un tope integrado que evita la separación de los postes

JB 306-2-317-211
Acero inoxidable (AISI 304) / Electropulido
Negro
2 fuertes ganchos en ángulo
5 kg.
15 kg.
40 kg.
2.369 mm / 2.232 mm
1.605 mm / 1.470 mm
Ø32/1.281 mm
Ø20 x 940 mm
"Ajustable con una sola mano"
765 mm
515 mm
Ø100 mm
1 x Antiestático
2 x Con bloqueo
2 x Estándar

Aprobado por la CE



Seguridad

- Evita el riesgo de lesiones, como por ejemplo pellizcos en los dedos, al retraer o extender el porta sueros por la distancia de seguridad incorporada.
- Mayor estabilidad debido al diseño cónico entre el soporte y las ruedas.
- Control seguro de la bajada del timón interior.
- Sin riesgo de lesiones gracias al diseño redondeado de los ganchos.
- La curvatura de los ganchos evita el riesgo de caída de las botellas de infusión.
- La agarradera flexible se adapta a cada usuario.

Tecnología

- Todas las piezas de plástico están fabricadas con materiales ligeros.
- Los postes han sido fabricados con acero inoxidable según la normativa DIN EN 10217-7
- Material sometido a pruebas de ultrasonidos y corrientes de Foucault (según EN 10246-9/3)
- Cumple la normativa internacional DIN ISO 15375 que evita la caída de las botellas de infusión.
- Manejo seguro y eficaz gracias a la alta calidad de las ruedas de 100 mm

JB MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

PORTA SUEROS Y SOPORTES PARA INFUSIÓN "One Hand" cuatro ganchos



JB 332-2-320-190

Soporte regulable en acero inoxidable, patas curvas,
5 ruedas Ø100 mm, 4 ganchos angulares

El soporte para infusión XL "One Hand" con cuatro ganchos dispone de un sistema de altura ajustable (1290-2200 mm). Tiene función telescópica, lo que permite ajustar la altura con una sola mano. Está diseñado para soportar peso. Su sólida base permite la utilización de un soporte completo para bombas de infusión sin riesgo de que se vuelque. El porta sueros tiene 5 ruedas, dos de ellas con un sistema de frenado y otra antiestática.

Artículo nº:
Material / Superficie
Color de las piezas de plástico
Ganchos
Capacidad de carga por gancho
Peso sin equipamiento
Capacidad de carga máxima
Altura con/sin ruedas (telescópica máx.)
Altura con/sin ruedas (telescópica mín.)
Diámetro del tubo exterior
Diámetro del tubo interior
Ajuste
Ajuste de la altura
Diámetro de la base, pata recta
Diámetro de la rueda según DIN EN 60601

JB 332-2-320-190
Acero inoxidable electropulido (AISI 304)
Negro
Cuatro fuertes ganchos
5 kg.
15 kg.
50 kg.
2.281 mm / 2.144 mm
1.516 mm / 1.379 mm
Ø32 mm
Ø20 mm
"Ajustable con una sola mano"
765 mm
545 mm
Ø100 mm
1 x Antiestático
2 x Bloqueable
2 x Estándar

Cuenta con un tope integrado que evita la separación de los postes

Aprobado por la CE



Seguridad

- Sin riesgo de lesiones, como por ejemplo pellizcos en los dedos, al retraer o extender el porta sueros.
- Mayor estabilidad debido al diseño cónico entre el soporte y las ruedas.
- La curvatura de los ganchos evita la caída de las botellas de infusión.
- La agarradera flexible se adapta a cada usuario.

Tecnología

- Todas las piezas de plástico están fabricadas con materiales ligeros.
- Los postes han sido fabricados con acero inoxidable según la normativa DIN EN 10217-7
- Material sometido a pruebas de ultrasonidos y corrientes de Foucault (según EN 10246-9/3)
- Cumple la normativa internacional DIN ISO 15375 que evita la caída de las botellas de infusión.
- Manejo seguro y eficaz gracias a la alta calidad de las ruedas de 100 mm

JB MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTES PARA INFUSIÓN XXL "One Hand" seis ganchos



JB 332-2-321-216

Soporte regulable en acero inoxidable, patas y barra curvas,
5 ruedas Ø100 mm, 6 ganchos rectos

El soporte para infusión XXL "One Hand" con seis ganchos dispone de un sistema de altura ajustable (1290-2200 mm). Tiene función telescópica, lo que permite ajustar la altura con una sola mano. Está diseñado para soportar peso (hasta 50 kg). Su sólida base permite la utilización de un soporte completo para bombas de infusión sin riesgo de que se vuelque. El porta sueros tiene 5 ruedas, dos de ellas con un sistema de frenado y otra antiestática.

Artículo nº:
Material / Superficie
Color de las piezas de plástico
Ganchos
Carga por gancho
Peso sin equipamiento
Carga máxima
Altura con/sin ruedas (telescópica máx.)
Altura con/sin ruedas (telescópica mín.)
Diámetro del tubo exterior
Diámetro del tubo interior
Ajuste
Ajuste de la altura
Diámetro de la base, pata recta
Diámetro de la rueda según DIN EN 60601

JB 332-2-321-216
Acero inoxidable electropulido (AISI 304)
Negro
Seis fuertes ganchos rectos
5 kg.
15 kg.
50 kg.
2.281 mm / 2.144 mm
1.516 mm / 1.379 mm
Ø32 mm
Ø20 mm
"Ajustable con una sola mano"
765 mm
545 mm
Ø100 mm
1 x Antiestático
2 x Bloqueable
2 x Estándar

Cuenta con un tope integrado que evita la separación de los postes

Aprobado por la CE



Seguridad

- Sin riesgo de lesiones, como por ejemplo pellizcos en los dedos, al retraer o extender el porta sueros.
- Mayor estabilidad debido al diseño cónico entre el soporte y las ruedas.
- El diseño de los ganchos impide posibles daños.
- La agarradera flexible se adapta a cada usuario.
-

Tecnología

- Todas las piezas de plástico están fabricadas con materiales ligeros.
- Los postes han sido fabricados con acero inoxidable según la normativa DIN EN 10217-7
- Material sometido a pruebas de ultrasonidos y corrientes de Foucault (según EN 10246-9/3)
- Cumple la normativa internacional DIN ISO 15375 que evita la caída de las botellas de infusión.
- Manejo seguro y eficaz gracias a la alta calidad de las ruedas de 100 mm

JB MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTES PARA INFUSIÓN



JB 306-2-317-190

Soporte regulable en acero inoxidable, patas rectas, 5 ruedas Ø100 mm, 4 ganchos

El porta sueros Small "One Hand" con cuatro ganchos dispone de un sistema de altura ajustable (1590-2320 mm). Tiene función telescópica, lo que permite ajustar la altura con una sola mano. Está diseñado para soportar peso (hasta 40 kg). Su sólida base permite la utilización de un soporte completo para bombas de infusión sin riesgo de que se vuelque. El porta sueros tiene 5 ruedas, dos de ellas con un sistema de frenado y otra antiestática.

Artículo nº:
Material / Superficie
Color de las piezas de plástico
Ganchos
Capacidad de carga por gancho
Peso sin equipamiento
Capacidad de carga máxima
Altura con/sin ruedas (telescópica máx.)
Altura con/sin ruedas (telescópica mín.)
Diámetro exterior del tubo
Diámetro interior del tubo
Ajuste
Ajuste de la altura
Diámetro de la base, pata recta
Diámetro de la rueda según DIN EN 60601

JB 306-2-317-190
Acero inoxidable electropulido (AISI 304)
Metal
Cuatro ganchos fuertes
5 kg.
15 kg.
40 kg.
2370mm / 2232mm
1605mm / 1470mm
Ø32 mm
Ø20 mm
"Ajustable con una sola mano"
765 mm
515 mm
Ø100 mm
1 x Antiestático
2 x Bloqueable
2 x Estándar

Cuenta con un tope integrado que evita la separación de los postes

Aprobado por la CE

Seguridad

- Sin riesgo de lesiones, como por ejemplo pellizcos en los dedos, al retraer o extender el porta sueros.
- Mayor estabilidad debido al diseño cónico entre el soporte y las ruedas.
- El diseño de los ganchos impide posibles daños.
- La agarradera flexible se adapta a cada usuario.



Tecnología

- Todas las piezas de plástico están fabricadas con materiales ligeros.
- Los postes han sido fabricados con acero inoxidable según la normativa DIN EN 10217-7
- Material sometido a pruebas de ultrasonidos y corrientes de Foucault (según EN 10246-9/3)
- Cumple la normativa internacional DIN ISO 15375 que evita la caída de las botellas de infusión.
- Manejo seguro y eficaz gracias a la alta calidad de las ruedas de 100 mm

JB MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361


ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN

Columnas




JB 320-00-02

Columna larga, curvada



JB 317-00-06

Columna larga, recta



JB 317-00-13

Columna telescópica "One Hand"

Artículo n°: **JB 320-00-02**
Dimensiones: **Longitud x Profundidad**
1.281 mm x 32 mm
Peso: **2000 gramos**

Artículo n°: **JB 317-00-06**
Dimensiones: **Longitud x Anchura**
1.281 mm x Ø32 mm
Peso: **1800 gramos**

Artículo n°: **JB 317-00-13**
Dimensiones: **Longitud x Profundidad**
940 x Ø20 mm
Peso: **1000 gramos**



JBMEDICO

ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN

Ganchos



JB 204-00-00

Percha para porta sueros con dos ganchos rectos en acero inoxidable



JB 211-00-00

Percha para porta sueros con dos ganchos en ángulo en acero inoxidable



JB 212-00-00

Percha para porta sueros con tres ganchos en ángulo en acero inoxidable



JB 190-00-08

Percha para porta sueros con cuatro ganchos en acero inoxidable

Nº de artículo: **JB 204-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
 Distancia del gancho: **252 mm**
 Carga por gancho: **5 kg.**
 Peso: **248 gramos**

Nº de artículo: **JB 211-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
 Distancia del gancho: **204 mm**
 Carga por gancho: **5 kg.**
 Peso: **248 gramos**

Nº de artículo: **JB 212-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura**
84 mm x 234 mm
 Distancia del gancho: **120 mm**
 Carga por gancho: **5 kg.**
 Peso: **363 gramos**

Nº de artículo: **JB 190-00-08**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
 Distancia del gancho: **126 mm**
 Carga por gancho: **5 kg.**
 Peso: **448 gramos**

JBMEDICO

ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN

Ganchos



JB 216-00-00

Percha para porta sueros con seis ganchos rectos en acero inoxidable

Nº de artículo: **JB 216-00-00**
 Material: **Acero inoxidable electropulido (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Alto: 91 mm. Ancho: 595 mm.**
 Distancia del gancho: **120 mm.**
 Carga por gancho: **5 kg.**
 Peso: **596 gramos**



JB 170-02-10

Percha para porta sueros con ranura en T y dos ganchos en acero inoxidable


Nº de artículo: **JB 170-02-10**
 Material: **Acero inoxidable electropulido (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Alto: 105 mm. Ancho: 175 mm.**
 Distancia del gancho: **110 mm.**
 Carga por gancho: **2 kg.**
 Peso: **229 gramos**



JB 280-03-10

Percha para porta sueros con ranura en T y tres ganchos en acero inoxidable

Nº de artículo: **JB 280-03-10**
 Material: **Acero inoxidable electropulido (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Alto: 105 mm. Ancho: 285 mm.**
 Distancia del gancho: **110 mm.**
 Carga por gancho: **2 kg.**
 Peso: **332 gramos**



JB 390-04-10

Percha para porta sueros con ranura en T y cuatro ganchos en acero inoxidable

Nº de artículo: **JB 390-04-10**
 Material: **Acero inoxidable electropulido (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Alto: 44,88 mm. Ancho: 390 mm.**
 Distancia del gancho: **110 mm.**
 Carga por gancho: **2 kg.**
 Peso: **433 gramos**

JBMEDICO

ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN

Ruedas y bases



5387PJC100P30-13

Rueda 100 mm, con freno, acero inoxidable (Levina), gris

Artículo n°:	5387PJC100P30-13
Ø de la rueda	Ø13 mm
Ø del agujero central	Ø13 mm
Altura total:	137 mm
Carga:	100 kg (dinámico)
Estándar:	EN 12530
Peso:	430 gramos
Rodamiento de bolas de acero inoxidable:	Sí
Conductividad eléctrica:	No
MOQ:	18 uds.



5380PJC100P30-13

Rueda 100 mm, acero inoxidable (Levina), gris

Artículo n°:	5380PJC100P30-13
Ø de la rueda	Ø13 mm
Ø del agujero central	Ø13 mm
Altura total:	137 mm
Carga:	100 kg (dynamisk)
Estándar:	EN 12530
Peso:	430 gramos
Rodamiento de bolas de acero inoxidable:	Sí
Conductividad eléctrica:	No
MOQ:	20 uds.



5380XSC100P30-13

Rueda antiestática 100 mm, con freno, acero inoxidable (Levina), gris

Artículo n°:	5380XSC100P30-13
Ø de la rueda	Ø13 mm
Ø del agujero central	Ø13 mm
Altura total:	137 mm
Carga:	100 kg (dynamisk)
Estándar:	EN 12530
Peso:	430 gramos
Rodamiento de bolas de acero inoxidable:	Sí
Conductividad eléctrica:	Sí
MOQ:	20 uds.



JB 332-00-00

Base principal, patas curvas, para soporte de infusión

Artículo n°:	JB 332-00-00
Diámetro de la base:	Ø545 mm
Perfil de la pata:	Ø25 mm
Peso:	12,3 kg



JB 306-00-00

Base principal, patas rectas, para soporte de infusión

Artículo n°:	JB 306-00-00
Diámetro de la base:	Ø545 mm
Perfil de la pata:	Ø25 mm
Peso:	11,6 kg

JBMEDICO

ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN

Otros



JB 294-00-05

Agarradera con diseño ergonómico de acero inoxidable

Fácil de montar y ajustable tanto en otros equipos como en altura.

Nº de artículo: **JB 294-00-05**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Longitud**
36 mm x 194 mm x 280 mm
 Diámetro del gancho: **Ø20 mm**
 Peso: **733 gramos**

Accesorios: **JB 163-00-01**
 Dimensiones: **A: 60 mm x An: 36,2 mm**
x P: 12,5 mm
 Peso: **36 gramos**



JB 190-00-05

Columna telescópica de 940 mm para porta sueros con sistema de fijación a riel

Permite varias combinaciones. El cabezal de ganchos se vende por separado.

Nº de artículo: **JB 190-00-05**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Longitud: **940 mm**
 Diámetro: **Ø20 mm**
 Distancia del gancho: **204 mm**
 Peso: **795 grams**



JB 289-00-00

Soporte para transductores de presión invasiva con capacidad para cuatro transductores

Fabricado en aluminio, tolera el lavado para desinfección. Válido para la mayoría de transductores.

Nº de artículo: **JB 289-00-00**
 Material: **Aluminio (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
90 mm x 185 mm x 19,5 mm
 Peso: **241 gramos**
 MOQ: **2 uds.**

Accesorios: **JB 158-00-163**
(Pinza universal con ranura en T)



JB 205-08-05

Barra de suspensión para bolsas de infusión

Compatible con todos nuestros soportes de ranura en T

Nº de artículo: **JB 205-08-05**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Dimensiones: **Altura x Anchura**
50 mm x 205 mm
 Capacidad: **5-6 bolsas de goteo**
 Peso: **135 gramos**
 MOQ: **4 uds.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

ACCESORIOS PARA PORTA SUEROS Y SOPORTES DE INFUSIÓN



JB 25-38-BB

Cierre de seguridad para el rack de bombas de infusión de B. Braun

Esencial para asegurar la integridad y con ello el correcto funcionamiento de las bombas de infusión en áreas críticas como UCIs, quirófanos, etc. Consiste en una placa frontal que se desliza en el rack y una placa trasera que se sujeta alrededor del soporte de infusión con cuatro pernos y cuatro tuercas

Nº de artículo
Material:
Superficie:
Dimensiones:

Peso:
MOQ:

Nota:

JB 25-38-BB
Acero inoxidable (AISI 304)
Vidrio soplado
Altura x Anchura
130 mm x 75 mm
387gramos
2 uds.

Adecuado para un diámetro de tubo de 25-38 mm



JBMEDICO

SOPORTE DE PARED PARA CILINDROS DE OXÍGENO/CO₂ DE Ø183 MM



JB 283-01-00

Soporte de pared para cilindros de oxígeno/ CO₂.

Compatible por ejemplo con cilindros Air Liquide 6 litros

Nº de artículo	JB 283-01-00
Material:	Acero inoxidable (AISI 304) - 4 mm
Superficie:	Electropulido
Dimensiones:	Altura x Anchura 306 mm x 215 mm
Peso:	2340 gramos
Nota:	Se adapta a botellas de hasta Ø183 mm



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINALES



En la imagen con nuestro soporte múltiple

JB 290-01-00

Soporte superior para cilindros de oxígeno/gas Ø117 mm

Disponibile soporte inferior JB 290-02-00

Artículo nº: **JB 290-01-00**
 Material: **Ø8 mm SS, POM, Nylon(PA6)**
 Ancho: **175 mm Ext. con mango**
 Peso: **255 gramos**
 MOQ: **2 uds.**

Accesorios: **Soporte múltiple**
 Artículo nº: **JB 158-00-163**



En la imagen con nuestro soporte múltiple


JB 290-02-00

Soporte inferior para cilindros de oxígeno/gas Ø117 mm

Disponibile soporte superior JB 290-01-00

Artículo nº: **JB 290-02-00**
 Material: **Ø8 mm SS, POM, Nylon(PA6)**
 Ancho: **198 mm Ext. con mango**
 Altura: **112 mm**
 Peso: **341 gramos**
 MOQ: **2 uds.**

Accesorios: **Soporte múltiple**
 Artículo nº: **JB 158-00-163**



En la imagen con nuestro soporte múltiple

JB 277-01-00

Soporte superior para cilindros de oxígeno/gas Ø140 mm

Disponibile soporte inferior JB 277-02-00

Artículo nº: **JB 277-01-00**
 Material: **Ø8 mm SS, POM, Nylon(PA6)**
 Ancho: **189 mm Ext. con mango**
 Peso: **278 gramos**
 MOQ: **2 uds.**

Accesorios: **Soporte múltiple**
 Artículo nº: **JB 158-00-163**



En la imagen con nuestro soporte múltiple

JB 277-02-00

Soporte inferior para cilindros de oxígeno/gas Ø140 mm

Disponibile soporte superior JB 277-01-00

Artículo nº: **JB 277-02-00**
 Material: **Ø8 mm SS, POM, Nylon(PA6)**
 Ancho: **175 mm Ext. con mango**
 Altura: **112 mm**
 Peso: **341 gramos**
 MOQ: **2 uds.**

Accesorios: **Soporte múltiple**
 Artículo nº: **JB 158-00-163**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTES PARA CONTENEDORES REDONDOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS


Compatible con AP Medical-Grathwol



Contenedor de residuos punzocortantes 0,7 y 1,5 l

Ap Medical DISPO

Tapa amarilla o roja



JB 255-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos
punzocortantes 0,7 y 1,5 l

Accesorios:

- Soporte de pared con ranura en T **JB 47-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK) **JB 120-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE) **JB 146-00-00**
- Pinza universal con ranura en T **JB 158-00-163**
- Herraje de riel GCX con ranura en T **JB 820-625-163**

Nº de artículo	JB 255-00-00
Diámetro interior:	Ca. Ø100 mm
Material:	Acero inoxidable (AISI 304)
Superficie:	Electropulido
Altura:	50 mm
Profundidad:	143 mm (dimensión exterior)
Diámetro de la rosca:	8 mm
Peso:	189 gramos
MOQ:	5 uds.

JBMEDICO

SOPORTES PARA CONTENEDORES REDONDOS Y OVALADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con AP Medical



Contenedor de residuos punzocortantes 2 litros

Ap Medical DISPO

Tapa amarilla o roja



JB 149-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos punzocortantes 1-1,3-1,5-2 y 3 l

Compatible con Klinion EasyCare Mediq, UDSON de 1,3 y 2 litros y AP Medical DISPO 2litros



Contenedor de residuos punzocortantes 2, 4 y 7

AP Medical DISPO

Tapa amarilla o roja



JB 159-00-00

Soporte para contenedores de objetos punzantes para, por ejemplo, cajas ovaladas de 2, 4 y 7 litros de AP Medical

Se adapta perfectamente a Klinion EasyCare "Mediq/UDSON" Cajas AP Medical DISPO Line.



Artículo nº: **JB 149-00-00**
 Diámetro interior: **Ø 134 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **172 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **220 gramos**
 MOQ: **5 uds.**

Accesorios:

- Soporte de pared con ranura en T **JB 47-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK) **JB 120-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE) **JB 146-00-00**
- Pinza universal con ranura en T **JB 158-00-163**
- Herraje de riel GCX con ranura en T **JB 820-625-163**

Artículo nº: **JB 159-00-00**
 Diámetro interior: **133 mm x 133 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **175 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **248 gramos**
 MOQ: **5 uds.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTES PARA CONTENEDORES OVALADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con AP Medical



Contenedor de residuos punzocortantes 3 litros

AP Medical DISPO

Tapa amarilla o roja

JB 169-00-00

Soporte para contenedor ovalado de residuos punzocortantes 3 litros

Compatible con AP Medical DISPO

Accesorios:

- Soporte de pared con ranura en T
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK)
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE)
- Pinza universal con ranura en T
- Herraje de riel GCX con ranura en T

Artículo nº: **JB 169-00-00**
Diámetro interior: **143 mm x 143 mm**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Altura: **50 mm**
Profundidad: **175 mm (dimensión exterior)**
Diámetro de la rosca: **8 mm**
Peso: **319 gramos**
MOQ: **5 uds.**

SOPORTE PARA CONTENEDORES CUADRADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con Sharpsafe



Contenedor de residuos punzocortantes de 4 y 7

Sharpsafe

Tapa amarilla o roja

JB 154-00-00

Soporte para contenedor cuadrado de residuos punzocortantes 4 y 7 litros

Compatible con Sharpsafe

Artículo nº: **JB 154-00-00**
Diámetro interior: **156 mm x 156 mm**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Altura: **50 mm**
Profundidad: **208 mm (dimensión exterior)**
Diámetro de la rosca: **8 mm**
Peso: **280 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JBMEDICO

SOPORTES PARA CONTENEDORES CUADRADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con Sharpsafe y Europlásticos



JB 279-00-00

Soporte para contenedor cuadrado de residuos punzocortantes 7,5 litros

Compatible con Sharpsafe Quiver



Contenedor de residuos punzocortantes de 7,5

Sharpsafe Quiver

Tapa amarilla o roja



JB 170-00-00

Soporte para contenedor cuadrado de residuos punzocortantes de 1 litro

Compatible con Europlásticos, Sharpsafe



Contenedor de residuos punzocortantes de 1 litro

Europlásticos Expósito

Tapa amarilla o roja

Artículo nº: **JB 279-00-00**
 Diámetro interior: **101 mm x 147 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **153 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **247 gramos**
 MOQ: **5 uds.**

Accesorios:

- Soporte de pared con ranura en T
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK)
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE)
- Pinza universal con ranura en T
- Herraje de riel GCX con ranura en T

Artículo nº: **JB 170-00-00**
 Diámetro interior: **96 mm x 96 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **208 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **200 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

SOPORTES PARA CONTENEDORES CUADRADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con Safebox



Contenedor de residuos punzocortantes de 4, 6 y 11 litros

Safebox

Tapa amarilla o roja

Accesorios:

- Soporte de pared con ranura en T
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK)
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE)
- Pinza universal con ranura en T
- Herraje de riel GCX con ranura en T



JB 166-00-00

Soporte para contenedor cuadrado de residuos punzocortantes de 4, 6 y 11 litros

Compatible con Safebox

Artículo nº: **JB 166-00-00**
 Diámetro interior: **101 mm x 147 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **153 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **247 gramos**
 MOQ: **5 uds.**

SOPORTES PARA CONTENEDORES REDONDOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con otras marcas



JB 150-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos punzocortantes de 0,5 y 1 litro

Grathwol 0,5 litros

Artículo nº: **JB 150-00-00**
 Diámetro interior: **Ø73 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **112 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **150 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



JB 151-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos punzocortantes de 0,6 litros

Multisafe 1 litro y USON 0,5 litros

Artículo nº: **JB 151-00-00**
 Diámetro interior: **Ø89 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Altura: **50 mm**
 Profundidad: **134 mm (dimensión exterior)**
 Diámetro de la rosca: **8 mm**
 Peso: **171 gramos**
 MOQ: **5 uds.**

JBMEDICO

SOPORTES PARA CONTENEDORES REDONDOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Compatible con otras marcas



JB 264-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos punzocortantes de 5 y 7 litros
Mediq, USON 5-7 litros

Artículo n°: **JB 264-00-00**
Diámetro interior: **Ø200 mm**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Altura: **50 mm**
Profundidad: **244 mm (dimensión exterior)**
Diámetro de la rosca: **8 mm**
Peso: **286 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JB 266-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos punzocortantes de 11 litros
Contenedor Jokey Mediq, USON 11 litros

Artículo n°: **JB 266-00-00**
Diámetro interior: **Ø251 mm**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Altura: **50 mm**
Profundidad: **295 mm (dimensión exterior)**
Diámetro de la rosca: **8 mm**
Peso: **345 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JB 267-00-00

Soporte para contenedor redondo de residuos punzocortantes de 21 litros
Contenedor Jokey Mediq, USON 21 litros

Artículo n°: **JB 267-00-00**
Diámetro interior: **Ø280 mm**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Altura: **50 mm**
Profundidad: **324 mm (dimensión exterior)**
Diámetro de la rosca: **8 mm**
Peso: **368 gramos**
MOQ: **5 uds.**



Accesorios:

- Soporte de pared con ranura en T **JB 47-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK) **JB 120-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE) **JB 146-00-00**
- Pinza universal con ranura en T **JB 158-00-163**
- Herraje de riel GCX con ranura en T **JB 820-625-163**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

CESTAS Y PRODUCTOS DE ALAMBRE

Acero inoxidable



JB 161-150-100

Cesta de alambre cónica de 1 litro, fabricada en acero inoxidable. Cuenta con un gancho en T que facilita su colocación en diversos soportes y rieles.

Artículo n°: **JB 161-150-100**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
150mm x 100mm x 100mm

Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **325 gramos**
Volumen: **1 litros**
MOQ: **5 uds.**



JB 161-235-163

Cesta de alambre cónica de 3,5 litros, fabricada en acero inoxidable. Cuenta con un gancho en T que facilita su colocación en diversos soportes y rieles.

Artículo n°: **JB 161-235-163**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
235mm x 163mm x 146mm

Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **800 gramos**
Volumen: **3,5 litros**
MOQ: **5 uds.**



JB 161-350-150

Cesta de alambre cónica de 3,5 litros, fabricada en acero inoxidable. Cuenta con un gancho en T que facilita su colocación en diversos soportes y rieles.

Artículo n°: **JB 161-350-150**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
350mm x 150mm x 200mm

Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **800 gramos**
Volumen: **6,9 litros**
MOQ: **5 uds.**

JBMEDICO

CESTAS Y PRODUCTOS DE ALAMBRE

Acero inoxidable



JB 161-00-00

Cesta de alambre cónica de 6 litros, fabricada en acero inoxidable. Cuenta con un gancho en T que facilita su colocación en diversos soportes y rieles.

Artículo n°: **JB 161-00-00**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
231mm x 161mm x 242mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **853 gramos**
Volumen: **6 litros**
MOQ: **5 uds.**

Accesorios para los 3 tipos de cestas de alambre:

- Soporte de pared con ranura en T **JB 47-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (DK) **JB 120-00-00**
- Abrazadera de riel con ranura en T (UE) **JB 146-00-00**
- Pinza universal con ranura en T **JB 158-00-163**
- Herraje de riel GCX con ranura en T **JB 820-625-163**

JB 161-01-01

Cesta de alambre cónica de 7 litros, fabricada en acero inoxidable. Cuenta con un gancho en T que facilita su colocación en diversos soportes y rieles.

Artículo n°: **JB 161-01-01**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
326mm x 217mm x 132mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **667 gramos**
Volumen: **7 litros**
MOQ: **5 uds.**

JB 161-02-01

Cesta de alambre cónica de 15 litros, fabricada en acero inoxidable. Cuenta con un gancho en T que facilita su colocación en diversos soportes y rieles.

N° de artículo: **JB 161-02-01**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
337mm x 233mm x 267mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **959 gramos**
Volumen: **15 litros**
MOQ: **5 uds.**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

CESTAS Y PRODUCTOS DE ALAMBRE

Acero inoxidable



JB 161-03-00

Cesta de alambre cónica de 25 litros, fabricada en acero inoxidable.

Nº de artículo: **JB 161-03-00**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
348mm x 248mm x 400mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **1241 gramos**
Volumen: **25 litros**
MOQ: **5 uds.**

JB 281-00-00

Soporte de pared para cesta de alambre de 25 litros en acero inoxidable

Artículo n°: **JB 281-00-00**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
23,5mm (arriba) 13,8mm (abajo) x 21mm x 53,5mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **27 gramos**
Tamaño del agujero: **Ø4,25 mm**
MOQ: **10 uds. / bolsa**



SOPORTES DE PARED PARA USOS DIVERSOS

Acero Inoxidable



JB 162-00-00

Gancho para cables con guía para ranura en T

Nº de artículo: **JB 162-00-00**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
30mm x 76mm x 100mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **80 gramos**
MOQ: **10 uds.**



JB 146-45-38

Soporte de pared para trapecios de camas

Válido también para otros equipamientos hospitalarios y asistenciales

Nº de artículo: **JB 146-45-38**
Dimensiones: **Ancho (arriba) o Ancho (abajo) x Profundidad x Altura**
40mm (arriba) 20mm (abajo) x 50mm x 93 mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **117 gramos**
Tamaño del agujero: **Ø6,4 mm**
MOQ: **10 uds.**

JBMEDICO

SOPORTE DE PARED PARA FRASCOS DE ASPIRACIÓN O FRASCOS RECOLECTORES Y CONTENEDORES DE CATÉTERES



JB 100-00-00

Soporte para frascos de aspiración de 100 mm para los modelos de Abbott/Hospira

Artículo n°: **JB 100-00-00**
 Dimensiones: **Ø100 mm / Ø 8mm Rosca**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Peso: **189 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



JB 239-00-00

Soporte para catéteres con guía para ranura en T

Artículo n°: **JB 239-00-00**
 Altura: **400 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Peso: **1000 gramos**
 Volumen: **2 litros**
 MOQ: **5 uds.**



JB 500-115-115

Soporte para catéteres de 6,6 litros con gancho para ranura en T

Artículo n°: **JB 500-115-115**
 Altura: **200 mm**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropulido**
 Peso: **700 gramos**
 Volumen: **6,6 litros**
 MOQ: **5 uds.**



JBMEDICO

DIVERSOS ACCESORIOS



JB 92-00-00

Soporte para botellas de orina en acero inoxidable

Compatible con todo tipo de camas de hospital y de frascos de análisis de orina. Resiste la esterilización en autoclave.

Artículo n°: **JB 92-00-00**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
123,6mm x 145mm x 192mm
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **853 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JB 15-100-240

Caja de almacenamiento en acero inoxidable con soporte para ranura en T

Compatible con todas nuestras abrazaderas. Fácil de limpiar.

Artículo n°: **JB 15-100-240**
Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
240mm x 100mm x 100mm
Material: **Acero inoxidable (revestido con eslinga)**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **400 gramos**
MOQ: **2 uds.**



JB 115-00-00

Porta-historias de plástico rígido mate

Cuenta con un asa para colgar. Se adapta a todas las camas. Puede lavarse a 90°C.

Artículo n°: **JB 115-00-00**
Material: **Plástico PP (Polipropileno)**
Peso: **800 gramos**
Color: **Blanco (mate)**
MOQ: **4 uds.**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

DIVERSOS ACCESORIOS



Cables de red para hospitales de Dinamarca

Angular de 0,5 metros, rojo DK hospital + conector recto C13 para aparatos y cable de pantalla 3G1,0 mm²

Artículo n°:

1210715

Acodado 1 metro, rojo DK hospital + recto C13 conector de aparato y cable 3G1,0 mm² de pantalla

1190110

Acodado 2 metros Hospital DK rojo + Conector de aparato C13 recto conector de aparato y cable 3G1,0 mm² de pantalla

1190111

Acodado 3 metros Hospital DK rojo + Conector de aparato C13 recto y cable apantallado 3G1,0 mm². conector de aparato y cable 3G1,0 mm² de pantalla


1190112

En ángulo 4,5 metros Hospital DK rojo + Conector de aparato C13 recto y cable 3G1,0 mm² de pantalla

1190113

En ángulo 8 metros Hospital DK rojo + Conector de aparato C13 recto conector de aparato y cable 3G1,5 mm² de pantalla

1211755



Angular de 3,0 metros, rojo DK hospital + conector recto C19 para aparatos y cable de pantalla 3G 1,5 mm²

Artículo

1212273

Angular de 4,5 metros, rojo DK hospital + conector recto C19 para aparatos y cable de pantalla 3G 1,5 mm²

1212274



JBMEDICO

DIVERSOS ACCESORIOS


Torres de carga para móviles y tabletas



JB 680-400-15-S

**Torres de Carga / Power Towers
sobre ruedas con 15 enchufes Schuko**
Dispone de 15 enchufes Schuko

Artículo n°: **JB 680-400-15-S**
Dimensiones: **400 milímetros. (Placa base)
Ancho x fondo: 165 x 135 mm.
(Torre), Alto 762 mm.**
Máx. carga: **10A**
Máx. Voltaje: **240V**
Material: **Acero**
Superficie: **RAL 9016 pintado de blanco**
Ruedas 4 X Ø75: **2 con freno/ 2 sin freno**
Peso: **13 kg.**
Enchufe con tierra: **15 uds. enchufe Schuko**
Cable: **8 metros**



JB 25-26-2025

Soporte para 12 telefonos mobiles

Artículo n°: **JB 25-26-2025**
Peso: **1,2 kg.**
Altura: **370 mm**
Material: **Acero pintado en blanco,
RAL 9016**
Capacidad: **Para 12 telefonos mobiles**
MOQ: **2 uds.**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

DIVERSOS ACCESORIOS



JB 350-00-00

Soporte para portaescobillas en aluminio

Compatible con la mayoría de escobillas redondas y ovaladas de plástico

Artículo nº: **JB 350-00-00**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura 140 mm x 153 mm**
 Espesor: **5 mm**
 Material: **Aluminio**
 Superficie: **Anodizado**
 Color: **Natural**
 Peso: **173 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



Accesorios: Artículo nº:
 Soporte de pared **JB 47-00-00**
 Soporte de pared con tornillo prisionero rosca para cierre **JB 47-01-01**



JB 292-00-00

Soporte para mangueras, tubos, cánulas y sondas con guía para riel en T

Artículo nº: **JB 292-00-00**
 Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura 71 mm x 71 mm 29 mm**
 Material: **Aluminio**
 Superficie: **Anodizado**
 Color: **Natural**
 Peso: **388 gramos**
 MOQ: **10 uds.**



Accesorios: Artículo nº:
 - Abrazadera con ranura en T para DK 10 x 30 mm estándar, carriles de bolas **JB 120-00-00**
 - Abrazadera con ranura en T para EU-DIN 10 x 25 mm estándar **JB 146-00-00**

Rieles para alcantarillas **JB 47-00-00**
 - Soporte de pared con ranura en T

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

DIVERSOS ACCESORIOS



JB 600-00-01

Soporte para mangueras, tubos
y cánulas en rieles hospitalarios

Compatible solo con rieles estándar escandinavo

Artículo n°: **JB 600-00-01**
Dimensiones: **Profundidad x Altura**
140 mm x 153 mm
Material: **POM**
Color: **Rojo**
Peso: **8,7 gramos**
MOQ: **40 uds.**




JB 600-10-25

Soporte para mangueras, tubos
y cánulas en rieles hospitalarios

Compatible solo con rieles estándar DIN europeo

Artículo n°: **JB 600-10-25**
Dimensiones: **Profundidad x Altura**
40 mm x 60 mm
Material: **POM**
Color: **Rojo**
Peso: **8,7 gramos**
MOQ: **40 uds.**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

DIVERSOS ACCESORIOS



JB IP 9025

Cordón tirador para llamadas



JB IP 24155

Campana para cordón



JB IP 9004

Nudillo para cordón tirador de llamada



JB IP 3000-ROJO

Carrete de cordón tirador

Artículo nº: **JB IP 9025**
 Dimensiones: **Plast PE
 LDPE blød polyethylene**
 Material: **Plástico PE (LDPE Poli-
 etileno Blando)**
 Diámetro: **SÓLIDO Ø1,6 MM+/-0,1**
 Color: **Rojo RAL 3002**
 Longitud: **2,5 metros.**
 Límite de carga por
 tracción: **2.2 kg.**
 Peso: **9 gramos**
 MOQ: **25 uds.**

Artículo nº: **JB IP 24155**
 Dimensiones: **Alto: 24 mm
 Profundidad: 15,5 mm.**
 Material: **PP, plástico
 (polipropileno)**
 Color: **Rojo RAL 3002**
 Peso: **2,5 gramos cada uno.**
 MOQ: **100 uds.**

Artículo nº: **JB IP 9004**
 Dimensiones: **Longitud: 22 mm
 Diámetro: 9 mm
 Tamaño del agujero: 3,5 mm**
 Material: **Plástico ABS
 (polipropileno)**
 Límite de carga por
 tracción: **2.2 kg.**
 Color: **Negro**
 MOQ: **200 uds.**

Artículo nº: **JB IP 3000-ROJO**
 Artículo nº: **JB IP 1000-ROJO**
 Artículo nº: **JB IP 500-ROJO**
 Artículo nº: **JB IP 100-ROJO**

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

DIVERSOS ACCESORIOS



JB 06-08-230

Vaso recolector para sistema de aspiración de 230 ml

Artículo n°: **JB 06-08-230**
Dimensiones: **Alto 80 mm.
Diámetro de la base: 60 mm
Diámetro de la tapa: 75 mm
Acero inoxidable (AISI 201)**
Material: **Pulida**
Superficie:
Volumen: **230 ml**
Peso: **66 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JB 06-08-330

Vaso recolector para sistema de aspiración de 330 ml

Artículo n°: **JB 06-08-230**
Dimensiones: **Alto 110 mm.
Diámetro de la base: 59 mm
Diámetro de la tapa: 79 mm
Acero inoxidable (AISI 201)**
Material: **Pulida**
Superficie:
Volumen: **330 ml**
Peso: **74 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JB 06-08-500

Vaso recolector para sistema de aspiración de 500 ml

Artículo n°: **JB 06-08-500**
Dimensiones: **Alto 120 mm.
Diámetro de la base: 61 mm
Diámetro superior: 89 mm
Acero inoxidable (AISI 201)**
Material: **Pulida**
Superficie:
Volumen: **500 ml**
Peso: **103 gramos**
MOQ: **5 uds.**



JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA

JB-MEDICO ApS suministra e empresas privadas y publicas

Entrega

Los productos se entregan normalmente entre 1 y 5 días laborables después de la recepción del pedido.
Los productos que deban fabricarse tendrán, por supuesto, un plazo de entrega más largo.

Precios

A menos que se indique lo contrario, los precios son por unidades y en euros.

Todos los precios incluyen cualquier impuesto gubernamental, pero no incluyen el IVA.

Todos los precios son por unidades.

Los pedidos se toman a los precios aplicables en el momento de la entrega.

Nos reservamos el derecho a realizar ajustes de precios y cambios en las especificaciones de los productos, cambios de impuestos, errores de impresión y de imagen.

Pago

Banco: Danske Bank A/S

Número de cuenta: 4955 / 12318545

Número IBAN: DK3030000012318545

Código SWIFT: DABADKK

Daños de transporte

Deben comunicarse inmediatamente después de la recepción al transportista y a JB-Medico ApS.

Debe hacerse constar en la carta de porte.

No se devolverá la mercancía hecha a medida ni los productos fabricados especialmente para un cliente.

Reclamaciones

Cualquier error en la entrega debe ser comunicado inmediatamente al servicio de atención al cliente +45 7020 5826

O info@jbmedico.com

Devoluciones

Al recibir la mercancía de JB-Medico ApS, el cliente debe comprobar que lo recibido se corresponde con su petición y según el albarán de entrega adjunto.

Los productos para devolver deben estar en su embalaje original, en perfecto estado y sin daños.

Además, el embalaje original debe estar protegido por un embalaje exterior durante el transporte de devolución. La mercancía debe entregarse limpia y acompañada de una nota que indique los productos devueltos, el motivo de la devolución y la persona con la que se ha acordado.

JBMEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

JBMEDICO