

# Produktkatalog

## 2025

### OPHÆNGSLØSNINGER TIL SUNDHEDSSEKTOREN

LAVET AF NØDVENDIGHED OG UDVIKLET TIL AT HOLDE

# JB MEDICO

#### Highlights

- + Ophængsløsninger, hygiejne, drop og infusionsstativer
- + Forskellige dispensere i rustfast stål
- + Design, udvikling og produktion af nye produkter
- + Montage

## KONTAKTPERSONER

### Produktion og konstruktion:

Jan Haurum Kristensen  
Telefon: +45 7020 5826  
E-mail: jan@jbmedico.com

### Salg, indkøb og lager:

Jesper A. Berg  
Telefon: +45 7020 5826  
Mobil: +45 2868 5826  
Område: Danmark og Eksport  
E-mail: jb@jbmedico.com

### Sales:

Ana Belén Martín  
Mobil: +45 9386 3558  
E-mail: abm@jbmedico.com

## MILJØMÅL

JB Medico udvikler og producerer produkter af høj kvalitet med stærke materialer for at øge levetiden på produkterne. På denne måde skåner vi miljøet på længere sigt.

At have en Grøn Miljøprofil og hele tiden have fokus på bæredygtighed, betyder meget for os. Det er noget vi dagligt forholder os til og konstant forsøger at forbedre. Vi synes, at vi er nået langt, men der er selvfølgelig steder vi kan blive endnu bedre.

### Emballage:

Vi pakker mange pakker hver dag og bruger derfor megen emballage i form af kasser og fyld. Derfor er det et af de steder, hvor vi har meget fokus på, at gøre det så bæredygtigt som muligt. Vi genanvender gerne papkasser og fyld, som stadig har en vis kvalitet. Hvis I modtager en kasse, som ser brugt ud eller har logo fra andre end os, er det simpelthen et forsøg på at skåne miljøet mest muligt.

- FSC Miljøcertificeret pap og papir fra ansvarlige kilder. ([www.fsc.org](http://www.fsc.org))
- Minimalt forbrug af plast til kassefyld eller genbrug fra at modtage forsendelser.
- Genbrug af papkasser og fyld.

### Affaldssortering:

Vi affaldssorterer bl.a.:

- Papir og Pap.
- Emballage.
- Blød plast.
- Hård plast.
- Metal.
- Ledninger.

### Vores håb til vores kunder:

Det vil glæde os meget, hvis I også vil være med til at passe på vores klode, ved bl.a. at sortere og aflevere den emballage som I modtager fra os på genbrugsstationen.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen  
Team JB Medico

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | [www.jbmedico.com](http://www.jbmedico.com) | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                  |    |                                      |    |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| KONTAKTPERSONER                                                  | 2  | RING FOR SUGEGLAS OG KATETERBEHOLDER | 72 |
| MILJØMÅL                                                         | 2  | DIVERSE TILBEHØR                     | 73 |
| INDHOLDSFORTEGNELSE                                              | 3  | SKOLESTANDER / 'EL-TÅRNE'            | 75 |
| KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR                         | 4  | KALDE- OG TRÆKSNORE + TILBEHØR       | 78 |
| LAMPEKULISSEKLØR - EKSTRA SOLIDE TIL LANGE OG TUNGE LAMPER       | 9  | SUGEKRUS                             | 79 |
| OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr | 10 | SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER        | 80 |
| KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR                         | 12 | FAVORITTER OG NOTER                  | 81 |
| LAMPEKULISSEKLØR - EKSTRA SOLIDE TIL LANGE OG TUNGE LAMPER       | 14 |                                      |    |
| OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr | 15 |                                      |    |
| TILBEHØR TIL DIVERSE LAMPEKULISSEKLØR                            | 17 |                                      |    |
| MULTIKLO - JUSTERBAR - 16-41 MM.                                 | 18 |                                      |    |
| OPHÆNGSHUS TIL KULISSEKLØR OG MULTIKLO                           | 20 |                                      |    |
| BESLAG DER PASSER TIL SKINNER FRA GCX                            | 21 |                                      |    |
| KULISSESKINNER OG TILBEHØR                                       | 24 |                                      |    |
| KULISSESKINNER DK OG EU DIN STANDARD                             | 25 |                                      |    |
| VÆGBESLAG TIL BEGGE KULISSESKINNER STANDARDER                    | 27 |                                      |    |
| VÆGBØJLE I RUSTFAST STÅL TIL BESKYTTELSE AF KULISSESKINNER       | 28 |                                      |    |
| MEDICINSK BELYSNING FRA GLAMOX LUXO                              | 29 |                                      |    |
| SEVERO ELEKTRISK PILLEKNUSER V3                                  | 32 |                                      |    |
| TILBEHØR TIL SEVERO ELEKTRISK PILLEKNUSER V3                     | 33 |                                      |    |
| FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR                                       | 34 |                                      |    |
| VÆGBESLAG                                                        | 35 |                                      |    |
| FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR                                       | 36 |                                      |    |
| SØJLEOPHÆNG                                                      | 39 |                                      |    |
| SÆBE OG SPRITDISPENSERE                                          | 40 |                                      |    |
| DRYPBAKKER TIL SÆBE OG SPRITDISPENSERE                           | 42 |                                      |    |
| BORD OG VÆG DISPENSER TIL FIRKANTET OG RUNDE FLASKER             | 45 |                                      |    |
| HANDSKE, WET WIPE OG MUNDBINDSKASSE HOLDER                       | 46 |                                      |    |
| WET WIPE DISPENSERE                                              | 47 |                                      |    |
| HANDSKEHOLDERE OG TILBEHØR                                       | 48 |                                      |    |
| GLIDEBESLAG I ALUMINIUM TIL T-SPORS SKINNER                      | 49 |                                      |    |
| HANDSKEKASSEHOLDER TIL HANDSKEKASSER                             | 50 |                                      |    |
| DROP- OG INFUSIONSSTATIVER                                       | 51 |                                      |    |
| DROP- OG INFUSIONSSTATIV, BÆRE-SØJLER OG BASER                   | 55 |                                      |    |
| DROP- OG INFUSIONSSTATIVER TILBEHØR                              | 56 |                                      |    |
| VÆGBESLAG TIL CO2 FLASKER, Ø183 MM. HUL.                         | 61 |                                      |    |
| FLASKEHOLDERE TIL MEDICINSKE GASSER                              | 62 |                                      |    |
| KANYLEBOKSHOLDERE - RUND                                         | 63 |                                      |    |
| KANYLEBOKSHOLDERE - OVAL                                         | 65 |                                      |    |
| KANYLEBOKSHOLDERE - FIRKANTET                                    | 66 |                                      |    |
| KANYLEBOKSHOLDER - RUND                                          | 68 |                                      |    |
| TRÅDKURVE OG TRÅDVARER                                           | 69 |                                      |    |
| VÆGBESLAG TIL PAPIRKURV OG TRÅDVARER                             | 71 |                                      |    |
| VÆGBESLAG TIL SENEGALGER                                         | 71 |                                      |    |

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm. kulissskinner



### Kulisseklør til 10x30 mm. skinner.

Alle vores kulisseklør passer kun til skandinavisk standard 10x30 mm. kulissskinner.

Til fastgørelse af hospitalsudstyr anvendes en kulisse-skinne, som placeres på væggen eller sengestuepanelet.

Ved projektering og bestilling er det vigtigt at vide, hvilket system der skal anvendes.

JB-Medico tilbyder flere forskellige skinne-varianter til rådighed men har også udviklet to egne skinner 10x25 mm. og 10x30 mm., som kan klare de fleste klotyper, der findes på markedet.

JB-Medico tilpasser løsninger til alle kliniske afdelinger.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm. kulissseskiner



### JB 88-00-00

Kulisseklo, bred model,  
låses vha. 2 stk. pinolskruer.



### JB 103-00-00

Kulisseklo, bred model, med 1 kugelås.



### JB 104-00-00

Kulisseklo, bred model, med 2 stk. kugelåse.



### JB 207-00-00

Kulisseklo, bred model, med 2 kugelåse  
og 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.

Varenr.: **JB 88-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 90 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **280 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 103-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 110 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **295 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 104-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 110 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **304 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 207-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. 110 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **299 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm. kulissekinner




### JB 206-00-00

Kulisseklo, bred model, med 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller. Låses vha. 2 stk. pinolskruer.




### JB 217-00-00

Kulisseklo, bred model med 1 kuglelås og 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.



### JB 120-00-00

Kulisseklo, smal model med 1 stk. kuglelås og T-spor.



### JB 121-00-00

Kulisseklo, smal model, med 1 stk. kuglelås.

Varenr.: **JB 206-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 90 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **275 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 217-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 110 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **293 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 120-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **118 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 121-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **155 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm. kulissseskiner



### JB 121-03-00

Kulisseklo, smal model, 1 kuglelås  
og 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.



### JB 216-03-00

Kulisseklo, smal model, med 3 stk.  
undersænkede Ø6,6 mm. huller.  
Låses vha. to pinolskruer.



### JB 176-00-180

Kulisseklo, ekstra bred model.  
Låses vha. 4 stk. pinolskruer.



*JB 176-00-180 anvendt til skilletrafo.*

Varenr.: **JB 121-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 64 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **150 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 216-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 45 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **132 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 176-00-180**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin aluminium**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 180 mm. x 25 mm.**  
Vægt: **560 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361



## LAMPEKULISSEKLØR TIL BÅDE TUNGE OG ALM. LAMPER

Skandinavisk standard til 10x30 mm.

### Lampekulisseklør til lange tunge og alm. lamper.

Alle vores lampekulisseklør passer til skandinavisk standard 10x30 mm. kulisseskinne.

Kan monteres og afmonteres uden brug af værktøj, kan efter behov vaskes og desinficeres i instrumentopvaskemaskine.

Til fastgørelse af hospitalsudstyr anvendes en kulisseskinne, som placeres på væggen eller sengestuepanelet.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## LAMPEKULISSEKLØR - EKSTRA SOLIDE - TIL LANGE OG TUNGE LAMPER

Skandinavisk standard til 10x30 mm.



### JB 206-03-18

Kulisseklo, bred model, låses med 2 stk.  
pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 206-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 90 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **468 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 217-03-18

Kulisseklo, bred model, 1 stk. kugelås og  
adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 217-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 110 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **475 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 207-03-18

Kulisseklo, bred model, 2 stk. kugelåse  
og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 207-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 110 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **482 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 216-03-18

Kulisseklo, smal model, låses med 2 stk.  
pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 216-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:**  
**61,5 mm. x 45 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **316 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK UDSYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm.



### Ophængs-kulisseklør til dropstativer, IT og medicoteknisk udstyr.

Kan med fordel bl.a. bruges til:

- Dropstativ på sengestuepaneler
- Fladskærmsarme
- Medicotekniskudstyr
- Medicinsk belysning
- Søjleophæng

### Kulisseklør, glidekulisser, kulissestyr.

JB-Medico er leveringsdygtig i flere forskellige muligheder for at fastgøre hospitalsudstyr på sengestuepanelet eller på væggen.

På skinnen fastgøres forskellige typer hospitalsudstyr ved hjælp af kulisseklør, glidekulisser og kulissestyr. Det giver en hurtig, sikker og fleksibel fastgørelse.

JB-Medico tilpasser løsninger til alle kliniske afdelinger.



### JB 206-03-20

**Kulisseklo, bred model, låses med 2 stk. pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.**

Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00).

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Varenr.:      | <b>JB 206-03-20</b>                                             |
| Materiale:    | <b>Aluminium. (Keramisk coating)</b>                            |
| Farve:        | <b>H-151 Satin</b>                                              |
| Dimensioner:  | <b>Højde x Bredde x Dybde:<br/>61,5 mm. x 90 mm. x 60,6 mm.</b> |
| Vægt:         | <b>507 gram</b>                                                 |
| Minimum salg: | <b>2 stk.</b>                                                   |
| Vejl. pris:   |                                                                 |

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr

Skandinavisk standard til 10x30 mm.



### JB 217-03-20

Kulisseklo, bred model, 1 stk. kuglelås og adapterbeslag Ø18 mm.

Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00).



### JB 207-03-20

Kulisseklo, bred model, 2 stk. kuglelåse og adapterbeslag Ø18 mm.

Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00).



### JB 216-03-20

Kulisseklo, smal model, låses med to pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00).



### JB 121-03-20

Kulisseklo, smal model, låses med to pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00).

Varenr.: **JB 217-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 110 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **530 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Varenr.: **JB 207-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 110 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **537 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Varenr.: **JB 216-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 45 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **368 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**

Varenr.: **JB 121-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **383 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361


## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

EU DIN standard til 10x25 mm. kulisseskiner




### JB 146-00-00

Kulisseklo med 1 stk. kuglelås og styr for T-spor.



### JB 147-00-00

Kulisseklo med 1 stk. kuglelås.



### JB 147-03-00

Kulisseklo med 1 stk. kuglelås og 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.



### JB 143-00-00

Kulisseklo, bred model, låses med 2 stk. pinolskruer.

Varenr.: **JB 146-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **132 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 147-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **168 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 147-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **161 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 143-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 90 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **308 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

EU DIN standard til 10x25 mm. kulissskinner



### JB 143-03-00

Kulisseklo, bred model, låses  
vha. 2 stk. pinolskruer 3 stk. undersænkede  
Ø6,6 mm. huller.



### JB 144-00-00

Kulisseklo, bred model, med 2 stk. kuglelåse.



### JB 144-03-00

Kulisseklo, bred model, med 2 stk. kuglelås og  
3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.



### JB 145-00-00

Kulisseklo, bred model, med 1 stk. kuglelås.

Varenr.: **JB 143-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 90 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **303 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 144-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **328 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 144-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **318 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 145-00-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **325 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSE - KULISSESTYR

EU DIN standard til 10x25 mm. kulissskinner



### JB 145-03-00

Kulisseklo, bred model, med 1 stk. kuglelås,  
3 stk. undersænked Ø6,6 mm. huller.



### JB 045-03-00

Kulisseklo, smal model, låses vha. 2 stk.  
pinolskruer, 3 stk. undersænked Ø6,6 mm. huller.



### JB 143-03-18

Kulisseklo, bred model, låses med 2 stk.  
pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.



### JB 145-03-18

Kulisseklo, bred model, 1 stk. kuglelås og  
adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 145-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **317 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 045-03-00**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 45 mm. x 28,6 mm.**  
Vægt: **151 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 143-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 90 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **468 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Varenr.: **JB 145-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **501 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## LAMPEKULISSEKLØR - EKSTRA SOLIDE - TIL LANGE OG TUNGE LAMPER

EU DIN standard til 10x25 mm.



### JB 144-03-18

Kulisseklo, bred model, 2 stk. kuglelås og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 144-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **502 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 147-03-18

Kulisseklo, smal model, 1 stk. kuglelås og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 147-03-18**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 64 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **343 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**



### JB 143-03-20

Kulisseklo, bred model låses vha. 2 stk. pinolskruer, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 143-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 90 mm. x 60,6 mm.**  
Vægt: **536 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**



### JB 145-03-20

Kulisseklo, bred model, 1 stk. kuglelås, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 145-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **550 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr

EU DIN standard til 10x25 mm.



### JB 144-03-20

Kulisseklo, bred model, 2 stk. kuglelås med adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 144-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **551 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 147-03-20

Kulisseklo, smal model, 1 stk. kuglelås, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 147-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 64 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **395 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 045-03-20

Kulisseklo smal model, låses vha. 2 stk. pinolskruer, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 045-03-20**  
Materiale: **Aluminium. (Keramisk coating)**  
Farve: **H-151 Satin**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde: 61,5 mm. x 45 mm. x 64,2 mm.**  
Vægt: **384 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## TILBEHØR TIL DIVERSE LAMPEKULISSEKLØR

### JB 128-00-09

Plastbøsning med bøsningshul Ø9.6 mm.

Varenr.: JB 128-00-09  
Materiale: Plast (Hvid)  
Vægt: 12 gram  
Minimum salg: 10 stk.



### JB 22-00-05

Messingbøsning med bøsningshul Ø20 mm.

Varenr.: JB 22-00-05  
Materiale: Messing  
Vægt: 88 gram  
Minimum salg: 10 stk.



### JB 128-00-01

Plastbøsning med bøsningshul Ø13 mm.

Varenr.: JB 128-00-01  
Materiale: Plast (Hvid)  
Vægt: 8 gram  
Minimum salg: 10 stk.



### JB 94-00-00

Håndtag med M6 x 20 mm. gevind.

Varenr.: JB 94-00-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Vægt: 42 gram  
Minimum salg: 5 stk.



### JB 127-00-01

Plastbøsning med bøsningshul Ø16 mm.

Varenr.: JB 127-00-01  
Materiale: Plast (Hvid)  
Vægt: 3,6 gram  
Minimum salg: 10 stk.



### JB 10-32-00

Håndtag med M10 x 40 mm. gevind.


Varenr.: JB 10-32-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Vægt: 170 gram  
Minimum salg: 2 stk.



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361


## MULTIKLO - JUSTERBAR - 16-41MM.



### JB 158-00-00

Multiklo, beslaget kan tilkobles alle steder.  
Passer til Ø16-41 mm.

Varenr.: **JB 158-00-00**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret),  
RF-stål, POM og nylon (PGA)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
36 mm. x 51 mm. x 134/96 mm.**  
Vægt: **209 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**




### JB 158-00-05

Multiklo med 2xØ6 frihuller.  
Passer til Ø16-41 mm.

Dette muligør,  
at man kan sammensætte diverse udstyr.

Varenr.: **JB 158-00-05**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret),  
RF-stål, POM og nylon (PGA)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
36 mm. x 51 mm. x 134/96 mm.**  
Vægt: **204 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**



### JB 158-06-05

Dobbelt Multiklo for montering af  
eksempelvis seng og dropstativ.

Der medfølger 2 stk. Unbrako bolt skruer  
og 1 stk. nøgle.

Varenr.: **JB 158-06-05**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret),  
RF-stål, POM og nylon (PGA)**  
Vægt: **421 gram**  
Minimum salg: **2 Sæt**



### JB 158-00-163

Multiklo med T-spors beslag passer fra  
Ø16-41 mm. Beslag kan sættes på bord, vogn,  
dropstativ, DIN skinne og søjler.

Der medfølger 2 stk. Unbrako bolt skruer  
og 1 stk. nøgle.

Varenr.: **JB 158-00-163**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 64 mm. x 60,5 mm.**  
Vægt: **245 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**

**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## MULTIKLO - JUSTERBAR - 16-41MM.



### JB 158-03-18

Multiklo med adapterbeslag Ø18mm. hul.  
Passer til Ø16-41 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 158-03-18**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret),  
POM, nylon (PA6)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
36 mm. x 51 mm. x 134/96 mm.**  
Vægt: **388 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør: **Håndtag og T-spors beslag  
kan tilkøbes.**



### JB 158-03-20

Multiklo med 2xØ6 frihuller.  
Passer til Ø16-41 mm.

Håndtag og T-spors beslag kan tilkøbes.

Varenr.: **JB 158-03-20**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret),  
Messing, POM, nylon (PA6)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
36 mm. x 51 mm. x 134/96 mm.**  
Vægt: **440 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør: **Håndtag og T-spors beslag  
kan tilkøbes.**



### JB 163-00-01

Dobbelt Multiklo for montering af  
eksempelvis seng og dropstativ.

Der medfølger 2 stk. Unbrako bolt skruer  
og 1 stk. nøgle.

Varenr.: **JB 163-00-01**  
Materiale: **Aluminium (Naturelokseret)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
60 mm. x 36 mm. x 12,5 mm.**  
Vægt: **36 gram**  
Minimum salg: **1 Pose med 20 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## OPHÆNGSHUS TIL KULISSEKLØR OG MULTIKLO



### JB 205-00-00

Ophængshus til kulisseklør og multiklo  
med et Ø25 mm. hul.

Varenr.: **JB 205-00-00**  
Materiale: **Aluminium.  
(Keramisk coating)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 36 mm. x 35,6 mm.**  
Vægt: **133 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør: **Håndtag og bøsning kan  
tilkøbes.**




### JB 205-00-18

Ophængshus til kulisseklør og multiklo  
med et Ø18 mm. hul.

Varenr.: **JB 205-00-18**  
Materiale: **Aluminium.  
(Keramisk coating)**  
Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 36 mm. x 35,6 mm.**  
Vægt: **171 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør: **Håndtag og bøsning kan  
tilkøbes.**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## BESLAG DER PASSER TIL SKINNER FRA GCX



### JB 820-625-06

GCX-skinne beslag, forberedt med monterings huller.

Varenr.: JB 820-625-06  
Materiale: Aluminium (naturelokseret)  
Farve: Metal  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde: 82 mm. x 63 mm. x 6 mm.  
83 gram  
Vægt: 83 gram  
Minimum salg: 4 stk.

**Tilbehør:**  
JB 163-00-01 T-Spors beslag  
JB 205-00-00 Adapterbeslag/ Ophængshus Ø20  
JB 205-00-18 Adapterbeslag/ Ophængshus Ø18



### JB 820-625-163

GCX-skinne beslag med et T-Spor.

Varenr.: JB 820-625-163  
Materiale: Aluminium (naturelokseret)  
Farve: Metal  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde: 82 mm. x 63 mm. x 18,5 mm.  
123 gram  
Vægt: 123 gram  
Minimum salg: 4 stk.



### JB 820-625-20

GCX-skinne beslag med ophængshus Ø20 mm. bøsningshul.

Varenr.: JB 820-625-20  
Materiale: Aluminium (naturelokseret) og messing  
Farve: Metal  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde: 82 mm. x 63 mm. x 42 mm.  
313 gram  
Vægt: 313 gram  
Minimum salg: 2 stk.

**Tilbehør:** Håndtag kan tilkøbes.



### JB 820-625-18

GCX-skinne beslag med ophængshus Ø18 mm. hul.

Varenr.: JB 820-625-18  
Materiale: Aluminium (naturelokseret) og plast  
Farve: Metal  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde: 82 mm. x 63 mm. x 42 mm.  
270 gram  
Vægt: 270 gram  
Minimum salg: 2 stk.

**Tilbehør:** Håndtag kan tilkøbes.

*POM bøsning følger ikke med som standard.*

Valgfri plastbøsning Ø9,6, 13 eller 16 mm.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## BESLAG DER PASSER TIL SKINNER FRA GCX




**JB 820-625-20**  
Til fladskærms- / monitorholder.



**JB 820-625-163**  
Til kateterholder.



**JB 820-625-18**  
Til lampe.



**JB 820-625-163**  
Til kanyleboksholder.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## BESLAG DER PASSER TIL SKINNER FRA GCX



**JB 820-625-20**  
Til monitorholder.



**JB 820-625-163**  
Til papirkurv.



**JB 820-625-20**  
Beslag med ophængshus.




**JB 820-625-163**  
Til kateterholder.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSESKINNER OG TILBEHØR

Kulisseskiner Skandinavisk 10x30 mm. Standard



### JBM 100-01-06

**JBM Kulisseskinne i hygiejnisk design.**

Med øget dybde for at undgå karambolage med kabelbakker. Dette muliggør ophængning af medico udstyr.

Varenr.: **JBM 100-01-06**  
Materiale: **Aluminium (elokseret),**  
Dimensioner: **Standard længde 6 meter**  
**uden samling**  
**Dybde: 81 mm.**  
**Højde: 93 mm.**  
Vægt: **3,8 kg. pr. meter**  
Standard længde: **6 meter**

Endedækslerne: **Plast, monteres nemt med**  
**vådrumssilicone eller skruer.**  
Skruehuller: **Afproppes med propper.**

Fordele:

1. **Særdeles nem at rengøre.**
2. **Optimal hygiejne, skinnen har glatte overflader, ingen revner eller overgange, som kan være skidtsamlere.**
3. **En stejl hældning, 25 grader, så skinnen ikke kan bruges som hylde.**
4. **Monteringshuller er forboret pr. 100 mm.**


Savsnit: **Spørg efter pris**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KULISSESKINNER DK OG EU DIN STANDARD - 10X30 MM. OG 10X25 MM.



### JB 252-00-00

10x25 mm. kulisseskinne.

EU DIN standard.



### JB 249-00-00

Endeprop.

Til EU DIN 10x25 mm. kulisseskinne.



### JB 234-00-01

10x30 mm. kulisseskinne.

Skandinavisk standard.



### JB 248-00-00

Endeprop.

Til 10x30 mm. skandinavisk standard skinneprofil.

Varenr.: **JB 252-00-00**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Naturelokseret**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Højde x Dybde:**  
**25 mm. x 10 mm.**  
Vægt: **700 gram pr. m.**  
Standard længde: **6 meter**

Savsnit: **Spørg efter pris**  
Boring af fri huller: **Spørg efter pris**

Varenr.: **JB 249-00-00**  
Materiale: **Plast (PE)**  
Farve: **Grå**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**25 mm. x 10 mm.**  
Minimum salg: **50 stk.**

Varenr.: **JB 234-00-01**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Naturelokseret**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Højde x Dybde:**  
**30 mm. x 10 mm.**  
Vægt: **800 gram pr. m.**  
Standard længde: **6 meter**

Savsnit: **Spørg efter pris**  
Boring af fri huller: **Spørg efter pris**

Varenr.: **JB 248-00-00**  
Materiale: **Plast (PE)**  
Farve: **Grå**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**30 mm. x 10 mm.**  
Minimum salg: **50 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## TILBEHØR TIL KULISSESKINNE SKANDINAVISK STANDARD



### JBM 100-01-07

Endedæksler til JBM skinne, højre side.

Varenr.: JB 100-01-07  
Materiale: ABS plast  
Farve: Grå  
Dimensioner: Højde x Dybde  
93 mm. x 81 mm.  
Vægt: 8 gram  
Minimum salg: 10 stk.

### JBM 100-01-08

Endedæksler til JBM skinne, venstre side.

Varenr.: JB 100-01-08  
Materiale: ABS plast  
Farve: Grå  
Dimensioner: Højde x Dybde  
93 mm. x 81 mm.  
Vægt: 8 gram  
Minimum salg: 10 stk.



### JBM 100-01-10

Skruepropper til JBM kulisseskinne.

Varenr.: JB 100-01-10  
Materiale: ABS plast  
Farve: Grå  
Dimensioner: Diameter  
Ø12 mm.  
Minimum salg: 50 stk.



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## VÆGBESLAG TIL BEGGE KULISSESKINNER STANDARDER



### JB 286-00-00

Vægbeslag til 2 typer kulisseskiner  
til væg og på udstyr.

Varenr.: **JB 286-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Diameter x Dybde  
Ø50 mm. x 10 mm.**  
Vægt: **137 gram**  
Minimum salg: **10 stk.**



### JB 400-00-00

Vægbeslag til 2 typer kulisseskiner  
til væg og på udstyr.

Varenr.: **JB 400-00-00**  
Materiale: **Aluminium**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Diameter x Dybde  
Ø50 mm. x 10 mm.**  
Vægt: **48 gram**  
Minimum salg: **10 stk.**



### JB 286-00-18 (lille)

### JB 286-00-36 (stor)

Afstandsbøsning til 2 typer kulisseskiner.

Varenr.: **JB 286-00-18 (lille)**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Højde / Ydre diameter /  
Huldiameter  
18 mm. / Ø15 mm. / Ø6,5 mm.**  
Vægt: **20 gram**  
Minimum salg: **20 stk.**

Varenr.: **JB 286-00-36 (stor)**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Højde / Ydre diameter /  
Huldiameter  
36 mm. / Ø15 mm. / Ø6,5 mm.**  
Vægt: **40 gram**  
Minimum salg: **20 stk.**



### JB 400-00-18 (lille)

### JB 400-00-36 (stor)

Afstandsbøsning til 2 typer kulisseskiner.

Varenr.: **JB 400-00-18 (lille)**  
Materiale: **Aluminium**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Højde / Ydre diameter /  
Huldiameter  
18 mm. / Ø15 mm. / Ø6,5 mm.**  
Vægt: **7 gram**  
Minimum salg: **20 stk.**

Varenr.: **JB 400-00-36 (stor)**  
Materiale: **Aluminium**  
Farve: **Metal**  
Dimensioner: **Højde / Ydre diameter /  
Huldiameter  
36 mm. / Ø15 mm. / Ø6,5 mm.**  
Vægt: **14 gram**  
Minimum salg: **20 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## VÆGBØJLE I RUSTFAST STÅL TIL BESKYTTELSE AF KULISSESKINNER



### JB 180-02-02

Vægbojle, rustfast stål  
til beskyttelse af kulisser mv.

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Item no.:     | <b>JB 180-02-02</b>                                          |
| Materiale:    | <b>Rustfast stål (AISI 304)</b>                              |
| Farve:        | <b>Metal</b>                                                 |
| Tykkelse:     | <b>5 mm.</b>                                                 |
| Dimensioner:  | <b>Bredde x Højde x Dybde<br/>40 mm. x 338 mm. x 145 mm.</b> |
| Vægt:         | <b>1.000 gram</b>                                            |
| Minimum salg: | <b>4 stk.</b>                                                |



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## MEDICINSK BELYSNING FRA GLAMOX LUXO

### Undersøgelseslamper



### Carelite LED

Carelite's LED'er er ekstremt energieffektive og har lang levetid på mindst 50.000 timer.

Det kraftige LED modul har et fremragende lysudbytte der giver ca. 2.000 lux ved 0,6 meters afstand.

Varenr.

CAG026487  
CAG026488  
CAG026489  
CAG026497  
CAG026498  
CAG026499



### LHH LED

Moderne medicinsk undersøgelseslampe LED – fremtidens lyskilde.

LHH's LED'er er ekstremt energieffektive og har lang levetid på mindst 50.000 timer. Det kraftfulde LED modul har et fremragende lys, der giver mere end 24.000 lux ved 1 meter.

Varenr.

LHG026533  
LHG026534  
LHG026535  
LHG026545  
LHG026546  
LHG026547

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# MEDICINSK BELYSNING FRA GLAMOX LUXO

## Luplamper



### Circus LED

**Circus LED er velegnet til krævende arbejde i skønhedssaloner, klinikker og laboratorier, eller som et værktøj for folk med nedsat syn.**

Circus LED har en stor linse, aluminium hoved og en meget fleksibel selv-afbalanceret arm og skærmfæste. Den store linse muliggør komfortabel visning med begge øjne. Standard version: 3,5/5 dioptri glaslinse.

Varenr.

**CIL026692**  
**CIL026693**  
**CIL026694**  
**CIL026695**



### KFM LED

**Avanceret LED luplampe for mange formål**  
KFM LED har en robust metalkonstruktion med et slankt design, en fleksibel arm og et fremragende lys.

Den er velegnet for mange industrielle formål, klinikker og laboratorier, og som et hjælpemiddel for mennesker med nedsat syn. Standard versionen leveres med en 3 eller 5 dioptri glaslinse. En medfølgende stofpose beskytter linsen mod støv og forhindrer at lampen bliver til et brændglas via sollys. Farver: Hvid eller lysegrå.

Varenr.

**KFL026034**  
**KFL026035**  
**KFL026036**  
**KFL026037**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# MEDICINSK BELYSNING FRA GLAMOX LUXO

## Luplamper og Arbejdslamper



### KFM LED ESD

Er udviklet for den elektroniske industri.

Statiske udladninger kan være altødelæggende for elektroniske komponenter. Den er designet til at bortlede statiske udladninger på en kontrolleret måde.

Varenr.

KFL026050  
KFL026099



### LFM LED G2

LFM LED er en letvægts luplampe med en metalkonstruktion, LED lyskilder, og en fleksibel fjederafbalanceret arm i Luxo traditionen.

Spænding fra (V): 100, Lumen ud: 700

Varenr.

LFG028194  
LFG028195



### Wave LED

Wave LED giver en skyggefri forstørrelse med lys der kommer fra begge sider og som tredimensional forstørrelse med lys fra venstre eller højre.

3D-featuren er særligt velegnet til arbejde med printkort og lignende opgaver.

Varenr.

WAL025948  
WAL025949  
WAL025950  
WAL025951  
WAL025964  
WAL026605



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## SEVERO ELEKTRISK PILLEKNUSER V3



### JB 0830-2017

Knuser flere standardpiller ad gangen.

Varenr.: JB 0830-2017  
Mærke: Severo  
Garanti: 2 år på enheden (1 år på batteri, inkluderer ikke brugerfejl)  
Kop volumen: 30 ml.  
Formalingstid: 8 sekunder for standardpiller  
Lydstyrke: 52 dB (lav lydstyrke)  
Batteri levetid: 2 timer  
Pris pr. knusning: Ca. 43 øre (udregnet med kopper og rondeller)  
Kontakter: Tænd/Sluk  
Indikator: Batteriniveau  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde: 240 mm. x 70 mm. x 110 mm.  
Vægt: 1,5 kg.

Tilbehør  
JB MED-020 Kopper  
JB MED-002 Låg  
JB MED-003 Rondeller  
JB 3000001 Metalstempel



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## TILBEHØR TIL SEVERO ELEKTRISK PILLEKNUSER V3



### JB MED-020

Severo-kopper 2.100 stk.

Engangsbæger i hård plast. Bunden har en takket kant, så bægeret kan stå fast i Severo pilleknuser.

Varenr.: **JB MED-020**  
Materiale: **PP**  
Dimensioner: **Højde x Øvre diameter**  
**29 mm. x 47mm.**  
Volume: **30 ml**  
Minimum salg: **2.100 stk.**



### JB MED-002

Severo-låg 2.000 stk. til Severo-kopper.

Varenr.: **JB MED-002**  
Materiale: **PE (blød Polyethylene)**  
Farve: **Hvid**  
Minimum salg: **2.000 stk.**



### JB MED-003

Rondeller/Pilleknuser 2.100 stk. pr æske.

Brugen af disse rondeller sørger for at holde pilleknuseren ren, så den er klar til brug med det samme.

Varenr.: **JB MED-003**  
Materiale: **PE**  
Diameter: **8 mm.**  
Tykkelse: **50 My**  
Certifikater: **CE**  
Minimum salg: **2 stk. æsker á 2.100 stk.**



### JB 3000001

Severo, ekstra metalstempel til pilleknusning.


Varenr.: **JB 3000001**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Diameter: **Ø55 mm.**  
Minimum salg: **2 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR

Hæve-/sænkearm med gasfjeder - Junior Armstrong



### JB 21-00-00

**Gasarm 2-8 kg. med håndgreb til  
udvendig låsning af højde positionen.**

Montering på væg, bord, loft, kulisseskiner,  
udstyr m.m. Alle arme kan potentialudlignes.  
Leveres med alt nødvendigt tilbehør.

Varenr.: **JB 21-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Løftehøjde: **382 mm.**  
Rækkevide: **334 mm.**  
Vægt: **2.300 gram**

### JB 21-00-15

**Gasarm 8-18 kg. med håndgreb til  
udvendig låsning af højde positionen.**

Montering på væg, bord, loft, kulisseskiner,  
udstyr m.m. Alle arme kan potentialudlignes.  
Leveres med alt nødvendigt tilbehør.

Varenr.: **JB 21-00-15**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Løftehøjde: **382 mm.**  
Rækkevide: **334 mm.**  
Vægt: **2.300 gram**




**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR

Junior Armstrong fortsat



### JB 22-00-00

Manuel forlængerarm med Ø20 mm. aksel, skjult kabelføring.

Montering på væg, bord, kulisseskinne, udstyr mv.  
Kan potentialudlignes. Unbrako bolt er standard.

Varenr.: **JB 22-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Total længde: **255 mm.**  
Højde: **150 mm.**  
Rækkevide: **220 mm.**  
Vægt: **1.100 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 94-00-00**



### JB 27-00-00

Skærmbeholder med Ø20 mm. aksel.

Kan potentialudlignes.

Varenr.: **JB 27-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
VESA: **75 mm. x 75 mm.**  
VESA: **100 mm. x 100 mm.**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**95 mm. x 159 mm. x 114 mm.**  
Vægt: **1.000 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 10-32-00**

## VÆGBESLAG



### JB 31-00-00

Vægbeslag cirkulært, passer til Ø20 mm. aksel.

Unbrako bolt er standard.

Varenr.: **JB 31-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**58 mm. x 123 mm. x 132 mm.**  
Vægt: **688 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 94-00-00**



### JB 241-00-00

Vægbeslag forlænget, passer til Ø20 mm. aksel.

Unbrako bolt er standard.

Varenr.: **JB 241-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**120 mm. x 123 mm. x 130 mm.**  
Vægt: **1.100 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 94-00-00**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR



### JB 43-01-00

Tastaturholder med håndledsstøtte.

Pladen kan vippes -25°/ +115°

Varenr.: **JB 43-01-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**277 mm. x 119 mm. x 579 mm.**

Vægt: **3.000 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 10-32-00**



### JB 209-00-00

Ophængsplade med håndstøtte  
f.eks. til bærbare computere.

Varenr.: **JB 209-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**392 mm. x 560 mm.**

Vægt: **3.800 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 10-32-00**



### JB 253-00-00

Ophængsplade f.eks. til montering af IT-udstyr.

Pladen kan vippes -25°/ +115°

Varenr.: **JB 253-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**274 mm. x 142 mm. x 370 mm.**

Vægt: **2.400 gram**

**Tilbehør:**  
Varenr.: **JB 10-32-00**



**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR



### JB 90-00-00

Muti bordbeslag til Ø20 mm. aksel.

Montering på kanten af bordpladen.  
Bordtykkelse 19-51 mm.  
Unbrako bolt er standard.

Varenr.: **JB 90-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**80 mm. x 186,5 mm. x 60 mm.**  
Vægt: **2.500 gram**  
Overflade: **Slyngrenset**  
Bøsning: **Ø20 mm.**  
Keglehøjde: **94 mm.**

**Tilbehør:** Låsehåndtag kan tilkøbes  
Varenr.: **JB 94-00-00**



### JB 91-00-00

Rundholder-bordbeslag til Ø20 mm. aksel.

Montering i bordpladen.  
Bordtykkelse 0-41 mm.  
Unbrako bolt er standard.

Varenr.: **JB 91-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**80 mm. x 135,5 mm. x 60 mm.**  
Vægt: **2.000 gram**  
Overflade: **Slyngrenset**  
Bøsning: **Ø20 mm.**  
Keglehøjde: **95 mm.**

**Tilbehør:** Låsehåndtag kan tilkøbes  
Varenr.: **JB 94-00-00**



### JB 10-32-00

Låsehåndtag M10 x 32 mm.

Til eks. skærm bærbare og tastaturbeslag  
for vippe/drejefunktionen.

Varenr.: **JB 10-32-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Vægt: **163 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 94-00-00

Låsehåndtag M6 x 20 mm.

Til eks. spænde/klemmebeslag  
og manuel forlængerarm.

Varenr.: **JB 94-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Vægt: **42 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 49-00-00

Beslag til montering af IT udstyr på  
anæstesiapparatur eller som  
vægbeslag til Ø20 mm. rør.

Forskellige modeller til div. apparaturfabrikater,  
eks. Dräger og Dameca.

Varenr.: **JB 49-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**122 mm. x 162 mm. x 73 mm.**  
Vægt: **1.000 gram**  
Overflade: **Slyngrenset**  
Materiale bøsning: **Messing**

**Tilbehør:** Låsehåndtag kan tilkøbes  
Varenr.: **JB 94-00-00**

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FLADSKÆRMSARME OG TILBEHØR



### JB 62-00-00

Klemleslag Ø20/Ø30/Ø20 mm.  
For montering af IT-udstyr.



### JB 63-00-00

Klemleslag Ø20/Ø20 mm.  
For montering af IT-udstyr.



### JB 64-00-00

Klemleslag Ø30/Ø20 mm.  
For montering af IT-udstyr.



### JB 65-00-00

Klemleslag Ø20/Ø20/Ø20 mm.  
For montering af IT-udstyr.

Varenr.: JB 62-00-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Dimensioner: Dybde x Højde x Bredde  
44 mm. x 62 mm. x 235 mm.

Vægt: 1.400 gram

Tilbehør: Låsehandtag kan tilkøbes

Varenr.: JB 94-00-00

Varenr.: JB 63-00-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Dimensioner: Dybde x Højde x Bredde  
44 mm. x 62 mm. x 135 mm.

Vægt: 800 gram

Tilbehør: Låsehandtag kan tilkøbes

Varenr.: JB 94-00-00

Varenr.: JB 64-00-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Dimensioner: Dybde x Højde x Bredde  
44 mm. x 62 mm. x 140 mm.

Vægt: 900 gram

Tilbehør: Låsehandtag kan tilkøbes

Varenr.: JB 94-00-00

Varenr.: JB 65-00-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Dimensioner: Dybde x Højde x Bredde  
44 mm. x 62 mm. x 235 mm.

Vægt: 1.300 gram

Tilbehør: Låsehandtag kan tilkøbes

Varenr.: JB 94-00-00

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## SØJLEOPHÆNG



### JB 29-00-00

Søjlerør, hule Ø20 x 600 mm.  
2 endestop.

Varenr.: JB 29-00-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Dimensioner: Diameter x Længde  
20 mm. x 600 mm.  
Overflade: Elpoleret  
Vægt: 0,7 kg.



### JB 29-05-00

Søjlerør, hule Ø20 x 500 mm.  
2 endestop.

Varenr.: JB 29-05-00  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Dimensioner: Diameter x Længde  
20 mm. x 500 mm.  
Overflade: Elpoleret  
Vægt: 0,6 kg.



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## SÆBE OG SPRITDISPENSERE

Til flasker



### JB 06-21-30

Tråddispenser med 14 cm. arm  
til 1.000 ml. flasker.

Varenr.: **JB 06-21-30**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde (inkl. arm betjening) x  
Højde x Bredde  
149 mm. x 175 mm. x 90 mm.**  
Vægt: **165 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**



### JB 06-21-40

Tråddispenser med 10 cm. arm  
til 1.000 ml. flasker.

Varenr.: **JB 06-21-40**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde (inkl. arm betjening) x  
Højde x Bredde  
145 mm. x 175 mm. x 90 mm.**  
Vægt: **160 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**



### JB 06-21-50

Tråddispenser med 6 cm. arm  
til 1.000 ml. flasker.

Varenr.: **JB 06-21-50**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde (inkl. arm betjening) x  
Højde x Bredde  
141 mm. x 175 mm. x 90 mm.**  
Vægt: **150 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## SÆBE OG SPRITDISPENSERE

Til poser



### JB 42-79-00

Tråddispenser med 14 cm. arm  
til 1.000 ml. poser.



### JB 42-90-03

Tråddispenser med 10 cm. arm  
til 1.000 ml. poser.



### JB 42-98-03

Tråddispenser med 6 cm. arm  
til 1.000 ml. poser.



### JB 728-87-67

Afstandsstykke, 85 mm. til alle tråddispensere.

Til montering af dispenser et stykke ud fra  
væggen, f.eks. over bord eller vask.

Varenr.: **JB 42-79-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde (inkl. arm betjening) x  
Højde x Bredde  
165 mm. x 240 mm. x 100 mm.**  
Vægt: **165 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**

Varenr.: **JB 42-90-03**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde (inkl. arm betjening) x  
Højde x Bredde  
161 mm. x 240 mm. x 100 mm.**  
Vægt: **145 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**

Varenr.: **JB 42-98-03**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde (inkl. arm betjening) x  
Højde x Bredde  
157 mm. x 240 mm. x 100 mm.**  
Vægt: **144 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**

Varenr.: **JB 728-87-67**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde  
86 mm. x 58 mm. x 90 mm.**  
Vægt: **132 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DRYPBAKKER TIL SÆBE OG SPRITDISPENSERE



### JB 102-00-01

Drypbakke, der passer til alle sæbe og sprit tråddispensere.

Til ophæng på udstyr eller direkte på væg.  
Beskytter gulv og væg.

Varenr.: **JB 102-00-01**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**84,5 mm. x 189,5 mm. x 91,5 mm.**  
Vægt: **209 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**  
Vejl. pris: **85,00 kr. pr. stk.**



### JB 71-72-51

Drypskål, dråbefanger Ø60 mm. til montering på tråd sæbe og sprit dispensere.

Beskytter gulvet.

Varenr.: **JB 71-72-51**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**80 mm. x 180 mm. x 70 mm.**  
Vægt: **67 gram**  
Minimum salg: **12 stk.**  
Vejl. pris: **85,00 kr. pr. stk.**



### JB 213-00-00

Adapter T-spors beslag til sæbe og sprit Wet Wipe dispenser og drypbakker.

Muliggør optagning og rengøring af dispensere uden brug af værktøj.

Varenr.: **JB 213-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**14 mm. x 50 mm. x 92 mm.**  
Vægt: **174 gram**  
Minimum salg: **10 stk.**  
Vejl. pris: **150,00 kr. pr. stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DRYPBAKKER TIL SÆBE OG SPRITDISPENSERE

Til flasker




### JB 50-213-102

Ståldispenser med 6 cm. lang arm til 1.000 ml. flasker med drypbakke og adapterbeslag.

Varenr.: **JB 50-213-102**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **537 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag for 1 holder **JB 47-00-00**

Kulisseklo med T-spor **JB 120-00-00**



### JB 40-213-102

Ståldispenser med 10 cm. lang arm til 1.000 ml. flasker med drypbakke og adapterbeslag.

Varenr.: **JB 40-213-102**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **547 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag for 1 holder **JB 47-00-00**

Kulisseklo med T-spor **JB 120-00-00**



### JB 30-213-102

Ståldispenser med 14 cm. lang arm til 1.000 ml. flasker med drypbakke og adapterbeslag.

Varenr.: **JB 30-213-102**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **551 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag for 1 holder **JB 47-00-00**

Kulisseklo med T-spor **JB 120-00-00**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DRYPBAKKER TIL SÆBE OG SPRITDISPENSERE

Til poser



### JB 98-213-102

Ståldispenser med 6 cm. lang arm til 1.000 ml. poser med drypbakke og adapterbeslag.

Varenr.: **JB 98-213-102**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **537 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag for 1 holder **JB 47-00-00**

Kulisseklo med T-spor **JB 120-00-00**



### JB 90-213-102

Ståldispenser med 10 cm. lang arm til 1.000 ml. poser med drypbakke og adapterbeslag.

Varenr.: **JB 90-213-102**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **545 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag for 1 holder **JB 47-00-00**

Kulisseklo med T-spor **JB 120-00-00**



### JB 79-213-102

Ståldispenser med 14 cm. lang arm til 1.000 ml. poser med drypbakke og adapterbeslag.

Varenr.: **JB 79-213-102**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Farve: **Metal**  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **553 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag for 1 holder **JB 47-00-00**


Kulisseklo med T-spor **JB 120-00-00**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## BORD OG VÆG DISPENSER TIL FIRKANTET OG RUNDE FLASKER



### JB 162-67-87

#### Bord og væg dispenser til runde og firkantede 500- 600 ml. flasker

Med et styr for T-spor, rustfast stål

Den består af 2 emner:

1. Tråddispensere i 5 mm. tråd.
2. Bordklemme.

Passer til de fleste firkantede sprit og runde sæbeflasker. (500 og 600 ml.)  
Firkantede flasker 67x67 mm.  
Runde flasker Ø70 mm.

Varenr.:

Materiale:

Farve:

Overflade:

Dimensioner:

Vægt:

Minimum salg:

#### Tilbehør

Vægbeslag med T-spor:

Kulisseklo med T-spor (DK):

Kulisseklo med T-spor (EU):

Multiklo med T-spor:

GCX-skinne-beslag

med T-Spor:

**JB 162-67-87**

**Rustfast stål (AISI 304)**

**Metal**

**Elpoleret**

**Dybde x Højde x Bredde**

**87 mm. x 162,5 mm. x 77 mm.**

**100 gram**

**5 stk. pr. stk.**

**JB 47-00-00**

**JB 120-00-00**

**JB 146-00-00**

**JB 158-00-163**

**JB 820-625-163**



Firkantede flaske 67x67 mm.


Runde flaske Ø70 mm.

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# HANDSKE, WET WIPE OG MUNDBINDSKASSE HOLDER

New HandsUp



## JB 800-00-00

Med "New HandsUp" kan personalet endelig se størrelserne på handskerne, der altid skrives ude i siderne på kasserne.

Passer til 99 procent af alle handskekasser.

Passer til Wet Wipes (de store MAXI).

Passer til mundbind og maskekasser.

"New HandsUp" monteres både i vandret og lodret position.

Monteres på vægbeslag, kulissekør med T-spor eller vægskinne.

Varenr.:  
Materiale:

Overflade:  
Dimensioner:

Vægt:

Minimum salg:  
Vejl. pris:

### Tilbehør

Vægbeslag med T-spor:  
Kulissekør med T-spor (DK):  
Kulissekør med T-spor (EU):  
Multiklo med T-spor:  
GCX-skinne-beslag  
med T-Spor:

**JB 800-00-00**  
**Rustfast stål (AISI 304) -**  
**4 mm. fjedertråd**  
**Elpoleret**  
**Dybde x Højde x Bredde**  
**105 mm. x 148 mm. x 234 mm.**  
**362 gram**

**4 stk.**  
**250,00 kr. pr. stk.**

**JB 47-00-00 / Vejl. pris 45,00 kr.**  
**JB 120-00-00 / Vejl. pris 185,00 kr.**  
**JB 146-00-00 / Vejl. pris 185,00 kr.**  
**JB 158-00-163 / Vejl. pris 395,00 kr.**  
**JB 820-625-163 / Vejl. pris 295,00 kr.**



**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## WET WIPE DISPENSERE



### JB 16-05-41-02

#### Ståldispenser, Wet Wipe MAXI.

Vægholder i rustfast stål til vægmontering af Wet Wipe produkterne.

Varenr.:  
Materiale:  
Mærke:  
Farve:  
Overflade:  
Vægt:  
Minimum salg:

**JB 16-05-41-02**  
**Rustfast stål (AISI 316)**  
**Wet Wipe**  
**Metal**  
**Elpoleret**  
**230 gram**  
**10 stk.**

**Tilbehør:**  
JB 213-00-00



### JB 16-05-40-02

#### Ståldispenser, Wet Wipe MINI.

Vægholder i rustfast stål til vægmontering af Wet Wipe produkterne.

Varenr.:  
Materiale:  
Mærke:  
Farve:  
Overflade:  
Vægt:  
Minimum salg:

**JB 16-05-40-02**  
**Rustfast stål (AISI 316)**  
**Wet Wipe**  
**Metal**  
**Elpoleret**  
**180 gram**  
**10 stk.**

**Tilbehør:**  
JB 213-00-00

## HANDSKEHOLDERE OG TILBEHØR



### JB 47-00-00

T-Spors vægbeslag til 1 stk. handskeholder.

C-profil med 2 stk. undersænkede monteringshuller og stop-skrue.



### JB 47-00-02

T-Spors vægbeslag til 2 stk. handskeholdere.

C-profil med 4 stk. undersænkede monteringshuller og stop-skrue.



### JB 47-00-03

T-Spors vægbeslag til 3 stk. handskeholdere.

C-profil med 6 stk. undersænkede monteringshuller og stop-skrue.



### JB 47-00-04

T-Spors vægbeslag til 4 stk. handskeholdere.

C-profil med 6 stk. undersænkede monteringshuller og stop-skrue.

Varenr.: **JB 47-00-00**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Anodiseret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**12,5 mm. x 60 mm. x 36 mm.**  
Hulstørrelse: **Ø 6,4 mm.**  
Vægt: **36 gram**  
Minimum salg: **10 stk.**

Varenr.: **JB 47-00-02**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Anodiseret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**12,5 mm. x 210 mm. x 36 mm.**  
Hulstørrelse: **Ø 6,4 mm.**  
Vægt: **129 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 47-00-03**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Anodiseret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**12,5 mm. x 360 mm. x 36 mm.**  
Hulstørrelse: **Ø 6,4 mm.**  
Vægt: **222 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 47-00-04**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Anodiseret**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde**  
**12,5 mm. x 520 mm. x 36 mm.**  
Hulstørrelse: **Ø 6,4 mm.**  
Vægt: **320 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## GLIDEBESLAG I ALUMINIUM TIL T-SPORS SKINNER



**JB 90-92-05-30**

### Glidebeslag i aluminium, låsbar.

Hulmønstre i pladedelen passer til forskellige tilbehør og dispensere.

Varenr.:

Materiale:

Farve:

Dimensioner:

Vægt:

Minimum salg:

**JB 90-92-05-30**

**Aluminium**

**Metal**

**Dybde x Højde x Bredde**

**5 mm. x 90 mm. x 92 mm.**

**107 gram**

**4 stk.**

### Tilbehør

Ståldispenser, Wet Wipe MAXI:

**JB 16-05-41-02**

Ståldispenser, Wet Wipe MINI:

**JB 16-05-40-02**

T-Spors beslag længde 210 mm.:

**JB 47-00-02**

T-Spors beslag længde 360 mm.:

**JB 47-00-03**

T-Spors beslag længde 520 mm.:

**JB 47-00-04**

CombiPlum tråddispenser 14 cm.:

**JB 42-79-00**

CombiPlum tråddispenser 10 cm.:

**JB 42-90-03**

CombiPlum tråddispenser 6 cm.:

**JB 42-98-03**

Dispenser til 1.000 ml. fl. 14 cm.:

**JB 06-21-50**

Dispenser til 1.000 ml. fl. 10 cm.:

**JB 06-21-40**

Dispenser til 1.000 ml. fl. 6 cm.:

**JB 06-21-30**

Drypbakke til tråddispensere:

**JB 102-00-01**

Adapterbeslag Ø25 bøsningshul:


**JB 205-00-00**

Adapterbeslag Ø18 bøsningshul:

**JB 205-00-18**



Tilbehør forslag nr. 1



Tilbehør forslag nr. 2



Tilbehør forslag nr. 3



Tilbehør forslag nr. 4

**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## HANDSKEKASSEHOLDER TIL HANDSKEKASSER



### JB 110-00-00

**Handskeholder til 3 handskekasser,  
vægmonteret.**

Fleksibelt stativ til handskekasser.  
Passer til handskeæsker, ansigtsservietter,  
forklæder og mundbind mv.

Varenr.: **JB 110-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde  
93 mm. x 406 mm. x 285 mm.**

Åbning: **183 mm.**  
Vægt: **1.854 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**



### JB 110-00-04

**Handskeholder til 4 handskekasser,  
vægmonteret.**

Fleksibelt stativ til handskekasser.  
Passer til handskeæsker, ansigtsservietter,  
forklæder og mundbind mv.

Varenr.: **JB 110-00-04**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde  
93 mm. x 520 mm. x 285 mm.**

Åbning: **183 mm.**  
Vægt: **2.346 gram**  
Minimum salg: **4 stk.**

**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DROP OG INFUSIONSSTATIVER



### JB 306-2-317-211

**"One Hand" "Small" lige ben, store hjul,  
lang lige søjle, 2 stærke vinklede kroge.**

Det fleksible dropstativ kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste specialdesignede understel, muliggør fastgørelsen af diverse emner på en sikker måde uden risiko for at stativet vælter.

Varenr.:  
Materiale / Overflade:  
Farve på plastikdele:  
Kroge:  
Belastning pr. krog:  
Vægt uden udstyr:  
Max. belastning:  
Højde med/uden hjul (teleskop max.):  
Højde med/uden hjul (teleskop min.):  
Ydre rørdiameter og længde:  
Indre rørdiameter og længde:  
Indstilling:  
Højdejustering:  
Base diameter, lige ben:  
Hjul diameter i henhold til DIN EN 60601:

Sikkerhedsafstand imellem begge rør,  
når ydre rør når sin laveste højde.

Integreret stop forhindrer  
adskillelse af de justerbare rør.

**JB 306-2-317-211**  
**Rustfast stål (AISI 304) / Elpoleret**  
**Sort**  
**2 stærke vinklede kroge**  
**5 kg.**  
**15 kg.**  
**40 kg.**  
**2.369 mm. / 2.232 mm.**  
**1.605 mm. / 1.470 mm.**  
**Ø32/1.281 mm.**  
**Ø20 x 940 mm.**  
**"One Hand" justerbar**  
**765 mm.**  
**515 mm.**  
**Ø100 mm.**  
**1 x antistatisk hjul**  
**2 x låsbar hjul**  
**2 x standard hjul**  
**Rustfast kugleleje: Ja**

**En integreret base-vægt letter en sikker  
fastgørelse af forskellige pumper og andet  
medicinsk udstyr.**

CE Godkendt.



#### Sikkerhed:

- Søjler er forsynet med stop af kunststof (ingen risiko for skade).
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand i sammenkoblet tilstand som en sikkerhedsforanstaltning imod risiko for skade (for eksempel klemning af fingre).
- Øget stabilitet på grund af konisk forbindelse mellem stand- og fodsektion.
- Sikker styring af sænkning af det indre rør.
- Ingen risiko for skade på grund af afrundet udformning af kroge.
- På grund af geometrien/vinkling af kroge kan infusionsflaskerne ikke falde ud.
- Flexibelt håndtag til dropstativ kan tilpasse den enkelte bruger.

#### Teknik:

- Alle plastdele er fremstillet af lette materialer.
- Rør i rustfast stål iht. DIN EN 10217-7.
- Materiale ultralyd og hvirvelstrøm testet (ifølge EN 10246-9 /3).
- Den integrerede udtrækningsbegrænser forhindrer, at de justerbare rør adskilles utilsigtet.
- Sikkerhedsflaskekors ifølge DIN ISO 15375.
- Gode køreegenskaber gennem høj kvalitet 100 mm. mono Rolls, 1 Rolls er antistatiske gælder (One Hand stativerne).
- Indførelsen af hygiejnisk følsomme væsker forhindres af forseglingsdæksel.
- Forstærket flaskekryds giver mulighed for tilslutning af 5 liters flasker.

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# DROP OG INFUSIONSSTATIV XL



## JB 332-2-320-190

**Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buet lang søjle, 4 stærke vinklede kroge.**

Det fleksible dropstativ kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste specialdesignede understel, muliggør fastgørelsen af diverse emner på en sikker måde uden risiko for at stativet vælter.

Varenr.:  
Materiale / Overflade:  
Farve på plastikdele:  
Kroge:  
Belastning pr. krog:  
Vægt uden udstyr:  
Max. belastning:  
Højde med/uden hjul (teleskop max.):  
Højde med/uden hjul (teleskop min.):  
Ydre rørdiameter:  
Indre rørdiameter:  
Indstilling:  
Højdejustering:  
Base diameter, lige ben:  
Hjul diameter i henhold til DIN EN 60601:

Sikkerhedsafstand imellem begge rør, når ydre rør når sin laveste højde.

Integreret stop forhindrer adskillelse af de justerbare rør.

**JB 332-2-320-190**  
**Elektropoleret rustfast stål (AISI 304)**  
**Sort**  
**Fire stærke kroge**  
**5 kg.**  
**15 kg.**  
**50 kg.**  
**2.281 mm. / 2.144 mm.**  
**1.516 mm. / 1.379 mm.**  
**Ø32 mm.**  
**Ø20 mm.**  
**"One Hand" justerbar**  
**765 mm.**  
**545 mm.**  
**Ø100 mm.**  
**1 x antistatisk hjul**  
**2 x låsbar hjul**  
**2 x standard hjul**  
**Rustfast kugleleje: Ja**

**En integreret base-vægt letter en sikker fastgørelse af forskellige pumper og andet medicinsk udstyr.**

**CE Godkendt.**



### Sikkerhed:

- Søjler er forsynet med stop af kunststof (ingen risiko for skade)
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand i sammenkoblet tilstand som en sikkerhedsforanstaltning imod risiko for skade (for eksempel klemning af fingre).
- Øget stabilitet på grund af konisk forbindelse mellem stand- og fodsektion
- Sikker styring af sænkning af det indre rør
- Mindsker risiko for skade på grund af afrundet udformning af kroge
- På grund af geometrien/vinkling af kroge kan infusionsflaskerne ikke falde ud
- Flexibelt håndtag til dropstativ kan tilpasse den enkelte bruger.


### Teknik:

- Alle plastdele er fremstillet af lette materialer.
- Rør i rustfast stål iht. DIN EN 10217-7.
- Materiale ultralyd og hvirvelstrøm testet (ifølge EN 10246-9 /3).
- Den integrerede udtrækningsbegrænser forhindrer, at de justerbare rør adskilles utilsigtet.
- Sikkerhedsflaskeskors ifølge DIN ISO 15375.
- Gode køreegenskaber gennem høj kvalitet 100 mm. mono Rolls, 1 Rolls er antistatiske gælder (One Hand stativerne).
- Indførelsen af hygiejnisk følsomme væsker forhindres af forseglingsdæksel.
- Forstærket flaskekryds giver mulighed for tilslutning af 5 liters flasker.

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# DROP OG INFUSIONSSTATIV XXL



## JB 332-2-321-216

**Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buet lang søjle, 6 stærke lige kroge.**

Det fleksible dropstativ kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste specialdesignede understel muliggør fastgørelsen af diverse emner på en sikker måde og uden risiko for at stativet vælter.

Varenr.:  
Materiale / overflade:  
Farve på plastikdele:  
Kroge:  
Belastning pr. krog:  
Vægt uden udstyr:  
Max. belastning:  
Højde med/uden hjul (teleskop max.):  
Højde med/uden hjul (teleskop min.):  
Ydre rørdiameter:  
Indre rørdiameter:  
Indstilling:  
Højdejustering:  
Base diameter, lige ben:  
Hjul diameter i henhold til DIN EN 60601:

Sikkerhedsafstand imellem begge rør, når ydre rør når sin laveste højde.

Integreret stop forhindrer adskillelse af de justerbare rør.

**JB 332-2-321-216**  
**Elektropoleret rustfast stål (AISI 304)**

**Sort**

**Seks stærke lige kroge**

**5 kg.**

**15 kg.**

**50 kg.**

**2.281 mm. / 2.144 mm.**

**1.516 mm. / 1.379 mm.**

**Ø32 mm.**

**Ø20 mm.**

**"One Hand" justerbar**

**765 mm.**

**545 mm.**

**Ø100 mm.**

**1 x antistatisk hjul**

**2 x låsbar hjul**

**2 x standard hjul**

**Rustfast kugleleje: Ja**

**En integreret base-vægt letter en sikker fastgørelse af forskellige pumper og andet medicinsk udstyr.**

**CE Godkendt.**



IV Pole

**JB MEDICO**  
www.jbmedico.com

### Sikkerhed

- Søjler er forsynet med stop af kunststof (ingen risiko for skade).
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand i sammen-skubtet tilstand som en sikkerhedsforanstaltning imod risiko for skade (for eksempel klemning af fingre).
- Øget stabilitet på grund af konisk forbindelse mellem stand- og fodsektion.
- Sikker styring af sænkning af det indre rør.
- Ingen risiko for skade på grund af afrundet udformning af kroge.
- På grund af geometrien/vinkling af kroge kan infusionsflaskerne ikke falde ud.
- Fleksibelt håndtag til dropstativ kan tilpasses den enkelte bruger.

### Teknik

- Alle plastdele er fremstillet af lette materialer.
- Rør i rustfast stål iht. DIN EN 10217-7.
- Materiale ultralyd og hvirvelstrøm testet (ifølge EN 10246-9 /3).
- Den integrerede udtrækningsbegrænser forhindrer, at de justerbare rør adskilles utilsigtet.
- Sikkerhedsflaskekors ifølge DIN ISO 15375
- Gode køreegenskaber gennem høj kvalitet 100 mm. mono Rolls, 1 Rolls er antistatiske gælder (One Hand stativerne).
- Indførelsen af hygiejnisk følsomme væsker forhindres af forseglingsdæksel.
- Forstærket flaskekryds giver mulighed for tilslutning af 5 liters flasker.

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

# DROP OG INFUSIONSSTATIV



## JB 306-2-317-190

**Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buet lang søjle, 4 stærke lige kroge.**

Det fleksible dropstativ kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste specialdesignede understel, muliggør fastgørelsen af diverse emner på en sikker måde uden risiko for at stativet vælter.

Varenr.:  
Materiale / overflade:  
Farve på plastikdele:  
Kroge:  
Belastning pr. krog:  
Vægt uden udstyr:  
Max. belastning:  
Højde med/uden hjul (teleskop max.):  
Højde med/uden hjul (teleskop min.):  
Ydre rørdiameter:  
Indre rørdiameter:  
Indstilling:  
Højdejustering:  
Base diameter, lige ben:  
Hjul diameter i henhold til DIN EN 60601:

Sikkerhedsafstand imellem begge rør, når ydre rør når sin laveste højde.

Integreret stop forhindrer adskillelse af de justerbare rør.

**JB 306-2-317-190**  
**Elektropoleret rustfast stål (AISI 304)**  
**Sort**  
**Fire stærke lige kroge**  
**5 kg.**  
**15 kg.**  
**40 kg.**  
**2.369 mm. / 2.232 mm.**  
**1.605 mm. / 1.470 mm.**  
**Ø32/1.259 mm.**  
**Ø20 x 940 mm.**  
**"One Hand" justerbar**  
**765 mm.**  
**515 mm.**  
**Ø100 mm.**  
**1 x antistatisk hjul**  
**2 x låsbar hjul**  
**2 x standard hjul**  
**Rustfast kugleleje: Ja**

**En integreret base-vægt letter en sikker fastgørelse af forskellige pumper og andet medicinsk udstyr.**

CE Godkendt



### Sikkerhed

- Søjler er forsynet med stop-kapsen af kunststof (ingen risiko for skade).
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand i sammen-skubtet tilstand som en sikkerhedsforanstaltning imod risiko for skade (for eksempel klemning af fingre).
- Øget stabilitet på grund af konisk forbindelse mellem stand- og fodsektion.
- Sikker styring af sænkning af det indre rør.
- Ingen risiko for skade på grund af afrundet udformning af kroge.
- På grund af geometrien/vinkling af kroge kan infusionsflaskerne ikke falde ud.
- Fleksibelt håndtag til dropstativ kan tilpasses den enkelte bruger.


### Teknik

- Alle plastdele er fremstillet af lette materialer.
- Rør i rustfast stål iht. DIN EN 10217-7.
- Materiale ultralyd og hvirvelstrøm testet (ifølge EN 10246-9 /3).
- Den integrerede udtrækningsbegrænser forhindrer, at de justerbare rør adskilles utilsigtet.
- Sikkerhedsflaskekors ifølge DIN ISO 15375.
- Gode køreegenskaber gennem høj kvalitet 100 mm. mono Rolls, 1 Rolls er antistatiske gælder (One Hand stativerne).
- Indførelsen af hygiejnisk følsomme væsker forhindres af forseglingsdæksel.
- Forstærket flaskekryds giver mulighed for tilslutning af 5 liters flasker.

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361


## DROP- OG INFUSIONSSTATIVER, BÆRESØJLER OG BASER



### JB 320-00-02

Søjle lang (buet).


Varenr.: JB 320-00-02  
Dimensioner: Længde x Dybde:  
1.281 mm. x 32 mm.  
Vægt: 2.000 gram



### JB 317-00-06

Søjle lang (lige).

Varenr.: JB 317-00-06  
Dimensioner: Længde x Bredde  
1.259 mm. x Ø32 mm.  
Vægt: 1.800 gram



### JB 317-00-13

Teleskopstang  
"One Hand".

Varenr.: JB 317-00-13  
Dimensioner: Længde x Dybde:  
940 x Ø20 mm.  
Vægt: 1.000 gram



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DROP- OG INFUSIONSSTATIV TILBEHØR

### Kroge



#### JB 204-00-00

Krogtop, lige 2 stærke kroge inklusiv bolt.



#### JB 211-00-00

Krogtop, vinklet 2 stærke kroge inklusiv bolt.



#### JB 212-00-00

Krogtop, vinklet 3 stærke kroge inklusiv bolt.



#### JB 190-00-08

Krogtop, 4 stærke kroge inklusiv bolt.

Varenr.: **JB 204-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**84 mm. x 248 mm.**  
Kroge afstand: **252 mm.**  
Belastning pr. krog: **5 kg.**  
Vægt: **248 gram**

Varenr.: **JB 211-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**84 mm. x 216 mm.**  
Kroge afstand: **204 mm.**  
Belastning pr. krog: **5 kg.**  
Vægt: **248 gram**

Varenr.: **JB 212-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**84 mm. x 234 mm.**  
Kroge afstand: **120 mm.**  
Belastning pr. krog: **5 kg.**  
Vægt: **363 gram**

Varenr.: **JB 190-00-08**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**84 mm. x 248 mm.**  
Kroge afstand: **126 mm.**  
Belastning pr. krog: **5 kg.**  
Vægt: **448 gram**

## DROP- OG INFUSIONSSTATIV TILBEHØR

Kroge og Hjul



### JB 216-00-00

Krogtop, 6 stærke kroge inklusiv bolt.


Varenr.: **JB 216-00-00**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**91 mm. x 595 mm.**  
Kroge afstand: **120 mm.**  
Belastning pr. krog: **5 kg.**  
Vægt: **596 gram**



### JB 170-02-10

Dropstang, 2 stærke kroge med styr til T-Spor.


Varenr.: **JB 170-02-10**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**105 mm. x 175 mm.**  
Bæreevne pr. krog: **2 kg.**  
Samlet bæreevne: **4 kg.**  
Kroge afstand: **110 mm.**  
Vægt: **299 gram**



### JB 280-03-10

Dropstang, 3 stærke kroge med styr til T-Spor.

Varenr.: **JB 280-03-10**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**105 mm. x 285 mm.**  
Bæreevne pr. krog: **2 kg.**  
Samlet bæreevne: **6 kg.**  
Kroge afstand: **110 mm.**  
Vægt: **331 gram**



### JB 390-04-10

Dropstang, 4 stærke kroge med styr til T-Spor.

Varenr.: **JB 390-04-10**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**105 mm. x 390 mm.**  
Bæreevne pr. krog: **2 kg.**  
Samlet bæreevne: **8 kg.**  
Kroge afstand: **110 mm.**  
Vægt: **433 gram**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DROP- OG INFUSIONSSTATIVER TILBEHØR



### 5387PJC100P30-13

Drejeligt hjul, totalbremse, 100 mm.  
Rustfast (Levina) grå.

Varenr.: 5387PJC100P30-13  
Hjul Ø: Ø100 mm.  
Centerhul Ø: Ø13 mm.  
Byggehøjde: 137 mm.  
Belastning: 100 kg (dynamisk)  
Standard: EN 12530  
Vægt: 469 gram  
Rustfast kugleleje: Ja  
Elektrisk ledeevne: Nej  
Minimum salg: 18 stk.



### 5380PJC100P30-13

Drejeligt hjul, uden bremse, 100 mm.  
Rustfast (Levina) grå.

Varenr.: 5380PJC100P30-13  
Hjul Ø: Ø100 mm.  
Centerhul Ø: Ø13 mm.  
Byggehøjde: 137 mm.  
Belastning: 100 kg (dynamisk)  
Standard: EN 12530  
Vægt: 420 gram  
Rustfast kugleleje: Ja  
Elektrisk ledeevne: Nej  
Minimum salg: 20 stk.



### 5380XSC100P30-13

Drejeligt hjul uden bremse 100 mm.  
Rustfast (Levina) grå, ledende (antisstatisk)

Varenr.: 5380XSC100P30-13  
Hjul Ø: Ø100 mm.  
Centerhul Ø: Ø13 mm.  
Byggehøjde: 137 mm.  
Belastning: 100 kg (dynamisk)  
Standard: EN 12530  
Vægt: 466 gram  
Rustfast kugleleje: Ja  
Elektrisk ledeevne: Ja  
Minimum salg: 20 stk.



### JB 332-00-00

Main base til dropstativ med bukkede ben.  
(Tente hjul er inkluderet)

Varenr.: JB 332-00-00  
Base diameter: Ø545 mm.  
Ben profil: Ø25 mm.  
Vægt: 12,3 kg.



### JB 306-00-00

Main base til dropstativ, med lige ben.  
(Tente hjul er inkluderet)

Varenr.: JB 306-00-00  
Base diameter: Ø545 mm.  
Ben profil: Ø25 mm.  
Vægt: 11,6 kg.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DROP- OG INFUSIONSSTATIV TILBEHØR



### JB 294-00-05

Håndtag i rustfast stål med et ergonomisk greb.

Håndtaget er nemt at montere og justerbart, kan nemt indstilles i forhold til andet udstyr eller

Varenr.: **JB 294-00-05**  
 Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
 Overflade: **Elpoleret**  
 Dimensioner: **Højde x Bredde x Længde**  
**36 mm. x 194 mm. x 280 mm.**  
 Håndtag diameter: **Ø20 mm.**  
 Vægt: **733 gram**

Tilbehør: **JB 163-00-01**  
 Dimensioner: **H: 60 mm. x B: 36,2 mm.**  
**x D: 12,5 mm.**  
 Vægt: **36 gram**



### JB 190-00-05

Teleskop stang 940 mm. på skinne eller rør- monteret.

Flere kombinationer.  
 (Billedet er med krogtop. Skal bestilles separat)

Varenr.: **JB 190-00-05**  
 Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
 Overflade: **Elpoleret**  
 Længde: **940 mm.**  
 Diameter: **Ø20 mm.**  
 Vægt: **795 gram**



### JB 289-00-00

Transducerholder for 4 stk. A kanyler.

A-kanyler fremstillet i aluminium.  
 Kan tåle at blive vasket, passer til de fleste transducere.

Varenr.: **JB 289-00-00**  
 Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
 Overflade: **Elpoleret**  
 Dimensioner: **Højde x Bredde x Dybde**  
**90 mm. x 185 mm. x 19,5 mm.**  
**241 gram**  
 Vægt: **241 gram**  
 Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør: **JB 158-00-163**  
**(Multiklo med T-spors beslag)**



### JB 205-08-05

Dropstang til infusionsposer til IV væsker med et endebuk.

Passer til alle vores produkter med styr for T-spor.

Varenr.: **JB 205-08-05**  
 Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
 Overflade: **Elpoleret**  
 Dimensioner: **Højde x Bredde**  
**50 mm. x 205 mm.**  
**5-6 drop-posere**  
 Bæreevne: **135 gram**  
 Vægt: **135 gram**  
 Minimum salg: **4 stk.**

**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DROP- OG INFUSIONSSTATIV TILBEHØR



### JB 25-38-BB

#### Lås for B. Braun Pumpe Rack

Sikring imod bl.a. rotation af "Docking Station" på stativet. Så vægten af pumper ikke får infusions stativet til at være ustabil. Låsen består af en forplade, der føres ned i 'rack og en bagplade som spændes omkring infusion stativet med fire bolte og fire møtrikker.

+ en ekstra bolt der forhindrer uønsket optagning uden brug af værktøj.

Varenr.:  
Materiale:  
Overflade:  
Dimensioner:  
  
Vægt:  
Minimum salg:

Note:

**JB 25-38-BB**  
**Rustfast stål (AISI 304)**  
**Glasblæst**  
**Højde x Bredde**  
**130 mm. x 75 mm.**  
**387 gram**  
**2 stk.**

**Passer til rør diameter**  
**fra 25-38 mm.**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## VÆGBESLAG TIL CO2 FLASKER, Ø183 MM. HUL.



### JB 283-01-00

Vægbeslag til CO2 flasker passer for eksempel til Air Liquide 6 liter.

Flaskeholder til væg for op til Ø183 mm. (Indvendig mål).

Varenr.:

Materiale:

Overflade:

Dimensioner:

Vægt:

Note:

JB 283-01-00

Rustfast stål (AISI 304) - 4 mm.

Elpoleret

Højde x Bredde

306 mm. x 215 mm.

2.340 gram

Passer op til Ø183 mm. flasker



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FLASKEHOLDERE TIL MEDICINSKE GASSER



Billedet er med 2 Multibeslag

### JB 290-01-00

Ilt- og gasflaskeholder.  
Top, til Ø117 mm. flasker.

Kan bestilles med en bundring JB 290-02-00

Varenr.: **JB 290-01-00**  
Materiale: **Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)**  
Bredde: **175 mm. udv. m. håndtag**  
Vægt: **255 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør:  
**Multiklo - JB 158-00-163**



Billedet er med Multibeslag

### JB 290-02-00

Ilt- og gasflaskeholder.  
Bund, til Ø117 mm. flasker.

Kan bestilles med en topring JB 290-01-00

Varenr.: **JB 290-02-00**  
Materiale: **Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)**  
Bredde: **189 mm. udv. m. håndtag**  
Højde: **112 mm.**  
Vægt: **315 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør:  
**Multiklo - JB 158-00-163**



Billedet er med 2 Multibeslag

### JB 277-01-00

Ilt- og gasflaskeholder.  
Top, til Ø140 mm. flasker.

Kan bestilles med en bundring JB 277-02-00

Varenr.: **JB 277-01-00**  
Materiale: **Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)**  
Bredde: **198 mm. udv. m. håndtag**  
Vægt: **278 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør:  
**Multiklo - JB 158-00-163**



Billedet er med Multibeslag

### JB 277-02-00

Ilt og gasflaskeholder.  
Bund, til Ø140 mm. flasker.

Kan bestilles med en topring JB 277-01-00

Varenr.: **JB 277-02-00**  
Materiale: **Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)**  
Bredde: **198 mm. udv. m. håndtag**  
Højde: **112 mm.**  
Vægt: **341 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**

Tilbehør:  
**Multiklo - JB 158-00-163**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KANYLEBOKSHOLDERE - RUND

Til f.eks AP Medical – Grathwol




### Kanyleboks 0,7 og 1,5 L

Kanyleboks 0,7 og 1,5 liter  
AP Medical DISPO Line.

Gult eller rødt låg.

#### Tilbehør:

Vægbeslag med T-spor  
Kulisseklo med T-spor (DK)  
Kulisseklo med T-spor (EU)  
Multiklo med T-spor  
GCX-skinne-beslag med T-Spor



### JB 255-00-00

Kanyleboksholder til f.eks.  
AP Medical 0,7 og 1,5 liter kanylebokse.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Varenr.:        | <b>JB 255-00-00</b>             |
| Indv. diameter: | <b>Ca. Ø 100 mm.</b>            |
| Materiale:      | <b>Rustfast stål (AISI 304)</b> |
| Overflade:      | <b>Elpoleret</b>                |
| Højde:          | <b>50 mm.</b>                   |
| Dybde:          | <b>143 mm. (ydre mål)</b>       |
| Tråd diameter:  | <b>8 mm.</b>                    |
| Vægt:           | <b>189 gram</b>                 |
| Minimum salg:   | <b>5 stk.</b>                   |

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KANYLEBOKSHOLDERE - RUND

Til f.eks. AP Medical



### Kanyleboks 2 Liter

Kanyleboks 2 liter AP Medical DISPO Line.

Gult eller rødt låg.



### JB 149-00-00

Kanyleboksholder til  
1,0-1,3-1,5-2,0-3,0 liter kanylebokse.

Passer perfekt til Klinion EasyCare Mediq /UDSON  
1,3 og 2L og 2 liter AP Medical DISPO Line bokse.

Varenr.: JB 149-00-00  
Indv. diameter: Ø 134 mm.  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Overflade: Elpoleret  
Højde: 50 mm.  
Dybde: 172 mm. (ydre mål)  
Tråd diameter: 8 mm.  
Vægt: 220 gram  
Minimum salg: 5 stk.

Tilbehør:  
Vægbeslag med T-spor  
Kulisseklo med T-spor (DK)  
Kulisseklo med T-spor (EU)  
Multiklo med T-spor  
GCX-skinne-beslag med T-Spor

## KANYLEBOKSHOLDERE - OVAL

Til f.eks. AP Medical



### Kanyleboks 2, 4 og 7 Liter

Kanyleboks 2 liter  
AP Medical DISPO Line.

Gult eller rødt låg.



### JB 159-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. AP Medical  
2, 4 og 7 liter ovale bokse.

Passer perfekt til Klinion EasyCare  
Mediq / UDSONAP Medical DISPO Line bokse.

Varenr.: JB 159-00-00  
Indv. diameter: 133 mm. x 133 mm.  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Overflade: Elpoleret  
Højde: 50 mm.  
Dybde: 175 mm. (ydre mål)  
Tråd diameter: 8 mm.  
Vægt: 248 gram  
Minimum salg: 5 stk.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KANYLEBOKSHOLDERE - OVAL

Til f.eks AP Medical



### Kanyleboks 3 Liter

Kanyleboks 2 liter AP Medical DISPO Line  
og Multi-Safe twin plus 1,5 / 2 / 3 og 5 liter  
kanylebokse fra Sarsted.

Gult eller rødt låg.

### JB 169-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. AP Medical  
3 liter, oval boks.

#### Tilbehør:

Vægbeslag med T-spor  
Kulisseklo med T-spor (DK)  
Kulisseklo med T-spor (EU)  
Multiklo med T-spor  
GCX-skinne-beslag med T-Spor

Varenr.:  
Indv. diameter:  
Materiale:  
Overflade:  
Højde:  
Dybde:  
Tråd diameter:  
Vægt:  
Minimum salg:

**JB 169-00-00**  
**143 mm. x 143 mm.**  
**Rustfast stål (AISI 304)**  
**Elpoleret**  
**50 mm.**  
**175 mm. (ydre mål)**  
**8 mm.**  
**319 gram**  
**5 stk.**

## KANYLEBOKSHOLDERE - FIRKANTET

Til f.eks Sharpsafe



### Kanyleboks 4 og 7 Liter

Kanylebokse 4 eller 7 liter Sharpsafe bokse.

Gult eller rødt låg.

### JB 154-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. Sharpsafe  
4 og 7 liter firkantet bokse.

Varenr.:  
Indv. diameter:  
Materiale:  
Overflade:  
Højde:  
Dybde:  
Tråd diameter:  
Vægt:  
Minimum salg:

**JB 154-00-00**  
**156 mm. x 156 mm.**  
**Rustfast stål (AISI 304)**  
**Elpoleret**  
**50 mm.**  
**208 mm. (ydre mål)**  
**8 mm.**  
**280 gram**  
**5 stk.**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KANYLEBOKSHOLDERE - FIRKANTET

Til f.eks Sharpsafe



### JB 279-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. Sharpsafe Quiver.  
7,5 liter, firkantet (lang model).

Varenr.: JB 279-00-00  
Indv. diameter: 101 mm. x 147 mm.  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Overflade: Elpoleret  
Højde: 50 mm.  
Dybde: 153 mm. (ydre mål)  
Tråd diameter: 8 mm.  
Vægt: 247 gram  
Minimum salg: 5 stk.

### Kanyleboks 7,5 Liter

Kanyleboks Sharpsafe 7.5 liter QUIVER.

Gult eller rødt låg.



## KANYLEBOKSHOLDERE - FIRKANTET

Til f.eks. Europlásticos



### JB 170-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. Sharpsafe  
1 liter firkantet bokse.

Varenr.: JB 170-00-00  
Indv. diameter: 96 mm. x 96 mm.  
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)  
Overflade: Elpoleret  
Højde: 50 mm.  
Dybde: 208 mm. (ydre mål)  
Tråd diameter: 8 mm.  
Vægt: 200 gram  
Minimum salg: 5 stk.

### Kanyleboks 1 Liter

Kanyleboks for 1 liter boks fra Europlásticos.

Gult eller rødt låg.



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KANYLEBOKSHOLDERE - FIRKANTET

Øvrigt sortiment - f.eks. 'Safebox'



### Kanyleboks 4 L, 6 L og 11

Kanyleboks "Safebox" 4 L, 6 L og 11 L.

Gult eller rødt låg.

#### Tilbehør:

Vægbeslag med T-spor  
Kulisseklo med T-spor (DK)  
Kulisseklo med T-spor (EU)  
Multiklo med T-spor  
GCX-skinne-beslag med T-Spor



### JB 166-00-00

Kanyleboksholder til f.eks.  
"Safe Boks" 4 / 6 / 11L kanylebokse.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Varenr.:        | <b>JB 166-00-00</b>             |
| Indv. diameter: | <b>252 mm. x 157 mm.</b>        |
| Materiale:      | <b>Rustfast stål (AISI 304)</b> |
| Overflade:      | <b>Elpoleret</b>                |
| Højde:          | <b>50 mm.</b>                   |
| Dybde:          | <b>209 mm. (ydre mål)</b>       |
| Tråd diameter:  | <b>8 mm.</b>                    |
| Vægt:           | <b>368 gram</b>                 |
| Minimum salg:   | <b>5 stk.</b>                   |

## KANYLEBOKSHOLDERE - RUNDE

Øvrigt sortiment



### JB 150-00-00

Kanyleboksholder til 0,5- og 1 liter runde  
bokse.

Passer f.eks. til Dispo 0,5 liter boks fra Grathwol.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Varenr.:        | <b>JB 150-00-00</b>             |
| Indv. diameter: | <b>Ø 73 mm.</b>                 |
| Materiale:      | <b>Rustfast stål (AISI 304)</b> |
| Overflade:      | <b>Elpoleret</b>                |
| Højde:          | <b>50 mm.</b>                   |
| Dybde:          | <b>112 mm. (ydre mål)</b>       |
| Tråd diameter:  | <b>8 mm.</b>                    |
| Vægt:           | <b>150 gram</b>                 |
| Minimum salg:   | <b>5 stk.</b>                   |



### JB 151-00-00

Kanyleboksholder til 0,6 liter - runde bokse.

Passer f.eks. til Multisafe 1 l. og USON 500 ml.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Varenr.:        | <b>JB 151-00-00</b>             |
| Indv. diameter: | <b>Ø 89 mm.</b>                 |
| Materiale:      | <b>Rustfast stål (AISI 304)</b> |
| Overflade:      | <b>Elpoleret</b>                |
| Højde:          | <b>50 mm.</b>                   |
| Dybde:          | <b>134 mm. (ydre mål)</b>       |
| Tråd diameter:  | <b>8 mm.</b>                    |
| Vægt:           | <b>171 gram</b>                 |
| Minimum salg:   | <b>5 stk.</b>                   |

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KANYLEBOKSHOLDERE - RUNDE

Øvrigt sortiment



### JB 264-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. Mediq /USON  
5 og 7 liter runde bokse.

Varenr.: **JB 264-00-00**  
Indv. diameter: **Ø 200 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Højde: **50 mm.**  
Dybde: **244 mm. (ydre mål)**  
Tråd diameter: **8 mm.**  
Vægt: **286 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 266-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. USON 11 liter og  
Jokey bokse fra Mediq.

Varenr.: **JB 266-00-00**  
Indv. diameter: **Ø 251 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Højde: **50 mm.**  
Dybde: **295 mm. (ydre mål)**  
Tråd diameter: **8 mm.**  
Vægt: **345 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 267-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. USON 21 liter og  
Jokey bokse fra Mediq.

Varenr.: **JB 267-00-00**  
Indv. diameter: **Ø 280 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Højde: **50 mm.**  
Dybde: **324 mm. (ydre mål)**  
Tråd diameter: **8 mm.**  
Vægt: **368 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**



**Tilbehør:**  
Vægbeslag med T-spor  
Kulisseklo med T-spor (DK)  
Kulisseklo med T-spor (EU)  
Multiklo med T-spor  
GCX-skinne-beslag med T-Spor

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## TRÅDKURVE OG TRÅDVARER

Rustfast stål



### JB 161-150-100

Trådkurv 1 liter, konisk med krog til T-spor.

Varenr.: **JB 161-150-100**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**150mm. x 100mm. x 100mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **325 gram**  
Volumen: **1 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 161-235-163

Trådkurv 3,5 liter, konisk med krog til T-spor.

Varenr.: **JB 161-235-163**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**235mm. x 163mm. x 146mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **800 gram**  
Volumen: **3,5 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 161-350-150

Trådkurv 6,9 liter, konisk med krog til T-spor.

Varenr.: **JB 161-350-150**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**350mm. x 150mm. x 200mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **800 gram**  
Volumen: **6,9 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## TRÅDKURVE OG TRÅDVARER

Rustfast stål



### JB 161-00-00

Trådkurv 6 liter, konisk med krog til T-spor.



### JB 161-01-01

Trådkurv 7 liter, konisk med krog til T-spor.



### JB 161-02-01

Trådkurv 15 liter, konisk med krog til T-spor.

Varenr.: **JB 161-00-00**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**231mm. x 161mm. x**  
**242mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **853 gram**  
Volumen: **6 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**

**Tilbehør til alle 3 typer trådkurve:**  
Vægbeslag med T-spor  
Kulisseklo med T-spor (DK)  
Kulisseklo med T-spor (EU)  
Multiklo med T-spor  
GCX-skinne-beslag med T-Spor

Varenr.: **JB 161-01-01**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**326 mm. x 217 mm. x 132 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **667 gram**  
Volumen: **7 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**

Varenr.: **JB 161-02-01**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**337 mm. x 233 mm. x 267 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **959 gram**  
Volumen: **15 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**

**JB MEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## VÆGBESLAG TIL PAPIRKURV OG TRÅDVARER



### JB 161-03-00

Trådkurv 25 liter, konisk i rustfast stål.

Varenr.: **JB 161-03-00**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**348 mm. x 248 mm. x 400 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **1.241 gram**  
Volumen: **25 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 281-00-00

Krog til ophængning af 25 liter papirkurv.

Varenr.: **JB 281-00-00**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**23,5 mm. (foroven)**  
**13,8 mm. (forneden) x**  
**21 mm. x 53,5 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **27 gram**  
Hul størrelse: **Ø 4,25 mm.**  
Minimum salg: **10 stk. / pose**

## VÆGBESLAG TIL SENGEALGER

Max. Ø38 mm. rør



### JB 162-00-00

Krog med T-spors styr til f.eks. ledninger, masker og slanger.

Varenr.: **JB 162-00-00**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**30 mm. x 76 mm. x 100 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **80 gram**  
Minimum salg: **10 stk.**



### JB 146-45-38

Krog til ophængning af sengeudstyr.

Muliggør sikker ophæng af diverse hospitals- og plejeemner.

Varenr.: **JB 146-45-38**  
Dimensioner: **Bredde (foroven) eller**  
**Bredde (forneden) x Dybde**  
**x Højde 40 mm. (foroven)**  
**20 mm. (forneden) x 50 mm.**  
**x 93 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **117 gram**  
Hul størrelse: **Ø 6,4 mm.**  
Minimum salg: **10 stk.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## RING FOR SUGEGLAS OG KATETERBEHOLDER



### JB 100-00-00

Holder/Ring for sugeglas  
fra Abbott/Hospira 2.000 ml.

Varenr.: **JB 100-00-00**  
Dimensioner: **Ø100 mm. / Ø 8mm. tråd**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **189 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 239-00-00

Kateterbeholder  
med beslag til T-spor.

Varenr.: **JB 239-00-00**  
Højde: **400 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **1.000 gram**  
Volumen: **2 Liter**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 500-115-115

6,6 liter kateterbeholder  
med beslag til T-spor.

Item no.: **JB 500-115-115**  
Height: **200 mm**  
Material: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Surface: **Elpoleret**  
Weight: **700 gram**  
Volumen: **6,6 liter**  
Minimum salg: **5 stk.**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DIVERSE TILBEHØR



### JB 92-00-00

#### Hygiejnisk universal kolbeholder (urinkolber).

Passer til alle typer hospitalsenge og til alle gængse kolber. Tåler maskinvask og autoklavering.

Varenr.: **JB 92-00-00**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**123,6 mm. x 145 mm. x 192 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **447 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 15-100-240

#### Hygiejnisk universal opbevaringskasse med T-spors beslag.

Passer til alle vores kulisseklør og multiklør. Nem at rengøre.

Varenr.: **JB 15-100-240**  
Dimensioner: **Bredde x Dybde x Højde**  
**240 mm. x 100 mm. x 100 mm.**  
Materiale: **Rustfast stål (AISI 304)**  
Overflade: **Elpoleret**  
Vægt: **1.200 gram**  
Minimum salg: **2 stk.**



### JB 115-00-00

#### Journal og brochureholder.

Med hank til ophæng på senge. Tåler instrumentvask op til 90°C og passer til alle senge.

Varenr.: **JB 115-00-00**  
Materiale: **Plast PP (Polypropylen)**  
Vægt: **800 gram**  
Farve: **Hvid matteret**  
Minimum salg: **4 stk.**



Dybde: **56 mm. uden hank**  
Dybde: **98 mm. med hank**  
Bredde: **282 mm.**  
Højde: **372 mm.**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DIVERSE TILBEHØR



### DK Hospitalsnetkabler

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vinklet 0,5 meter Rød DK hospital + Lige C13<br>apparat stik og skærmet 3G1,0 mm. <sup>2</sup> kabel | Varenr.:<br><b>1210715</b> |
| Vinklet 1 meter Rød DK hospital + Lige C13<br>apparat stik og skærmet 3G1,0 mm. <sup>2</sup> kabel   | <b>1190110</b>             |
| Vinklet 2 meter Rød DK hospital + Lige C13<br>apparat stik og skærmet 3G1,0 mm. <sup>2</sup> kabel   | <b>1190111</b>             |
| Vinklet 3 meter Rød DK hospital + Lige C13<br>apparat stik og skærmet 3G1,0 mm. <sup>2</sup> kabel   | <b>1190112</b>             |
| Vinklet 4,5 meter Rød DK hospital + Lige C13<br>apparat stik og skærmet 3G1,0 mm. <sup>2</sup> kabel | <b>1190113</b>             |
| Vinklet 8 meter Rød DK hospital + Lige C13<br>apparat stik og skærmet 3G1,5 mm. <sup>2</sup> kabel   | <b>1211755</b>             |



|                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vinklet 3,0 meter Rød DK hospital + Lige C19<br>apparat stik og skærmet 3G 1,5 mm. <sup>2</sup> kabel | Varenr.:<br><b>1212273</b> |
| Vinklet 4,5 meter Rød DK hospital + Lige C19<br>apparat stik og skærmet 3G 1,5 mm. <sup>2</sup> kabel | <b>1212274</b>             |



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DIVERSE TILBEHØR

### Skolestandere / 'El-tårne'



#### JB 680-400-15

Skolestander (El-tårn)  
med hjul.




#### JB 680-400-15-UH

Skolestander (El-tårn)  
uden hjul.



#### JB 680-400-15-S

Skolestander (El-tårn)  
med hjul og Schuko stik



#### JB 25-26-2025

Rack til 12 mobiltelefoner

Varenr.: JB 680-400-15  
Dimensioner: 400 mm. (Bundplade)  
Bredde x dybde: 165 x 135 mm. (Tårn) Højde 762 mm.  
Maks. belastning: 10A  
Maks. spænding: 240V  
Materiale: Stål  
Overflade: Ral 9016 hvidmalet  
Hjul 4 x Ø75: 2 med bremse/2 uden bremse  
Vægt: 13 kg.  
Stik m/jord: 15 stk. DK stik  
Ledning: 8 m.

Varenr.: JB 680-400-15-UH  
Dimensioner: 400 mm. (Bundplade)  
Bredde x dybde: 165 x 135 mm. (Tårn) Højde 687 mm.  
Maks. belastning: 10A  
Maks. spænding: 240V  
Materiale: Stål  
Overflade: Ral 9016 hvidmalet  
Vægt: 12 kg.  
Stik m/jord: 15 stk. DK stik  
Ledning: 8 m.

Varenr.: JB 680-400-15-S  
Dimensioner: 400 mm. (Bundplade)  
Bredde x dybde: 165 x 135 mm. (Tårn) Højde 762 mm.  
Maks. belastning: 10A  
Maks. spænding: 240V  
Materiale: Stål  
Overflade: Ral 9016 hvidmalet  
Hjul 4 x Ø75: 2 med bremse/2 uden bremse  
Vægt: 13 kg.  
Stik m/jord: 15 stk. Schuko stik  
Ledning: 8 m.

Varenr.: JB 25-26-2025  
Vægt: 1.2 kg.  
Højde: 370 mm  
Materiale: Steel  
Overflade: Ral 9016 hvidmalet  
Kapacitet: Op til 12 mobiltelefoner  
Minimum salg: 2 stk.

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DIVERSE TILBEHØR

### Toiletbørsteholder



### JB 350-00-00

Toiletbørsteholder til de fleste runde og ovale børster i plastik.



Varenr.: **JB 350-00-00**  
Dimensioner: **Dybde x Højde 140 mm. x 153 mm.**  
Godstykkelse: **5 mm.**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Anodiseret**  
Farve: **Metal**  
Vægt: **173 gram**  
Minimum salg: **5 stk.**

**Tilbehør:**  
Vægbeslag  
Vægbeslag med pinolskrue for låsning

Varenr.: **JB 47-00-00**  
**JB 47-01-01**

## DIVERSE TILBEHØR

### Slangeholdere



### JB 292-00-00

Slangeholder med styr for T-spor med 2 gafler.



Varenr.: **JB 292-00-00**  
Dimensioner: **Dybde x Højde x Bredde 71 mm. x 71 mm. 29 mm.**  
Materiale: **Aluminium**  
Overflade: **Anodiseret**  
Farve: **Metal**  
Vægt: **388 gram**  
Minimum salg: **10 stk.**

**Tilbehør:**  
Klo med T-spor til DK 10 x 30 mm. standard, kulisseskiner  
Klo med T-spor til EU-DIN 10 x 25 mm. standard kulisseskiner  
Vægbeslag med T-spor

Varenr.: **JB 120-00-00**

**JB 146-00-00**

**JB 47-00-00**

**JBMEDICO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DIVERSE TILBEHØR

### Slangeholdere



#### JB 600-00-01

Slangeholder i rød plast.

Sættes direkte på kulisseskinne.  
Passer kun til DK standard kulisseskinner.



Varenr.: **JB 600-00-01**  
Dimensioner: **Dybde x Højde**  
**40 mm. x 60 mm.**  
Materiale: **PP, plast (polypropylen)**  
Farve: **Rød**  
Vægt: **8,7 gram**  
Minimum salg: **40 stk. (1.160,00 kr.)**

#### JB 600-10-25

Slangeholder i rød plast.

Sættes direkte på kulisseskinne.  
Passer kun til EU DIN standard kulisseskinner.

Varenr.: **JB 600-10-25**  
Dimensioner: **Dybde x Højde**  
**40 mm. x 60 mm.**  
Materiale: **POM**  
Farve: **Rød**  
Vægt: **8,7 gram**  
Minimum salg: **40 stk. (1.160,00 kr.)**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## KALDE- OG TRÆKSNORE + TILBEHØR



### JB IP 9025

Træksnor 2,5 meter  
til patientkald og kaldeanlæg.




### JB IP 24155

Klokke til træksnor i rød PP-Plast.



### JB IP 9004

Knækled, sort, til patientkald,  
akutkald og kaldesnor.



### JB IP 3000-RØD

Træksnor på kabelspole.

Varenr.: **JB IP 9025**  
Materiale: **Plast PE  
LDPE blød polyethylene**  
Vægt: **9 gram (225 gram)**  
Maksbelastning: **2,2 kg.**  
Minimum salg: **25 stk.**

Varenr.: **JB IP 24155**  
Dimensioner: **Omkreds x Højde  
15,5 mm. (forneden) x 24 mm.**  
Materiale: **PP, plast (polypropylen))**  
Vægt: **2,5 gram (250 gram)**  
Minimum salg: **100 stk. / pose**

Varenr.: **JB IP 9004**  
Dimensioner: **Længde: 22 mm.  
Diameter: 9 mm.**  
Materiale: **Plast ABS**  
Farve: **Sort**  
Maksbelastning: **2,2 kg.**  
Vægt: **0,5 gram (100 gram)**  
Minimum salg: **200 stk.**

Varenr.: **JB IP 3000-RØD**  
Varenr.: **JB IP 1000-RØD**  
Varenr.: **JB IP 500-RØD**  
Varenr.: **JB IP 100-RØD**

**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## DIVERSE TILBEHØR

Sugekrus alle 3 størrelser passer til vores kanyleboksholder: JB 150-00-00



### JB 06-08-230

Sugekrus 230 ml. konisk i rustfri stål AISI 201

Varenr.: **JB 06-08-230**  
Dimensioner: **Højde 80 mm.  
Diameter bund 60 mm.  
Diameter top 75 mm.  
Rustfast stål (AISI 304)**  
Materiale:  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **66 gram**  
Volumen: **230 ml.**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 06-08-330

Sugekrus 330 ml. konisk i rustfri stål AISI 201

Varenr.: **JB 06-08-330**  
Dimensioner: **Højde 110 mm.  
Diameter bund 59 mm.  
Diameter top 79 mm.  
Rustfast stål (AISI 304)**  
Materiale:  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **74 gram**  
Volumen: **330 ml.**  
Minimum salg: **5 stk.**



### JB 06-08-500

Sugekrus 500 ml. konisk i rustfri stål AISI 201

Varenr.: **JB 06-08-500**  
Dimensioner: **Højde 120 mm.  
Diameter bund 61 mm.  
Diameter top 89 mm.  
Rustfast stål (AISI 304)**  
Materiale:  
Overflade: **Poleret**  
Vægt: **103 gram**  
Volumen: **500 ml.**  
Minimum salg: **5 stk.**



**JB**MEDICO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

JB-Medico ApS henvender sig til private og offentlige virksomheder

### Levering:

Varer leveres normalt 1-5 arbejdsdage efter ordremodtagelse.  
Produkter som vi skal fremstille vil naturligvis have en længere leveringstid.

### Priser:

Hvor intet andet er anført er priserne pr. stk. og i danske kroner.  
Alle priser er inkl. evt. statsafgifter, men er uden moms.  
Alle priser er pr. stk.  
Ordre optages til de på leveringstidspunktet gældende priser.  
Tilbuddene er gældende, så længe lager haves. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne ved ordre.  
Vi tager forbehold for eventuelle prisjusteringer samt ændringer i produktspecifikationer, afgiftsændringer, tryk- og billedfejl.

### Betaling:

Bank: Spar Nord Bank A/S  
Konto nr.: 9004 / 1120732826  
IBAN-nr.: DK2390041120732826  
SWIFT-kode: SPNODK22

### Transportskade:

Skal straks meddeles ved modtagelse til transportør og JB-Medico ApS.  
Der skal anføres bemærkning på fragtbrevet.

Skaffevarer og mål-tilrettet produkter, som er specielt hjemtaget eller -fremstillet til en kunde, tages ikke retur.

### Reklamation:

Eventuel fejl i leveringen skal straks meddeles til kundeservice +45 7020 5826  
Eller [info@jbmedico.com](mailto:info@jbmedico.com)

### Returvarer:

Ved modtagelse af varer fra JB-Medico ApS skal kunden kontrollere, at forsendelsen stemmer overens med det bestilte og i henhold til den vedlagte følgeseddel.

Forkert levering skal straks meldes til JB-Medico ApS, så at ombytning kan finde sted.  
Al returnering skal aftales med JB-Medico's ekspedition. I modsat fald kan JB-Medico ApS nægte modtagelse.

Returvarer skal returneres i ubrudt og ubeskadiget original emballage.  
Desuden skal originalemballagen beskyttes af en ydreemballage under returtransport. Varerne skal være rengjort.  
Der skal medfølge korrespondance, hvoraf det fremgår, hvad der returneres, årsag til returnering samt hvem returnering er aftalt med.

**JB**MEDICO

[info@jbmedico.com](mailto:info@jbmedico.com) | +45) 7020 5826 | [www.jbmedico.com](http://www.jbmedico.com) | JB-Medico ApS | CVR NR. 3421 2414 | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361

## FAVORITTER

Varenr.:

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## NOTER

[illegible]

## FAVORITTER

Varenr.:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## NOTER

[illegible]

## FAVORITTER

Varenr.:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## NOTER

[illegible]

