



JB 62-00-00

Soporte de abrazadera para poste
 $\varnothing 20/\varnothing 30/\varnothing 20$ mm.
 Para el montaje de equipos informáticos.

Artículo n°: **JB 62-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x
 Altura x Anchura
 44 mm x 62 mm x 235 mm**
 Peso: **1.400 gramos**

Accesorios: **Manivela de cierre disponible**

Artículo n°: **JB 94-00-00**



JB 63-00-00

Soporte de sujeción a poste
 $\varnothing 20/\varnothing 20$ mm.
 Para el montaje de equipos informáticos.

Artículo n°: **JB 63-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x
 Altura x Anchura
 44 mm x 62 mm x 135 mm**
 Peso: **800 gramos**

Accesorios: **Manivela de cierre disponible**

Artículo n°: **JB 94-00-00**



JB 64-00-00

Soporte de sujeción a poste
 $\varnothing 20/\varnothing 20$ mm.
 Para el montaje de equipos informáticos.

Artículo n°: **JB 63-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x
 Altura x Anchura
 44 mm x 62 mm x 135 mm**
 Peso: **800 gramos**

Accesorios: **Manivela de cierre disponible**

Artículo n°: **JB 94-00-00**



JB 65-00-00

Soporte de sujeción a poste
 $\varnothing 30/\varnothing 20$ mm.
 Para el montaje de equipos informáticos.

Artículo n°: **JB 65-00-00**
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Dimensiones: **Profundidad (sin manivela) x
 Altura x Anchura
 44 mm x 62 mm x 235 mm**
 Peso: **1.300 gramos**

Accesorios: **Manivela de cierre disponible**

Artículo n°: **JB 94-00-00**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361