

DISPENSADORES DE JABÓN Y ALCOHOL PARA BOLSAS



JB 42-79-00

Dispensador de alambre con brazo de 14 cm.
para bolsas de 1.000 ml.



JB 42-90-03

Dispensador de alambre con brazo de 10 cm.
para bolsas de 1.000 ml.



JB 42-98-03

Dispensador de alambre con brazo de 6 cm.
para bolsas de 1.000 ml.



JB 728-87-67

Distanciador, 85 mm para todos los
dispensadores de alambre

Artículo n°: **JB 42-79-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
165 mm x 240 mm x 100 mm
Peso: **165 gramos**
MOQ: **10 uds.**

Artículo n°: **JB 42-90-03**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
161 mm x 240 mm x 100 mm
Peso: **145 gramos**
MOQ: **12 uds.**

Artículo n°: **JB 42-98-03**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad (incluido el funcionamiento del brazo) x Altura x Anchura**
157 mm x 240 mm x 100 mm
Peso: **145 gramos**
MOQ: **12 uds.**

Se utiliza para montar el dispensador a una distancia de la pared, por ejemplo, sobre una mesa o un fregadero.

Artículo n°: **JB 728-87-67**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Profundidad x Altura x Anchura**
86 mm x 58 mm x 86 mm
Peso: **145 gramos**
MOQ: **12 uds.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361