



JB 92-00-00

Soporte para frasco universal higiénico (frasco de orina)

Se adapta a todo tipo de camas de hospital y a todos los frascos comunes. Lavable a máquina y autoclavable. Ajuste optimizado y fácil de limpiar.

Artículo nº: **JB 92-00-00**
 Dimensiones: **Anchura x Profundidad x Altura**
123,6mm x 145mm x 192mm
 Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
 Superficie: **Electropolido**
 Peso: **853 gramos**
 MOQ: **5 uds.**



JB IP 9025

Cuerda de tracción de 2,5 metros para el sistema de llamada del paciente

El cordón de tracción tiene varias bolas que se parten por la mitad cuando se tira de ellas con demasiada fuerza. Las bolas pueden recogerse posteriormente en casi cualquier caja de pared.

Artículo nº: **JB IP 9025**
 Diámetro: **Macizo Ø1,6 MM+/-0,1**
 Material: **Plástico PE**
 Longitud: **2,5 metros**
 Peso: **9 gramos**
 Color: **Rojo OPAK**
 MOQ: **Bolsa de 25 uds.**



JB IP 500-Red

Cordón de tracción, un rollo contiene 500 metros, rojo

Fabricado en plástico antibacteriano.

Artículo nº: **JB IP 500-ROJO**
 Diámetro: **Macizo Ø1,6 MM+/-0,1**
 Material: **Plástico PE**
 Peso: **1.000 gramos**
 Longitud: **500 metros**
 Color: **Rojo OPAK**



JB IP 500-Blue

Cordón de tracción, un rollo contiene 500 metros, azul

Fabricado en plástico antibacteriano.

Artículo nº: **JB IP 500-AZUL**
 Diámetro: **Sólido Ø1,6 MM+/-0,1**
 Material: **Plástico PE**
 Peso: **1.000 gramos**
 Longitud: **500 metros**
 Color: **Azul**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361