

LAMPEKULISSEKLØR - EKSTRA SOLIDE -
TIL LANGE OG TUNGE LAMPER
EU DIN standard til 10x25

OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL
DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr
EU DIN standard til 10x25 mm.

JB MEDICO



JB 144-03-18

Kulisseklo, bred model, 2 stk. kuglelås og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 144-03-18
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.
Vægt: 502 gram
Minimum salg: 2 stk.



JB 147-03-18

Kulisseklo, smal model, 1 stk. kuglelås og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 147-03-18
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 64 mm. x 64,2 mm.
Vægt: 343 gram
Minimum salg: 4 stk.



JB 143-03-20

Kulisseklo, bred model låses vha. 2 stk. pinolskruer, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 143-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 90 mm. x 60,6 mm.
Vægt: 536 gram
Minimum salg: 4 stk.



JB 145-03-20

Kulisseklo, bred model, 1 stk. kuglelås, adapterbeslag og messingbøsning med Ø20 mm. hul.

Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 145-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.
Vægt: 550 gram
Minimum salg: 2 stk.

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361