

KULISSEKLØR - GLIDEKULISSER - KULISSESTYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm. kulisseskiner



JB 121-03-00

Kulisseklo, smal model, 1 kuglelås og 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.



JB 216-03-00

Kulisseklo, smal model, med 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller. Låses vha. to pinolskruer.



JB 176-00-180

Kulisseklo, ekstra bred model. Låses vha. 4 stk. pinolskruer.



JB 176-00-180 anvendt til skilletrafo.

Varenr.: JB 121-03-00
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 64 mm. x 25 mm.
Vægt: 150 gram
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 216-03-00
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 45 mm. x 25 mm.
Vægt: 132 gram
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 176-00-180
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 180 mm. x 25 mm.
Vægt: 560 gram
Minimum salg: 4 stk.

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361