

OPHÆNGS-KULISSEKLØR TIL DROPSTATIVER, IT OG MEDICOTEKNISK Udstyr

Skandinavisk standard til 10x30 mm.



JB 217-03-20

Kulisseklo, bred model, en kuglelås og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.
Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00)



JB 207-03-20

Kulisseklo, bred model, to kuglelåse og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.
Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00)



JB 216-03-20

Kulisseklo, smal model, låses med to pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.
Håndtag kan tilkøbes (JB 94-00-00)



JB 121-03-20

Kulisseklo, smal model, låses med to pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 217-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 60,6 mm.
Vægt: 475 gram
Minimum salg: 2 stk.

Varenr.: JB 207-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 60,6 mm.
Vægt: 482 gram
Minimum salg: 2 stk.

Varenr.: JB 216-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 45 mm. x 60,6 mm.
Vægt: 316 gram
Minimum salg: 4 stk.

Varenr.: JB 121-03-20
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 64 mm. x 60,6 mm.
Vægt: 383 gram
Minimum salg: 4 stk.

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361