

KANYLEBOKSHOLDER - RUND

Øvrigt Sortiment

JBMEDICO



JB 264-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. Mediq /USON
5 og 7 liter runde bokse.

Varenr.: JB 264-00-00
Indv. diameter: Ø 200 mm.
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)
Overflade: Elpoleret
Højde: 50 mm.
Dybde: 244 mm. (ydre mål)
Tråd diameter: 8 mm.
Vægt: 286 gram
Minimum salg: 5 stk.



JB 266-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. USON 11 liter og
Jokey bokse fra Mediq.

Varenr.: JB 266-00-00
Indv. diameter: Ø 251 mm.
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)
Overflade: Elpoleret
Højde: 50 mm.
Dybde: 295 mm. (ydre mål)
Tråd diameter: 8 mm.
Vægt: 345 gram
Minimum salg: 5 stk.



JB 267-00-00

Kanyleboksholder til f.eks. USON 21 liter og
Jokey bokse fra Mediq.

Varenr.: JB 267-00-00
Indv. diameter: Ø 280 mm.
Materiale: Rustfast stål (AISI 304)
Overflade: Elpoleret
Højde: 50 mm.
Dybde: 324 mm. (ydre mål)
Tråd diameter: 8 mm.
Vægt: 368 gram
Minimum salg: 5 stk.



Tilbehør:
Vægbeslag med T-spor
Kulisseklo med T-spor (DK)
Kulisseklo med T-spor (EU)
Multiklo med T-spor
GCX-skinne-beslag med T-Spor

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361