



Billedet er med Multibeslag

JB 290-01-00

Ilt- og gasflaskeholder-top til Ø117 mm. flasker.

Kan bestilles med en bundring JB 290-02-00

Varenr.: JB 290-01-00
 Materiale: Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)
 Bredde: 175 mm. udv. m. håndtag
 Vægt: 255 gram
 Minimum salg: 2 stk.

Tilbehør: Multiklo - JB 158-00-163



Billedet er med Multibeslag

JB 290-02-00

Ilt og gasflaskeholder-bund til Ø117 mm. flasker.

Kan bestilles med en topring JB 290-01-00

Varenr.: JB 290-02-00
 Materiale: Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)
 Bredde: 189 mm. udv. m. håndtag
 Højde: 128 mm.
 Vægt: 315 gram
 Minimum salg: 2 stk.

Tilbehør: Multiklo - JB 158-00-163



Billedet er med Multibeslag

JB 277-01-00

Ilt- og gasflaskeholder-top til Ø140 mm. flasker.

Kan bestilles med en bundring JB 290-02-00

Varenr.: JB 277-01-00
 Materiale: Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)
 Bredde: 198 mm. udv. m. håndtag
 Vægt: 278 gram
 Minimum salg: 2 stk.

Tilbehør: Multiklo - JB 158-00-163



Billedet er med Multibeslag

JB 277-02-00

Ilt og gasflaskeholder-bund til Ø140 mm. flasker.

Kan bestilles med en topring JB 277-01-00

Varenr.: JB 277-02-00
 Materiale: Ø8 mm. SS, POM, Nylon(PA6)
 Bredde: 198 mm. Ud. m. håndtag
 Højde: 122 mm.
 Vægt: 341 gram
 Minimum salg: 2 stk.

Tilbehør: Multiklo - JB 158-00-163

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361