



**JB 820-625-06**

GCX-skinne beslag, forberedt med monterings huller.



**JB 820-625-163**

GCX-skinne beslag med et T-Spor.



**JB 820-625-20**

GCX-skinne beslag med ophængshus Ø20 mm. bøsningshul.



**JB 820-625-18**

GCX-skinne beslag med ophængshus Ø18 mm. hul.

POM bøsning følger ikke med som standard.

Valgfri plastbøsning Ø9,6, 13 eller 16 mm.

Varenr.: JB 820-625-06  
 Materiale: Aluminium (Naturelokseret)  
 Farve: Metal  
 Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
 82 mm. x 63 mm. x 6 mm.  
 Vægt: 83 gram  
 Minimum salg: 4 stk.

Varenr.: JB 820-625-163  
 Materiale: Aluminium (Naturelokseret)  
 Farve: Metal  
 Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
 82 mm. x 63 mm. x 18,5 mm.  
 Vægt: 123 gram  
 Minimum salg: 4 stk.

Varenr.: JB 820-625-20  
 Materiale: Aluminium (Naturelokseret) og Messing  
 Farve: Metal  
 Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
 82 mm. x 63 mm. x 42 mm.  
 Vægt: 313 gram  
 Minimum salg: 2 stk.

Varenr.: JB 820-625-18  
 Materiale: Aluminium (Naturelokseret) og plast  
 Farve: Metal  
 Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
 82 mm. x 63 mm. x 42 mm.  
 Vægt: 270 gram  
 Minimum salg: 2 stk.

Tilbehør:  
 JB 163-00-01 T-Spors beslag  
 JB 205-00-01 Adapterbeslag/ Ophængshus Ø20  
 JB 205-00-18 Adapterbeslag/ Ophængshus Ø18

Tilbehør: Håndtag kan tilkøbes.

Tilbehør: Håndtag kan tilkøbes.

**KONTAKT INFO**

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361