



LHH G2 T105 AWh 1300 940 DK

LHH er en medicinsk undersøgelseslampe med et fremragende lys, og med en fleksibel selvafbalanceret arm, der har en nem og friktionsløs horisontal og vertikal positionering.

Vare nr.	LHG026534
EAN Nr.	7040670265340
Leveringstid	C



Tekniske specifikationer

Generelt

Produktform	Speciel
-------------	---------

Luplamper

Lux-niveau ved 1m	35000
Armlængde	105
Armt teknologi	Parallel arm

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IP klasse	20

Lystekniske data

Lumen ud (lm)	1302
Lumen/Watt (lm/W)	65
Farvetemperatur (K)	4000
CRI	90
MacAdam trin	3
Lyskilde inkluderet	True

Levetid

Median levetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	50 000
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t Ta25	0.80

Elektriske data

Lækstrøm (mA)	0,2
Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Total effektforbrug (W)	20

Hus

Materiale	Stål
-----------	------



Dimensioner

Højde (mm)	70
Diameter (mm)	144
Nettovægt (kg)	3,7904

Afslutning

Tilslutningstype	DK
------------------	----

Montering

Produktmontering	Bord
------------------	------

Logistikdata

Varens bruttovægt (kg)	4,12
------------------------	------

Illustrationer

