



# Carelite G2 W115AWH 400 930 EU

Carelite er en patientlampe med LED monteret på en afdækket og fjederafbalanceret arm. Et integreret ergonomisk håndtag så man nemt kan få lyset, hvor man ønsker det. Det gør det også nemt anvendeligt for patienter med handicap.

Vare nr.	CAG026488
EAN Nr.	7040670264886
Leveringstid	A



## Tekniske specifikationer

### Generelt

Produktform	Speciel
-------------	---------

### Certifikater

Certificering	ENEC
---------------	------

### Luplamper

Armlængde	105
Armteknologi	Parallel arm

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ud (lm)	402
Lumen/Watt (lm/W)	45
Farvetemperatur (K)	3000
CRI	90
MacAdam trin	3
Energiklasse lyskilde	F

### Elektriske data

Lækstrøm (mA)	0,04
Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Total effektforbrug (W)	9

### Hus

Materiale	Stål
-----------	------

### Dimensioner

Højde (mm)	140
Diameter (mm)	85
Nettovægt (kg)	3,3948

### Afslutning

Tilslutningstype	Schuko
------------------	--------

### Montering

Produktmontering	Bord, Væg
------------------	-----------

### Logistikdata

Varens bruttovægt (kg)	3,69
------------------------	------

## Illustrationer

