

11 liter USON kanylebeholder/skårspand

USON 11 liter kanylebeholder er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæder.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

Differentierede åbninger i låget guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter, kanyler mm.

- Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Forskellige låg-design – alt efter anvendelse
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemsigtig gul, sort eller hvid
- Leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderne har UN-godkendelse nr. 3291



USON kanyleaftræklåg

Klemlåg

Standard låg

Låg med stort hul og lovpligtige aftræk til kanyler og insulinpen.

Det har en midlertidig og en permanent lukkemulighed. For permanent lukning skal flapperne bøjes nedad, inden de trykkes fast ned i revnerne

MATERIALE

Polypropylene (PP)



DIMENSIONER

Diameter (top): 29,0 cm

EMBALLERING

Antal pr. palle: 198 stk.

ISO 9001 - ISO 13485
Management System Certification

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485