



JB 158-00-00

Soporte múltiple - El accesorio se puede conectarse en cualquier lugar. Se adapta a Ø16-41 mm.

Este soporte múltiple permite ensamblar varios equipos juntos.

Artículo n°: **JB 158-00-00**
 Material: **Aluminio (anodizado natural), acero inoxidable 304, POM o nailon (PGA)**
 Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
36 mm x 51 mm x 134/96 mm
 Peso: **209 gramos**
 MOQ: **4 piezas.**



JB 158-00-05

Soporte múltiple con agujeros libres de 2xØ6 mm. Se adapta a. Ø16-41 mm.

Este soporte múltiple permite ensamblar varios equipos juntos.

Artículo n°: **JB 158-00-05**
 Material: **Aluminio (anodizado natural), acero inoxidable 304, POM o nailon (PGA)**
 Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
36 mm x 51 mm x 134/96 mm
 Peso: **204 gramos**
 MOQ: **4 piezas.**



JB 158-06-05

Doble soporte múltiple para el montaje de por ejemplo la cama y el soporte colgante.

Incluye 2 piezas. de tornillos allen.

Artículo n°: **JB 158-06-05**
 Material: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, POM y Nylon (PGA)**
 Peso: **421 gramos**
 MOQ: **2 piezas.**



JB 158-00-163

El soporte múltiple con ajuste de ranura en T se ajusta a partir de Ø16-41 mm. El accesorio se puede colocar en la mesa, el carro, el soporte de colgante, el carril DIN y las columnas.

Artículo n°: **JB 158-00-163**
 Material: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, POM y Nylon (PGA)**
 Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad:**
61,5mm x 64 mm x 60,5 mm
 Peso: **245 gramos**
 MOQ: **4 piezas.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361