

# RIELES PARA EQUIPOS MÉDICOS DK Y EU DIN STANDARD - 10X30 MM Y 10X25 MM

**JB**MEDICO



## JB 252-00-00

Riel para equipos médicos de 10x25 mm

Norma DIN de la UE



## JB 249-00-00

Tapa final

Para perfil de riel UE DIN 10x25 mm



## JB 234-00-01

Riel para equipos médicos de 10x30 mm

Normativa escandinava



## JB 248-00-00

Tapa final

Para riel de perfil escandinavo standard de 10x30 mm

Artículo nº: **JB 252-00-00**  
Material: **Aluminio**  
Superficie: **Anodizado natural**  
Color: **Natural**  
Dimensiones: **Altura x Profundidad  
25 mm x 10 mm**  
Peso: **700 gramos pr. m.**  
Longitud estándar: **6 metros**

Artículo nº: **JB 249-00-00**  
Material: **Plástico (PE)**  
Color: **Gris**  
Dimensiones: **Altura x Anchura  
30 mm x 10 mm**  
MOQ: **50 unidades**

Artículo nº: **JB 234-00-01**  
Material: **Aluminio**  
Superficie: **Anodizado natural**  
Color: **Natural**  
Dimensiones: **Altura x Profundidad  
30 mm x 10 mm**  
Peso: **800 gramos pr. m.**  
Longitud estándar: **6 metros**

Artículo nº: **JB 248-00-00**  
Material: **Plástico (PE)**  
Color: **Gris**  
Dimensiones: **Altura x Anchura  
30 mm x 10 mm**  
MOQ: **50 unidades**

Corte: **Disponible**  
Perforación de agujeros: **Disponible**

Corte: **Disponible**  
Perforación de agujeros: **Disponible**

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361