



JB 0830-2017

Tritura varias pastillas estándar a la vez.

Artículo nº:	JB 0830-2017	Accesorios:	Tipo:
Marca:	Severo	JB MED-020	Tazas
Garantía:	2 años en el dispositivo (1 año en la batería - no incluye los errores del usuario)	JB MED-002	Tapas
Volumen del vaso:	30 ml.	JB MED-003	Rondeles
Tiempo de molienda:	8 segundos para pastillas estándar	JB 3000001	Sellos de metal
Volumen:	52 dB (volumen bajo)		
Duración de la batería:	2 horas		
Precio por trituración:	Aproximadamente 0,058 € (calculado con vasos y redondeles)		
Contactos:	Encendido/apagado		
Indicador:	Nivel de batería		
Dimensiones:	Altura x Anchura x Profundidad		
	240 mm x 70 mm x 110 mm		
Peso:	1.5 kg.		



INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361