

BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS Y ACCESORIOS

BRAZO DE ELEVACIÓN/DESCENSO CON MUELLE DE GAS - JUNIOR ARMSTRONG

JBMEDICO



JB 21-00-00

Brazo de gas de 2-8 kg. con manivela para bloqueo externo de la posición de altura

Montaje en la pared, en la mesa, en el techo, en los rieles del equipo, en equipos, etc. Todos los brazos se pueden equiparar potencialmente. Se suministra con todos los accesorios necesarios.

Artículo nº: **JB 21-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Altura de elevación: **382 mm**
Alcance: **334 mm**
Peso: **2.300 gramos**



JB 21-00-15

Brazo de gas de 8-18 kg. con manivela para bloqueo externo de la posición de altura

Montaje en la pared, en la mesa, en el techo, en los rieles del equipo, en equipos, etc. Todos los brazos se pueden equiparar potencialmente. Se suministra con todos los accesorios necesarios.

Artículo nº: **JB 21-00-15**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Altura de elevación: **382 mm**
Alcance: **334 mm**
Peso: **2.300 gramos**



INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361