

SOPORTES Y POSTES PARA INFUSION IV - ACCESORIOS GANCHOS

JBMEDICO



JB 204-00-00

Gancho superior - dos ganchos rectos y fuertes, incluyendo el perno

Nº de artículo: **JB 204-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
Distancia del gancho: **252 mm**
Peso: **248 gramos**



JB 211-00-00

Gancho superior: dos ganchos fuertes en ángulo que incluyen el perno

Nº de artículo: **JB 211-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
Distancia del gancho: **204 mm**
Peso: **248 gramos**



JB 212-00-00

Gancho superior: tres ganchos fuertes en ángulo, incluido el perno

Nº de artículo: **JB 212-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
Distancia del gancho: **120 mm**
Peso: **363 gramos**



JB 190-00-08

Gancho superior: cuatro fuertes ganchos con perno incluido

Nº de artículo: **JB 190-00-08**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Superficie: **Electropulido**
Dimensiones: **Altura x Anchura**
406 mm x 285 mm
Distancia del gancho: **126 mm**
Peso: **448 gramos**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361