



JB 92-00-00

Hygiejnisk universal kolbeholder (urinkolber)

Passer til alle typer hospitals-senge og til alle gængse kolber. Tåler maskinvask og autoclave. Optimeret pasform og nem at rengøre.

Varenr.:	JB 92-00-00
Dimensioner:	Bredde x Dybde x Højde 123,6 mm. x 145 mm. x 192 mm.
Materiale:	Rustfast stål (AISI 304)
Overflade:	Elpoleret
Vægt:	447 gram
Minimum salg:	5 stk.



JB 15-100-240

Hygiejnisk universal opbevaringskasse.

Passer til alle vores kulisseklor og multiklor.
Nem at rengøre.

Varenr.:	JB 15-000-240
Dimensioner:	Bredde x Dybde x Højde 240 mm. x 100 mm. x 100 mm.
Materiale:	Rustfast stål (AISI 304)
Overflade:	Elpoleret
Vægt:	1.200 gram
Minimum salg:	5 stk.



JB 115-00-00

Journal og Brochureholder.

Med hank til ophæng på senge.
Tåler instrumentvask op til 90°C
og passer til alle senge.

Varenr.:	JB 115-00-00
Materiale:	Plast PP (Polypropylen)
Vægt:	800 gram
Farve:	Hvid matteret
Minimum salg:	4 stk.



Dybde:	56 mm. uden hank
Dybde:	98 mm. med hank
Bredde:	282 mm.
Højde:	372 mm.

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361