

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSER - KULISSESTYR

Skandinavisk standard til 10x30 mm. kulisseskiner

**JB**MEDICO



**JB 88-00-00**

Kulisseklo, bred model, låses vha.  
2 stk. pinolskruer.



**JB 103-00-00**

Kulisseklo, bred model, med 1 kuglelås.



**JB 104-00-00**

Kulisseklo, bred model, med 2 stk. kuglelåse.



**JB 207-00-00**

Kulisseklo, bred model, med 2 kuglelåse og 3 stk.  
undersænkede Ø6,6 mm. huller.

Varenr.: JB 88-00-00  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 90 mm. x 25 mm.  
Vægt: 280 gram  
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 103-00-00  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 25 mm.  
Vægt: 295 gram  
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 104-00-00  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 25 mm.  
Vægt: 304 gram  
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 207-00-00  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. 110 mm. x 25 mm.  
Vægt: 299 gram  
Minimum salg: 5 stk.

### KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361