




JB 320-00-02

Søjle lang, buet.


Varenr.: JB 320-00-02
 Dimensioner: Længde x Dybde:
 1.281 mm. x 32 mm.
 Vægt: 2.000 gram



JB 317-00-06

Søjle lang, lige.

Varenr.: JB 317-00-06
 Dimensioner: Længde x Bredde
 1.259 mm. x Ø32 mm.
 Vægt: 1.800 gram



JB 317-00-13

Teleskopstang
 "One Hand"

Varenr.: JB 317-00-13
 Dimensioner: Længde x Dybde:
 940 x Ø20 mm.
 Vægt: 1.000 gram



JB 332-00-00

Main base, bukkede ben til dropstativ.
 (Tente hjul er inkluderet)

Varenr.: JB 332-00-00
 Base diameter: Ø545 mm.
 Ben profil Ø25 mm.
 Vægt: 12,3 kg



JB 306-00-00

Main base, lige ben til dropstativ.
 (Tente hjul er inkluderet)

Varenr.: JB 306-00-00
 Base diameter: Ø545 mm.
 Ben profil Ø25 mm.
 Vægt: 11,6 kg

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361