

ABRAZADERAS PARA RIELES MÉDICOS - ABRAZADERAS DESLIZANTES

Norma escandinava para rieles de equipos médicos de 10x30 mm

JBMEDICO



JB 206-00-00

Abrazadera de rieles, modelo ancho, bloqueada mediante dos tornillos prisioneros de rosca allen. Tiene tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm.

"Preparado para la suspensión".

Artículo n°: **JB 206-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 90 mm x 25 mm
Peso: **275 gramos**
MOQ: **5 piezas.**




JB 217-00-00

Abrazadera de rieles, modelo ancho, bloqueado con una bola. Tiene tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm.

"Preparado para la suspensión".

Artículo n°: **JB 217-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 110 mm x 25 mm
Peso: **293 gramos**
MOQ: **5 piezas.**



JB 120-00-00

Abrazadera de rieles, modelo estrecho, bloqueado con un cierre de bola, y una ranura en T.

Artículo n°: **JB 120-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 64 mm x 25 mm
Peso: **118 gramos**
MOQ: **5 piezas.**



JB 121-00-00

Abrazadera de rieles, modelo estrecho, bloqueado con un cierre de bola.

Artículo n°: **JB 121-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5mm x 64 mm x 25 mm
Peso: **155 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361