



JB 158-03-18

Soporte múltiple con un dispositivo de fijación, agujero de Ø18mm. Se adapta a Ø16-41 mm.

Tres tamaños de casquillo disponibles .
La manivela puede adquirirse por separado.

Nº DE ARTÍCULO: **JB 158-03-18**
 MATERIAL: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, POM, Nylon (PA6)**
 DIMENSIONES: **Longitud x Anchura x Profundidad**
36 mm x 51 mm x 134/96 mm
 PESO: **288 gramos**
 MOQ: **2 piezas.**
 ACCESORIOS: **Se puede comprar la manivela.**



JB 158-03-20

Soporte múltiple con un dispositivo de fijación y casquillo de latón/bronce. Se adapta a. Ø16-41 mm.

La manivela puede adquirirse por separado.

Nº DE ARTÍCULO: **JB 158-03-20**
 MATERIAL: **Aluminio (anodizado natural), SS 304, latón, POM, nylon (PA6)**
 DIMENSIONES: **Longitud x Anchura x Profundidad**
36 mm x 51 mm x 134/96 mm
 PESO: **440 gramos**
 MOQ: **2 piezas.**
 ACCESORIOS: **Se puede comprar la manivela y el accesorio de la ranura en T.**



JB 163-00-01

Montaje de la ranura en T para el soporte múltiple

Los agujeros sólo son adecuados para el soporte múltiple.

Artículo nº: **JB 163-00-01**
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
60 mm x 36,2 mm x 12,5 mm
 Peso: **36 gramos**
 MOQ: **1 Bolsa med 20 uds.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361