



## JB 820-625-06

Herraje de carril GCX, preparado con agujeros de montaje

Artículo n°: **JB 820-625-06**  
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**  
 Color: **Natural**  
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**  
**82 mm x 63 mm x 6 mm**  
 Peso: **83 gramos**  
 MOQ: **4 piezas**

ACCESORIOS:  
 JB 163-00-01 **Racor de ranura en T**  
 JB 205-00-00 **Racor adaptador/ Carcasa de suspensión Ø20**  
 JB 205-00-18 **Racor adaptador/ Carcasa de suspensión Ø18**



## JB 820-625-163

Herraje de carril GCX con ranura en T.

Artículo n°: **JB 820-625-163**  
 Material: **Aluminio (anodizado natural)**  
 Color: **Natural**  
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**  
**82 mm x 36 mm x 18,5 mm**  
 Peso: **123 gramos**  
 MOQ: **4 piezas.**



## JB 820-625-20

Herraje de carril GCX con carcasa de suspensión. Agujero de casquillo de Ø20 mm.

Artículo n°: **JB 820-625-20**  
 Material: **Aluminio (anodizado natural) y latón**  
 Color: **Natural**  
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**  
**82 mm x 63 mm x 42 mm**  
 Peso: **313 gramos**  
 MOQ: **2 piezas.**

ACCESORIOS: **Se puede comprar la manivela.**



## JB 820-625-18

Herraje de carril GCX con carcasa de suspensión con orificio de Ø18 mm.

Casquillo de plástico opcional de Ø9,6/13 o 16 mm.

Artículo n°: **JB 820-625-18**  
 Material: **Aluminio (anodizado natural) y Plástico**  
 Color: **Natural**  
 Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**  
**82 mm x 63 mm x 42 mm**  
 Peso: **270 gramos**  
 MOQ: **2 piezas.**

ACCESORIOS: **Se puede comprar la manivela.**

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361