

VARILLAS DE SUSPENSIÓN



JB 29-00-04

Varilla maciza
Ø20 x 600 mm.
2 topes finales

Nº de artículo: **JB 29-00-04**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud
Ø20 mm x 600 mm**
Superficie: **Vidrio soplado**
Peso: **1.700 gramos**



JB 29-00-10

Varilla maciza
Ø20 x 500 mm.
2 topes finales

Artículo nº: **JB 29-00-10**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud
Ø20 mm x 500 mm**
Superficie: **Vidrio soplado**
Peso: **1.400 gramos**



JB 28-00-00

Tubo de varilla, hueco
Ø30 x 700 mm.
2 topes finales

Artículo nº: **JB 28-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud
Ø30 mm x 700 mm**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **1.300 gramos**



JB 29-00-00

Tubo de varilla, hueco
Ø20 x 600 mm.
2 topes finales

Artículo nº: **JB 29-00-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud
20 mm x 600 mm**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **700 gramos**



JB 29-05-00

Tubo de varilla, hueco
Ø20 x 500 mm.
2 topes finales

Artículo nº: **JB 29-05-00**
Material: **Acero inoxidable (AISI 304)**
Dimensiones: **Diámetro x Longitud
20 mm x 500 mm**
Superficie: **Electropulido**
Peso: **600 gramos**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361