


DISPENSADOR DE MESA Y PARED PARA BOTELLAS CUADRADAS Y REDONDAS

JB MEDICO



JB 162-67-87

Dispensador de mesa y pared para botellas redondas y cuadradas de 500- 600 ml.

Con encaje para ranura en T de acero inoxidable

Consta de 2 piezas:

1. Dispensadores de alambre de 5 mm
2. Abrazadera de mesa

Se adapta a la mayoría de las botellas cuadradas de alcohol y de jabón redondas. (500 y 600 ml.)
Botellas cuadradas 67x67 mm
Botellas redondas Ø70 mm

Artículo nº:

Material:

Color:

Superficie:

Dimensiones:

Peso:

MOQ:

Accesorios:

Racor de pared con ranura en T

Abrazadera de rieles con ranura en T (DK)

Abrazadera de rieles con ranura en T (EU)

Soporte múltiple con ranura en T

Herraje de carril GCX con ranura en T

JB 162-67-87

Acero inoxidable (AISI 304)

Natural

Electropulido

Profundidad x Altura x Anchura

87 mm x 162,5 mm x 77 mm

100 gramos

10 uds. por uds.

JB 47-00-00

JB 120-00-00

JB 146-00-00

JB 158-00-163

JB 820-625-163



Botella cuadrada 67x67 mm



Botella redonda Ø70 mm

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361