

KULISSEKLØR - GLIDEKULISSER - KULISSESTYR

EU DIN standard til 10x25 mm. kulisseskiner



JB 143-03-00

Kulisseklo, bred model, låses vha. 2 pinolskruer 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.

"Forberedt til ophæng"

Varenr.: JB 143-03-00
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 90 mm. x 28,6 mm.
Vægt: 303 gram
Minimum salg: 5 stk.



JB 144-00-00

Kulisseklo, bred model, med 2 stk. kuglelås

Varenr.: JB 144-00-00
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.
Vægt: 328 gram
Minimum salg: 5 stk.



JB 144-03-00

Kulisseklo, bred model, med 2 stk. kuglelås og 3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.

"Forberedt til ophæng"

Varenr.: JB 144-03-00
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.
Vægt: 318 gram
Minimum salg: 5 stk.



JB 145-00-00

Kulisseklo, bred model, med 1 stk. kuglelås.

Varenr.: JB 145-00-00
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)
Farve: H-151 "Satin Aluminium"
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.
Vægt: 325 gram
Minimum salg: 5 stk.

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361