

## KULISSEKLØR - GLIDEKULISSER - KULISSESTYR

EU DIN standard til 10x25 mm. kulisseskiner

## LAMPEKULISSEKLØR - EKSTRA SOLIDE - TIL LANGE OG TUNGE LAMPER

EU DIN standard til 10x25 mm.

**JB**MEDICO



### JB 145-03-00

Kulisseklo, bred model, med 1 stk. kuglelås  
3 stk. undersænkede Ø6,6 mm. huller.

"Forberedt til ophæng".



### JB 045-03-00

Kulisseklo, smal model, låses vha. 2 stk.  
pinolskruer 3 stk. undersænkede  
Ø6,6 mm. huller.

"Forberedt til ophæng".



### JB 143-03-18

Kulisseklo, bred model, låses med 2 stk.  
pinolskruer og adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.



### JB 145-03-18

Kulisseklo, bred model, 1 stk. kuglelås og  
adapterbeslag Ø18 mm.

Tre bøsningstørrelser kan tilkøbes.  
Håndtag kan tilkøbes.

Varenr.: JB 145-03-00  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 28,6 mm.  
Vægt: 317 gram  
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 045-03-00  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 45 mm. x 28,6 mm.  
Vægt: 151 gram  
Minimum salg: 5 stk.

Varenr.: JB 143-03-18  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 90 mm. x 64,2 mm.  
Vægt: 468 gram  
Minimum salg: 2 stk.

Varenr.: JB 145-03-18  
Materiale: Aluminium. (Keramisk Coating)  
Farve: H-151 "Satin Aluminium"  
Dimensioner: Højde x Bredde x Dybde:  
61,5 mm. x 110 mm. x 64,2 mm.  
Vægt: 501 gram  
Minimum salg: 2 stk.

## KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361