



JB 306-2-317-190

Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buet lang søjle, 4 stærke lige kroge.

Det fleksible dropstativ kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste specialdesignede understel, muliggør fastgørelsen af diverse emner på en sikker måde uden risiko for at stativet vælter.

Varenr.:

Materiale / Overflade
 Farve på plastikdele
 Kroge
 Belastning pr. krog
 Vægt uden udstyr
 Max. belastning
 Højde med/uden hjul (teleskop max.)
 Højde med/uden hjul (teleskop min.)
 Ydre rørdiameter
 Indre rørdiameter
 Indstilling
 Højdejustering
 Base diameter, lige ben
 Hjul diameter i henhold til DIN EN 60601

JB 306-2.317-190

Elektropoleret rustfast stål (AISI 304)
 Sort
 Fire stærke lige kroge
 15 kg.
 15 kg.
 40 kg.
 2.369 mm. / 2.232 mm.
 1.605 mm. / 1.470 mm.
 Ø32/1.281 mm.
 Ø20 x 940 mm.
 "One Hand" justerbar
 765 mm.
 515 mm.
 Ø100 mm.
 1 x antistatisk hjul
 2 x låsbar hjul
 2 x standard hjul
 Rustfast kugleleje: Ja

Sikkerhedsafstand imellem begge rør, når ydre rør når sin laveste højde.

Integreret stop forhindrer adskillelse af de justerbare rør.

En integreret base-vægt letter en sikker fastgørelse af forskellige pumper og andet medicinsk udstyr.



CE Godkendt

Sikkerhed

- Søjler er forsynet med stop af kunststof (ingen risiko for skade)
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand i sammenskubbet tilstand som en sikkerhedsforanstaltning imod risiko for skade (for eksempel klemning af fingre)
- Øget stabilitet på grund af konisk forbindelse mellem stand- og fodsektion
- Sikker styring af sænkning af det indre rør
- Ingen risiko for skade på grund af afrundet udformning af kroge
- På grund af geometrien/vinkling af kroge kan infusionsflaskerne ikke falde ud
- Fleksibelt håndtag til dropstativ kan tilpasses den enkelte bruger.

Teknik

- Alle plastdele er fremstillet af lette materialer
- Rør i rustfast stål iht. DIN EN 10217-7
- Materiale ultralyd og hvirvelstrøm testet (ifølge EN 10246-9 /3).
- Den integrerede udtrækningsbegrænser forhindrer, at de justerbare rør adskilles utilsigtet
- Sikkerhedsflaskekors ifølge DIN ISO 15375
- Gode køreegenskaber gennem høj kvalitet 100 mm. mono Rolls, 1 Rolls er antistatiske gælder (One Hand stativerne).
- Indførelsen af hygiejnisk følsomme væsker forhindres af forseglingsdæksel.
- Forstærket flaskekryds giver mulighed for tilslutning af 5 liters flasker.

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361