



JB IP 9025

Træksnor 2,5 meter
til patientkald og kaldeanlæg.



JB IP 24155

Klokke til træksnor i rød PP-Plast.



JB IP 9004

Knækled, sort, til patientkald,
akutkald og kaldesnor.



JB IP 3000-RØD

Træksnor på kabelspole.

Varenr.: JB IP 9025
Materiale: Plast PE
LDPE blød Polyethylene
Vægt: 7 gram (182 gram)
Minimum salg: 25 stk.

Varenr.: JB IP 24155
Dimensioner: Omkreds x Højde
15,5 mm. (forneden) x 24 mm.
Materiale: PP, Plast (Polypropylen))
Vægt: 1,4 gram (140 gram)
Minimum salg: 100 stk. / pose

Varenr.: JB IP 9004
Dimensioner: Længde: 22 mm.
Diameter: 9 mm.
Materiale: Plast ABS
Farve: Sort
Vægt: 0,5 gram (100 gram)
Minimum salg: 200 stk.

Varenr.: JB IP 3000-RØD
Varenr.: JB IP 1000-RØD
Varenr.: JB IP 500-RØD
Varenr.: JB IP 100-RØD

KONTAKT INFO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361