

# PRODUKTDATABLAD

## Uson kanylespand hvid, gult låg med kanyleaftræk

### USON kanylespand med låg med kanyleaftræk.

USON kanylespand er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejeinstitutioner.

Spanden er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm.

UN godkendt (3291)

Spanden er hvid med gult låg med kanyleaftræk.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PE/PP
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	-
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og rent
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-