

ABRAZADERAS DE RIEL PARA SOPORTES DE DRIP, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MÉDICOS

NORMA ESCANDINAVA 10X30 MM

JB MEDICO



JB 217-03-20

Abrazadera de rieles, modelo ancho, con cierre de una bola, accesorio adaptador y casquillo de latón de Ø20 mm.

Tres tamaños de casquillo disponibles
Pueden adquirirse manivelas (JB 94-00-00)

Artículo nº: **JB 217-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 110 mm x 60,5 mm
Peso: **475 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 207-03-20

Abrazadera de rieles, modelo ancho, con cierre de dos bolas, adaptador racor y casquillo de latón de Ø20 mm.

Tres tamaños de casquillo disponibles
Pueden adquirirse manivelas (JB 94-00-00)

Artículo nº: **JB 217-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 110 mm x 60,5 mm
Peso: **475 gramos**
MOQ: **2 piezas.**



JB 216-03-20

Abrazadera de rieles, modelo estrecho, con dos tornillo allen prisionero rosca, accesorio adaptador y casquillo de latón de Ø20 mm.

Tres tamaños de casquillo disponibles
Pueden adquirirse manivelas (JB 94-00-00)

Artículo nº: **JB 216-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Largo x Ancho x Profundidad**
61,5mm x 45 mm x 60,5 mm
Peso: **316 gramos**
MOQ: **4 piezas.**



JB 121-03-20

Abrazadera de rieles, modelo estrecho, con cierre de una bola, accesorio adaptador y casquillo de latón de Ø20 mm.

Tres tamaños de casquillo disponibles
Pueden adquirirse manivelas (JB 94-00-00)

Artículo nº: **JB 121-03-20**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Longitud x Anchura x Profundidad**
61,5mm x 64 mm x 60,5 mm
Peso: **383 gramos**
MOQ: **4 piezas.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361