

ABRAZADERAS PARA RIELES DE EQUIPOS MÉDICOS

Norma DIN de la UE 10x25 mm

JBMEDICO



JB 146-00-00

Abrazadera de rieles, modelo estrecho, con un cierre de bola y una ranura en T.



JB 147-00-00

Abrazadera de rieles modelo estrecho, con un cierre de bola.



JB 147-03-00

Abrazadera de rieles, modelo estrecho, con un cierre de bola y tres agujeros avellanados de Ø6,6 mm.

“Preparado para la suspensión”.



JB 143-00-00

Abrazadera de rieles, modelo ancho, bloqueado con con dos tornillos allen prisioneros de rosca.

Artículo n°: **JB 146-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 64 mm x 28,6 mm
Peso: **132 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 147-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 64 mm x 28,6 mm
Peso: **168 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 147-03-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
61,5 mm x 64 mm x 28,6 mm
Peso: **161 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

Artículo n°: **JB 143-00-00**
Material: **Aluminio (anodizado natural)**
Dimensiones: **Altura x Anchura x Profundidad**
61,5mm x 90 mm x 28,6 mm
Peso: **308 gramos**
MOQ: **5 piezas.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@jbmedico.com | +(45) 7020 5826 | www.jbmedico.com | CVR: 34212414 | JB-Medico ApS | Birkemosevej 3A, Hasselager, DK-8361