

Så kom løsningen på manglende stikkontakter!

Elpanel med hospitalsstik til montering direkte på kulisseskiner til hospitaler

Med kulisseklo til type 10x30mm, 10x25mm kulisseskiner eller multiklo.

Elpanel med hospitalsstik til montage direkte på kulisseskiner

Fås i mange varianter og kan bestykses efter behov.

Nye regler betyder ligeledes at der skal fejlstrømsrelæ foran stikkontakter.

JB-Medico kan levere løsning ved at integrere HPFI relæet i panelerne.

Derved spares den ofte meget kostbare installation til patientstikkontakter.

Dette elpanel består af et elegant aluminiumsprofil, hvori alt elektrisk materiel blot klikkes ind. Standardkonfigurationen består af 3, 4 eller 5 hospitalsstik og er monteret med hospitalsnetledning med stik i enten 1 eller 3 meter længde. Hospitalsledningen afsluttes i aluminiumsprofilen med en EMC forskruning, som sikrer skærmens afslutning i profilet.



Beskrivelse	Vare nr.
Til Skandinavisk 10x30mm kulisseklo	
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integrere HPFI relæ 10A	JBH 273-105-51-30
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-102-53-30
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 6A	JBH 273-106-51-30
Elpanel, 4 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 10A	JBH 273-104-41-30
Elpanel, 4 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-101-43-30
Elpanel, 3 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 10A	JBH 273-103-33-30
Elpanel, 3 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-100-33-30
Til EU DIN Skinne 10x25mm kulisseklo	
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integrere HPFI relæ 10A	JBH 273-105-51-25
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-102-53-25
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 6A	JBH 273-106-51-25
Elpanel, 4 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 10A	JBH 273-104-41-25
Elpanel, 4 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-101-43-25
Elpanel, 3 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 10A	JBH 273-103-33-25
Elpanel, 3 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-100-33-25
Multiklo fra justering fra 4-41mm	
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integrere HPFI relæ 10A	JBH 273-105-51-158
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-102-53-158
Elpanel, 5 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 6A	JBH 273-106-51-158
Elpanel, 4 stk. hospitals-stik, 1 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 10A	JBH 273-104-41-158
Elpanel, 4 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-101-43-158
Elpanel, 3 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel, Integreret HPFI relæ 10A	JBH 273-103-33-158
Elpanel, 3 stk. hospitals-stik, 3 m rød hospitals netkabel	JB 273-100-33-158