

Severo Elektrisk Pilleknuser V3,1



- Hurtig og effektiv knusning af medicin
- Undgår udsættelse for medicin støv
 - Lille og bærbart design
 - Let at rengøre
 - Næsten lydsvag drift
 - Genopladeligt batteri

•
Pris 2.950 DDK Eks moms og fragt

Vare Nr. JB 0830-2017

Severo Elektrisk Pilleknuser v3.1

Specifikationer:

Pille knusning: Knuser flere standard piller ad gangen

Kop volumen: 30 ml.

Formalingstid: 8 sekunder for standard piller

Lydstyrke: 52 dB (lav lydstyrke)

Batteri levetid: 2 timer

Pris pr knusning: Ca.43 øre (udregnet med kopper og rondeller)

Kontakter: Tænd/Sluk

Indikator: Batteri niveau

Garanti: 2 år på enheden (1 år på Batteri Inkludere ikke brugerfejl)



Tilbehør til Severo Elektrisk Pilleknuser V3,1

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris / Pr.stk
 <p>Engangskopper i hård plast</p>	<p>Severo Kopper 2.100 stk.</p> <p>Specifikationer: Bægeret har en øvre diameter på 4,7cm og er 2,9 cm højt, og kan indeholde 30 ml. Bunden har en takket kant, så bægeret kan stå fast i Severo pilleknuser.</p>	<p>JB MED-020</p>	<p>889,00 DDK</p> <p>Minimum Salg 2.100 stk</p>
	<p>Severo Låg 2.000 stk.</p> <p>Specifikationer: Engangslåg i hård plast</p>	<p>JB ME2-000</p>	<p>850,00 DDK</p> <p>Minimum Salg 2.000 stk</p>
	<p>Rondeller/Pilleknuser 2.100 stk</p> <p>Rondellerne er ekstra holdbare cellofanark, der placeres ovenpå Severo-koppen før pillerne knuses.</p> <p>Brugen af disse rondeller sørger for at holde pilleknuseren ren, så den er klar til brug med det samme. Hver – gang</p>	<p>JB MED-003</p>	<p>265,00 DDK</p> <p>Minimum Salg 2.100 stk</p>
	<p>Severo, ekstra metalstempel til tabletknusning</p> <p>Specifikationer: Fremstillet i rustfast stål</p>	<p>JB 3000001</p>	<p>375,00 DDK</p>